



DA Vigtigt: Denne lynvejledning erstatter ikke brugsvejledningen. Læs brugsvejledningen omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug.

FI Tårkelid: tämä pikaopas ei korvaa käyttöopasta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

NO Viktig: Denne hurtigveiledningen erstatter ikke brukerhåndboken. Læs brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke apparatet.

SV Viktigt: den här snabbstarthandboken ersätter inte användarhandboken. Läs användarhandboken nogga innan du börjar använda apparaten.

Brug/Käyttäminen/Bruk/Användning




DA Hvis du for nylig har taget solbad eller anvendt solarieudstyr, skal du vente mindst 2 uger, før du bruger apparatet.

FI Jos olet äskettäin ottanut aurinkoa tai käyttänyt keuhkonetuslaitteita, odota vähintään 2 viikkoa ennen laitteen käyttöä.

NO Hvis du nylig har solt deg eller blitt brun på kunstig vis, må du vente minst to uker før du bruker apparatet.

SV Om du nyligen har solat eller använt brun-utan-sol-produkter ska du vänta minst 2 veckor innan du använder apparaten.




DA Barber huden før brug. Når hårene holder op med at vokse ud igen, behøver du ikke længere barbere dig.

FI Ajele ihokarvat ennen käyttöä. Kun ihokarvat eivät enää kasva takaisin, niitä ei enää tarvitse ajella.

NO Barber huden før du bruker apparatet. Når håret stopper å vokse ut igjen, trenger du ikke å barbere deg lenger.

SV Raka huden före användning. När håren slutar att växa ut behöver du inte raka dig längre.




DA Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for apparatet. Indikatoren for lysintensitet 1 tænder, og ventilatoren inde i apparatet starter.

FI Liitä laite pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. Valotehon 1 valo syttyä ja laitteen sisällä oleva tuuletin käynnistyy.

NO Sett støpeleiet til apparatet inn i stikkontakten, og slå på apparatet. Lampen for intensitet 1 tenner, og viften starter.

SV Anslut apparaten och starta den. Ljuset med intensitet 1 tänds och fläkten inuti startar.




DA Efter 1 sekund tænder advarselslampe KLAR/hudfarve. Apparatet er klar til at afgive blink.

FI VALMIS/honvartunnistimen merkivalo sytty 1 sekunnin kuluttua. Laite on valmis väläyttämään.

NO Etter 1 sekund lyser klarlampe/hudadvarselsslampe. Apparatet er klart til å blinke.

SV Efter 1 sekund tänds lampen READY/hudfärgsvarning. Apparatet är klart att använda.




DA Tryk på tænd-/sluk-/intensitetsknappen for at øge intensiteten. Hvis behandlingen bliver smertefuld, skal du sænke intensiteten.

FI Voit lisätä tehoa painamalla virta-/valotehopainiketta. Jos käsittely tuntuu kivulta, vähennä valotehoa.

NO Trykk på av/på/intensitetknappen for å øke intensiteten. Hvis behandlingen blir smertefull, kan du redusere intensiteten.

SV Tryck på knappen på/av/intensitet för att öka intensiteten. Om behandlingen blir påtagligt minskar du intensiteten.




DA Placer hudkontaktfladen på huden. Når der er fuld hudkontakt, begynder advarselslampe KLAR/hudfarve at blinke langsomt.

FI Aseta laitteen kosketuspinta iholle. Kun kosketuspinta koskettaa kokonaan ihoa, laitteen VALMIS/honvartunnistimen merkivalo alkaa vilkua hitaasti.

NO Plasser hudkontaktoverflaten mot huden. Når det er full hudkontakt, begynner klarlampe/hudadvarselsslampe å blinke sakte.

SV Placera hudkontaktsytan på huden. När kontakten med huden är fullgod börjar lampen READY/hudfärgsvarning att blinka långsamt.




DA Tryk på blink-knappen. Hvis din hudfarve er lyst nok, slukker advarselslampe KLAR/hudfarve, og apparatet afgiver et blink.

FI Paina välähyspainiketta. Jos ihonväri on riittävä vaalea, VALMIS/honvartunnistimen merkivalo sammuu ja laite välähtää.

NO Trykk på lysblinkknappen. Hvis hudfargen er lys nok, slås klarlampe/hudadvarselsslampe av, og apparatet utløser et lysblink.

SV Tryck på blinkningsknappen. Om hudfärgen är tillräckligt lys slöcknar lampen READY/hudfärgsvarning och apparaten utlöser en blinkning.




DA I stryg- og blinktilstanden skal du holde blink-knappen nede. Apparatet bliver ved med at afgive blink, mens du skubber det hen over din hud.

FI Jos käytät Liuku- ja välähdyks-tilaa, pitää välähyspainike painettuna. Laite välähtelee, kun lu utuat sitä iholle.

NO I modusen for å skyve og avgi lysblink holder du inne knappen for lysblink. Apparatet fortsetter å utløse lysblink mens du skyver det bortover huden.

SV I "dra och blinka"-läget håller du blinkningsknappen nedtryckt. Apparatet fortsätter att ge ifrån sig blinkningar medan du drar den över huden.



DA I trin- og blink-tilstanden skal du slippe blink-knappen efter hvert blink. Flyt derefter apparatet til et område lige ved siden af det område, du lige har behandlet, og afgiv endnu et blink.

FI Jos käytät Siirto- ja välähdyks-tilaa, vapautu välähyspainikkeen jokaisen välähdyksen jälkeen. Siirrä tämän jälkeen laite juuri käsitellyn ihoalueen viereen ja paina välähyspainiketta uudelleen.

NO I modusen for trinvis behandling og lysblink slipper du lysblinkknappen etter hvert lysblink. Beveg deretter apparatet til et område rett ved siden av området som du nettopp behandlet, og utlös enda et lysblink.

SV I "flytta och blinka"-läget släpper du blinkningsknappen efter varje blinkning. För sedan apparaten till ett område bredvid området som du nyligen behandlade och utlös en ny blinkning.

Anbefalede lysintensiteter/Suosittelut valotehot

Anbefalte lysintensiteter/Rekommenderade ljusintensiteter

Hudfarve Ihönväri Hudfarge Hudfärg	Hudfarve / Ihon sävy / Hudfarge / Hudton					
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗	⊗
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗	⊗
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗	⊗
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗	⊗
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

DA Foretag altid en hudtest før brug. Efter testen skal du vente 24 timer. Hvis du opdager hudreaktioner, skal du bruge den højeste lysintensitet, der ikke giver hudreaktioner.

FI Suorita aina ennen käyttöä ihotesti ja odota testin jälkeen 24 tuntia. Jos ihoreaktioita ilmenee, käytä korkeinta tehoa, jolla ihoreaktioita ei ilmenny.

NO Utfør alltid en hudtest før bruk. Etter testen må du vente 24 timer. Hvis du ser hudreaksjoner, kan du bruke det høyeste intensitetsnivået som ikke gir hudreaksjoner.

SV Utför alltid ett hudtest före användning. Vänta 24 timmar efter testet. Om du ser hudreaktioner ska du använda den högsta intensitetsnivå som inte gav hudreaktioner.

DA - ⊗ betyder, at denne metode ikke er egnet til dig.

- 1-5 er lysintensitetsindstillingerne. Tabellen angiver den passende lysintensitet for hver hudfarve.

Bemærk: Hvis behandlingen på et tidspunkt bliver smertefuld, skal du sænke lysintensitetsindstillingen, indtil behandlingen igen er behagelig.

FI - ⊗ tarkoittaa, että menetelmä ei sovellu sinulle.

- Numerot 1–5 tarkoittavat valotehoasetuksia. Taulukosta voit tarkistaa kullekin ihonvärille sopivan valotehon.

Huomautus: Jos käsittely tuntuu kivulialta, vähennä valotehoa, kunnes käsittely tuntuu taas mukavalta.

NO - ⊗ betyr at denne metoden ikke passer for deg.

- 1 til 5 er lysintensitetsinnstillinger. Tabellen oppgir egnet lysintensitet for hver hudfarge.

Merk: Hvis behandlingen på noe tidspunkt blir smertefull, kan du redusere lysintensitetsinnstillingen til behandling er behagelig igjen.

SV - ⊗ betyder att den här metoden inte är lämplig för dig.

- 1 till 5 är ljusintensitetsinställningarna. Tabellen visar den lämpliga ljusintensiteten för varje hudfärg.

Obs! Om behandlingen vid något tillfälle blir plögsam så minskar du ljusintensitetsinställningen tills behandlingen är behaglig igen.



422210019983