



PHILIPS

QUICK START GUIDE

SC1992, SC1991

ESPAÑOL

Enhorabuena por la adquisición de este producto,
y bienvenido a Philips
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le
ofrece, registre el producto en www.philips.com/lumea


La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Es diferente a las soluciones caseras actuales porque reduce significativamente el crecimiento del vello. Philips Lumea Essential permite el tratamiento del vello no deseado de las zonas del cuerpo por debajo del cuello.

Philips se toma en serio su seguridad. Lea el manual de usuario, incluidas todas las precauciones y advertencias de seguridad, antes de usar el aparato por primera vez para garantizar un uso correcto, seguro y adecuado. Esta guía rápida no sustituye al manual de usuario, pero facilita el uso del producto lo máximo posible.

Tenga en cuenta que este aparato no es adecuado para todo el mundo. Consulte la tabla que hay en la parte posterior de esta guía rápida para determinar las intensidades de luz adecuadas para su color de piel y vello y compruebe si el aparato es adecuado para usted.

Si necesita información o asistencia, visite www.philips.com/support.

DESCRIPCIÓN GENERAL (FIG. 1)



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Pilotos de intensidad (1- 5) | 9 | Accesorio para el cuerpo (adecuado para cualquier zona del cuerpo por debajo del cuello) |
| 2 | Botón de encendido/apagado | 10 | Marco metálico del interior del accesorio |
| 3 | Piloto de "listo para emisión de pulso" | 11 | Sistema de seguridad integrado |
| 4 | Rejillas de ventilación | 12 | Contactos electrónicos |
| 5 | Toma del aparato | 13 | Adaptador de corriente |
| 6 | Botón de emisión de pulsos de luz | 14 | Clavija pequeña |
| 7 | Abertura para contactos electrónicos | | |
| 8 | Ventanilla de salida de luz con filtro UV integrado | | |

También se incluye: paño de limpieza y funda

Uso del aparato

Antes de utilizar Philips Lumea Essential, realice una prueba de piel (consulte el manual de usuario). Después de la prueba de piel, espere 24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si percibe alguna reacción en la piel, de ahora en adelante elija la intensidad más alta que no provoque reacciones cutáneas.



Cuando utilice Lumea de forma regular, evite tomar el sol. Si tiene la piel bronceada, asegúrese de esperar al menos 2 semanas antes de utilizar Lumea Essential.



Debe preparar la piel preparando la zona que desea tratar antes de utilizar Lumea. Cuando el vello no vuelva a crecer, generalmente tras 4 ó 5 sesiones, ya no tendrá que afeitarse antes de usar el aparato.



Compruebe que el accesorio y la ventanilla de salida de luz están limpios. Si hay suciedad, vello o fibra en la ventanilla, límpiela con el paño incluido antes de utilizar el aparato.




Asegúrese de colocar el accesorio para el cuerpo correctamente.



Enchufe el aparato a la toma de corriente y encienda el dispositivo. A continuación, seleccione el nivel de intensidad de luz adecuado a su tono de piel. Para elegir el ajuste adecuado, solo tiene que consultar el gráfico de idoneidad que hay en la parte posterior de esta guía rápida.



Para ajustar el nivel de intensidad de luz, pulse el botón de encendido/apagado una o más veces hasta llegar al ajuste que desee.



Coloque Lumea con un ángulo de 90 grados sobre la piel y asegúrese de que está en contacto total con la misma. Cuando está en contacto total con la piel, el piloto de "listo para emisión de pulso" se ilumina en verde.



Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso. Levante el aparato de la piel y colóquelo en la siguiente zona que va a tratar, asegurándose de abarcar parte de la zona antes tratada. A continuación, vuelva a pulsar el botón de emisión de pulsos.



Con Lumea Essential Plus, puede elegir el modo de uso. Deslizamiento y pulso es el modo de aplicación principal. Solo tiene que mantener pulsado el botón de emisión de pulsos y se emitirán pulsos mientras desliza el aparato.

Después de cada pulso, el aparato tarda hasta 3,5 segundos en estar preparado para generar otro pulso. Durante este tiempo de carga, el piloto de "listo para emisión de pulso" parpadea cuando el aparato está en contacto total con la piel.

Tono de piel						
Color del vello	Blanca	Beige	Morena clara	Morena media	Morena oscura	Morena casi negra
Blanco/gris	×	×	×	×	×	×
Pelirrojo	×	×	×	×	×	×
Rubio claro	×	×	×	×	×	×
Rubio oscuro/ castaño claro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Castaño	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Castaño oscuro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
Negro	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×

Tabla de intensidades de luz recomendadas

Consulte la tabla para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y para comprobar si este método es adecuado para usted. El método es más eficaz a intensidades de luz más altas, pero debe reducir la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia. Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado, pero nunca deberá ser doloroso.

Consulte la sección “Contraindicaciones” en el manual del usuario. Algunas medicaciones y enfermedades pueden provocar reacciones adversas al utilizar el aparato.

4222.100.0502.2