

Quick start guide/Guía de configuración rápida/Guide de démarrage rapide/Guia para início rápido



EN Important: this quick start guide does not replace the user manual.

Read the user manual carefully before you start using the appliance.

ES Importante: Esta guía rápida no sustituye al manual de usuario. Lea el manual de usuario con atención antes de empezar a utilizar el aparato.

FR-CA Important : Ce guide de démarrage rapide ne remplace pas le manuel d'utilisation. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

PT-BR Importante: este guia de inicio rápido não substitui o manual do usuário. Leia o manual do usuário com atenção antes de começar a usar o aparelho.

PT-BR Se você se bronzeou ou utilizou um equipamento de bronzeamento artificial recentemente, espere ao menos 2 semanas antes de utilizar o dispositivo.

Using/ Utilización/Utilisation/Utilização




EN If you recently sunbathed or used artificial tanning equipment, wait at least 2 weeks before you use the appliance.

ES Si ha tomado el sol o ha utilizado equipos de bronceado artificial recientemente, espere al menos 2 semanas antes de utilizar el dispositivo.

FR-CA Si vous avez pris un bain de soleil ou utilisé un appareil de bronzage artificiel, attendez au moins 2 semaines avant d'utiliser l'appareil.

PT-BR Se você se bronzeou ou utilizou um equipamento de bronzeamento artificial recentemente, espere ao menos 2 semanas antes de utilizar o dispositivo.




EN Shave the skin before use. When the hairs stop growing back, you do not have to shave anymore.

ES Aféites la piel antes de utilizar el aparato. Cuando el vello deje de volver a crecer, ya no tendrá que volver a afeitarse.

FR-CA Rasez la peau au préalable. Vous n'aurez plus besoin de la faire lorsque les poils cesseront de repousser.

PT-BR Raspe os pelos antes da utilização. Quando eles pararem de crescer novamente, você não precisará mais raspar os.



EN Plug in the appliance and switch it on. The light of intensity 1 goes on and the fan inside starts.

ES Enchufe el dispositivo y enciéndalo. El piloto de intensidad 1 se enciende y el ventilador del interior se activa.

FR-CA Branchez et allumez l'appareil.

PT-BR Conecte o dispositivo à tomada e acione o botão de intensidade 1.

PT-BR Depois de 1 segundo, a luz




EN After 1 second, the READY/skin colour warning light lights up. The appliance is ready to flash.

ES Después de 1 segundo, el piloto READY se ilumina. El dispositivo está listo para emitir un pulso.

FR-CA Après 1 seconde, le voyant «READY» (prêt) s'allume. L'appareil est alors prêt à émettre une première impulsion lumineuse.

PT-BR Depois de 1 segundo, a luz indicadora PRONTO PARA USO acenderá. O dispositivo está pronto para emitir um pulso.




EN Press the on/off/intensity button to increase the intensity. If the treatment becomes painful, reduce the intensity.

ES Pulse el botón de intensidad para aumentar la intensidad. Si el tratamiento resulta doloroso, reduzca la intensidad.

FR-CA Appuyez sur le bouton d'intensité lumineuse pour augmenter l'intensité. Si le traitement s'avère douloureux, réduisez l'intensité.

PT-BR Pressione o botão de intensidade para aumentar a intensidade. Se o tratamento tornar-se doloroso, reduza a intensidade.




EN Place the skin contact surface on your skin. When there is full skin contact, the READY/skin colour warning light starts to blink slowly.

ES Coloque la superficie de contacto con la piel sobre la piel. Cuando esté en contacto total con la piel, el piloto READY empieza a parpadear lentamente.

FR-CA Placez la surface de contact sur votre peau. Lorsque le contact est complet, le voyant READY clignote lentement.

PT-BR Coloque a superfície de contato com a pele sobre a sua pele. Quando houver contato total com a pele, a luz indicadora PRONTO PARA USO piscará lentamente.



EN Press the flash button. If your skin colour is light enough, the READY/skin colour warning light goes off and the appliance releases a flash.

ES Pulse el botón de emisión de pulsos. Si el color de su piel es lo suficientemente claro, el piloto READY se apagará y el aparato emitirá un pulso.

FR-CA Appuyez sur le bouton Pulse. Si votre couleur de peau est suffisamment claire, le READY s'éteint et une impulsion est émise.

PT-BR Pressione o botão de pulso. Se a cor da sua pele for suficientemente clara, a luz indicadora PRONTO PARA USO desligará e um pulso será emitido.




EN In the Slide & Flash mode, you keep the flash button pressed. The appliance continues to release flashes as you slide it across your skin.

ES Si mantiene pulsado el botón de emisión de pulsos, el dispositivo seguirá emitiendo pulsos mientras lo desliza por la piel.

FR-CA Si vous maintenez le bouton Pulse enfoncé, l'appareil continue d'émettre des impulsions et vous pouvez le faire glisser sur votre peau.

PT-BR Mantendo o botão de pulso pressionado, o dispositivo continuará emitindo pulsos enquanto você o desliza pela sua pele.



EN In the Step & Flash mode, release the flash button after each flash. Then move the appliance to an area next to the area you just treated and release another flash.

ES También puede soltar el botón de emisión de pulsos después de cada pulso. A continuación, mueva el dispositivo a la zona que hay justo al lado de la que acabó de tratar y emita otro pulso.

FR-CA Vous pouvez également relâcher le bouton Pulse après chaque impulsion. Déplacez ensuite l'appareil sur une nouvelle zone de peau à côté de la zone traitée et appuyez de nouveau sur le bouton Pulse.

PT-BR Você também pode soltar o botão de pulso após cada pulso. Em seguida, mova o dispositivo para uma área logo ao lado da que você acabou de tratar e emita outro pulso.

Recommended light intensities /Niveles de intensidad recomendados Niveaux d'intensité recommandée /Níveis de intensidade recomendados

Hair colour Color del vello Couleur des poils Cor dos pelos	Skin tone / Color de piel / Couleur de peau / Cor da pele					
	Lightest	Very light	Light	Moderate	Dark	Darkest
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	4/5	4/5	3/4	1/2/3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

EN - means that this method is not suitable for you.

-1 to 5 are the light intensity settings. The table states the suitable light intensity for each skin colour.

Note: If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again.

ES - significa que este método no es adecuado para usted.

-Los niveles de intensidad van del 1 al 5. La tabla indica el nivel adecuado para cada color de piel.

Nota: Si el tratamiento resulta doloroso en cualquier momento, reduzca el nivel de intensidad hasta que el tratamiento vuelva a resultar cómodo.

FR-CA - signifie que cette méthode ne convient pas à votre type de peau.

- Les chiffres 1 à 5 représentent les niveaux d'intensité. Le tableau indique le niveau d'intensité adéquat pour chaque couleur de peau.

Remarque : Si le traitement s'avérait douloureux, réduisez le niveau d'intensité jusqu'à retrouver une sensation de confort.

PT-BR - indica que esse método não é adequado para você.

- Os números de 1 a 5 são os níveis de intensidade. A tabela indica o nível adequado para cada cor de pele.

Nota: Se o tratamento tornar-se doloroso em qualquer momento, reduza o nível de intensidade até que o tratamento torne-se confortável novamente.

EN Always perform a skin test before use. After the test, wait 24 hours. If you see skin reactions, use the highest intensity level that did not give skin reactions.

ES Empiece siempre utilizando Philips Lumea Comfort con el nivel de intensidad más bajo. Aumenta el nivel de intensidad un nivel si no siente molestia durante y después del uso.

FR-CA Commencez votre utilisation du système Lumea Comfort de Philips en sélectionnant le niveau d'intensité le plus bas. Augmentez l'intensité d'un niveau à la fois, et uniquement si vous n'avez éprouvé aucune sensation d'inconfort après et pendant l'utilisation précédente.

PT-BR Sempre comece usando o Philips Lumea Comfort no nível de intensidade mais baixo!

Apenas aumenta a intensidade em um nível se você não sentir nenhum desconforto durante e depois da utilização.



422210020023

4222.100.2002.3