

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome





SC1992
SC1991



User manual

PHILIPS





SC1992, SC1991

ENGLISH 6
DANSK 25
SUOMI 44
NORSK 63
SVENSKA 82

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Light-based hair removal is one of the most effective methods to treat unwanted body hair with longer-lasting results. It is different from current home hair removal methods because it significantly reduces hair regrowth. Philips has been investigating this method together with leading dermatologists for over 15 years. You can now use this innovative technology comfortably in the privacy of your own home, whenever you want.

This appliance has been specifically designed and optimised for use by women, but can be used by men as well.

Philips Lumea Essential enables treatment of unwanted hair on body areas below the neckline.

Philips Lumea Essential is designed for use by one person only.

For more information about Philips Lumea Essential, see www.philips.com/lumea. Check our homepage regularly for updates.

Benefits

This appliance provides the following benefits:

Intense Pulsed Light (IPL) technology for home use

Philips Lumea Essential uses a light-based technology called 'Intense Pulsed Light' (IPL). IPL is also used in the professional beauty market for hair removal and has been in use for the last fifteen years. Philips Lumea Essential now brings this innovative technology to the comfort of your home.

Effective hair regrowth prevention for everyday smoothness

This method provides you with long-lasting hair regrowth prevention and silky-smooth skin. Our studies have shown a significant hair reduction after just two treatments. Optimal results were generally achieved after four to five treatments. A reduction in hair density is visible from treatment to treatment. How fast the effect becomes visible and how long the results last varies from person to person. For more information, see section 'How to achieve optimal results' in chapter 'Using the appliance'.

Gentle treatment, even on sensitive body areas


Philips Lumea Essential has been developed in close cooperation with leading dermatologists for an effective and gentle treatment, even on the most sensitive body areas.

No replacement parts needed, no hidden costs

Philips Lumea Essential is equipped with a high-performance lamp which does not require replacement. This lamp can generate over 100,000 flashes and should enable you to continuously maintain results for more than 5 years* while saving money on expensive replacement lamps.

*Based on average usage scenario and recommended treatment regime for one user.

How Philips' Intense Pulsed Light technology works



Hair growth

Hair growth rates differ from person to person, depending on age, metabolism and other factors. However, everyone's hair normally grows in 3 phases.

1 Growing phase (anagen phase)


The hair grows actively from the root. In this phase the concentration of melanin is highest. Melanin is responsible for the pigmentation of the hair. Melanin concentration is also the determining factor for the efficacy of the Intense Pulsed Light technology. Only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light.

2 Degradation phase (catagen phase)

Hair growth stops and the root shrinks before the hair sheds.


3 Resting phase (telogen phase)

The old hair separates from its hair follicle and sheds. The follicle remains at rest until the biological clock tells it to become active again and grow a new hair.



Working principle

- The appliance works by heating up the hair and root beneath the skin. The melanin in the hair and hair root absorbs the released light pulses. The darker the colour of the hair, the more light can be absorbed. This process stimulates the hair to go into the resting phase.
- In between treatments, hair sheds naturally and regrowth is inhibited. Hairs can take one or two weeks to shed.



- Optimal hair removal cannot be obtained with a single session, since only hairs in the growing phase are susceptible to treatment with light. During a treatment, hairs on the treated area are usually in different stages of the hair growth cycle. To effectively treat all hairs you have to repeat the treatment once every two weeks for the first two months. An integrated optical filter ensures that no UV light reaches the skin and ensures that the appliance is safe for the skin.

General description (Fig. 5)

- 1 Intensity lights (1- 5)
- 2 On/off button
- 3 'Ready to flash' light
- 4 Air vents
- 5 Appliance socket
- 6 Flash button
- 7 Openings for electronic contacts
- 8 Light exit window with integrated UV filter
- 9 Electronic contacts
- 10 Body attachment (suitable for all body areas below the neck)

- 11 Metallic frame inside the body attachment
 - 12 Integrated safety system
 - 13 Adapter
 - 14 Small plug
 - 15 Pouch
- Also included: cleaning cloth

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger



- Water and electricity are a dangerous combination. Do not use this appliance in wet surroundings (e.g. near a filled bath, a running shower or a filled swimming pool).
- Keep the appliance and the adapter dry.
- If the appliance is broken, do not touch any inner part to avoid electric shock.
- Never insert any objects into the appliance.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended for children under the age of 15 years. Teenagers aged between 15 and 18 years can use the appliance with the consent and/or assistance of their parents or the persons who have parental authority over them. Adults from 19 years and older can use the appliance freely.
- Only use the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the glass of the light exit window is broken.

To prevent damage

- Make sure nothing obstructs the air flow through the ventilation slots.
- Never subject the appliance to heavy shocks and do not shake or drop it.
- If you take the appliance from a very cold environment to a very warm environment or vice versa, wait approximately 3 hours before you use it.
- Store the appliance in the pouch supplied so that it does not become dusty.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on. Always switch off the appliance after use.

- Do not expose the appliance to direct sunlight or UV light for several hours, to prevent damage.
- Do not flash against any other surface than the skin. This can cause severe damage to the body attachment and/or the light exit window. Only flash when the appliance is in contact with skin.

Caution

- Never use the appliance around the eyes and near the eyebrows to avoid the risk of eye damage.
- Use this appliance only at settings suitable for your skin type (see the table in section 'Recommended light intensities' of chapter 'Preparing for use'). Use at higher settings than those recommended can increase the risk of skin reactions and side effects.
- This appliance is only intended for removing unwanted human body hair from areas below the neckline. Do not use it for any other purpose.
- Make sure the skin in the area to be treated is clean, dry and free from creams, lotions and other cosmetics. If the skin is not clean and dry, the integrated safety system may not work as intended and the appliance may not flash or may flash unintentionally.

Keep the following things in mind to avoid compromising the lifetime of your Philips Lumea Essential:

- Do not expose the appliance to ambient temperatures lower than 15°C or higher than 35°C during use.
- The appliance is equipped with a built-in overheat protection. If the appliance overheats, it does not flash. Do not switch off the appliance, but let it cool down for approx. 15 minutes before you continue with your treatment. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for another 10 minutes.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user.
- Do not use the appliance if any of the situations mentioned in section 'Contraindications' apply to you.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Contraindications

For whom is Philips Lumea Essential NOT suitable?

Philips Lumea Essential is not designed for everyone. If any of the following is true for you, then this appliance is **not** suitable for you to use!

Do not use the appliance if you are pregnant or breast feeding.

Philips Lumea Essential has not been tested on pregnant women, therefore we advise you not to use the appliance if you are pregnant or breast feeding. Hormonal changes could increase the sensitivity of your skin and the risk of injury to the skin.

Never use the appliance if you have an unsuitable skin and/or hair colour, i.e.:

- If you are of skin type V (you rarely get sunburnt, you tan very well and your skin colour is dark brown) or if you are of skin type VI (you rarely or never get sunburnt and you tan very darkly; your skin colour is brownish black or darker). In this case you run a high risk of developing skin reactions, such as discolourations, strong redness or burns, when you use Philips Lumea Essential. See also chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions' and consult the 'Recommended light intensities table' in the quick start guide.
- If your natural hair colour in the treatment areas is light blond, white, grey or red. The treatment will not be effective.

Never use the appliance if you suffer from any of the diseases listed below, i.e.:

- If you have a skin disease such as active skin cancer; you have a history of skin cancer or any other localised cancer in the areas to be treated.
- If you have pre-cancerous lesions or multiple atypical moles in the areas to be treated.
- If you have a history of collagen disorder, including a history of keloid scar formation or a history of poor wound healing.
- If you have a history of vascular disorder, such as the presence of varicose veins or vascular ectasia in the areas to be treated.
- If your skin is sensitive to light and easily develops a rash or an allergic reaction.
- If you have infections, eczema, burns, inflammation of hair follicles, open lacerations, abrasions, herpes simplex, wounds or lesions and haematomas in the areas to be treated.
- If you have had surgery in the areas to be treated.
- If you have epilepsy with flashlight sensitivity.
- If you have diabetes, lupus erythematoses, porphyria or congestive heart disease.
- If you have any bleeding disorder.
- If you have a history of immunosuppressive disease (including HIV infection or AIDS).

Never use the appliance if you take any of the medications listed below, i.e.:

- If your skin is currently being treated with or has recently been treated with Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta- Hydroxy Acids (BHAs), topical isotretinoin and azelaic acid.
- If you have taken any form of isotretinoin such as Accutane or Roaccutane in the last six months. This treatment can make skin more susceptible to tears, wounds and irritations.
- If you are on painkillers, which reduce the skin's sensitivity to heat.
- If you are taking photosensitising agents or medications, check the package insert of your medicine and never use the appliance if it is stated that it can cause photo-allergic reactions, photo-toxic reactions or if you have to avoid sun when taking this medicine.
- If you take anticoagulation medications, including heavy use of aspirin, in a manner that does not allow you to stop using them at least one week prior to each treatment with Lumea.
- If you take immunosuppressive medications.

Never use the appliance on the following areas:

- On the face.
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus and the inside of the nostrils and ears. See chapter 'Using the appliance', section 'Using the appliance in the bikini area'.
- Men must not use it on the scrotum or face.
- Over or near anything artificial like silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (insulin dispenser) or piercings.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars or other skin anomalies without consulting your doctor. This can result in a burn and a change in skin colour; which makes it potentially harder to identify skin-related diseases (e.g. skin cancer).
- On warts, tattoos or permanent make-up. This can result in a burn and a change in skin colour (hypopigmentation or hyperpigmentation).
- On areas where you use long-lasting deodorants. This can result in skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.



Never use the appliance on sunburnt, recently tanned (last 2 weeks) or fake-tanned skin

- All types of tanning can influence the safety of the treatment. This applies to exposure to natural sunlight as well as artificial tanning methods, such as tanning lotions, tanning appliances etc. If you are tanned or are planning to tan, see chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice'.

Note: This list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use the appliance we advise you to consult a doctor.

Preparing for use

For optimal results, prepare the areas on which you intend to use the appliance in the manner described below.

Preparing treatment areas


- 1 Shave the areas you intend to treat as long as these areas still show hair regrowth.

Note: Do not use depilatory creams instead of shaving.

Note: If your last depilation method involved removing hairs by the roots (e.g. epilating), you can start the treatment right away. In this case, we advise you to shave in between treatments for optimal results.

Please note that treatment on unshaved or improperly shaved areas has a number of undesired effects:

- The light exit window and body attachment may become contaminated with stray hairs and dirt. A contaminated light exit window and body attachment can reduce the life and efficacy of the appliance. Contamination of the light exit window can also cause the treatment to become painful or cause skin reactions like redness and discolouration.
- Hairs on your skin can burn, which can result in an unpleasant smell.



- 2** Clean your skin and make sure it is hair-free, entirely dry and free from oily substances (e.g. residues of deodorants, lotions, perfumes, tanning creams and sunscreens).
- 3** Check the appliance, especially the light exit window and body attachment, for trapped hair, dust and fibres. If you see any contamination, clean the appliance according to the instructions in chapter 'Cleaning and maintenance'.

If shaving causes wounds or lesions, your skin may be more sensitive to IPL than that of others. This may cause the IPL treatment to feel uncomfortable or it may lead to other unwanted side effects. We advise you to wait until the irritation has disappeared.

- 4** Once the hairs stop growing back, which usually happens after 4-5 treatments, you no longer have to shave before you use the appliance.

Light intensity

Unlike professional light-based appliances, Philips Lumea Essential has been developed for consumer use and its light pulses are gentler. Therefore you can expect a **convenient** and **effective** treatment at a light intensity that you find comfortable.

Philips Lumea Essential provides five different light intensities. Adjust the light intensity to your skin and body hair colour and to a level you find comfortable.

The recommended light intensities table below helps you to establish the right light intensity.

- 1** Consult the table below to determine which light intensities are appropriate for your skin and body hair colour.

Tip: You can put the table in the quick start guide on your skin and compare it with your skin colour.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

- 2** Reduce the light intensity if you experience any pain or discomfort.

Persons with darker skin run a higher risk of skin irritation because their skin absorbs more light. Therefore lower intensities are recommended for persons with darker skin.

The light pulse can feel warm or hot on the skin but should never be painful. Different body areas may require different light intensities, see to the table below. To prevent skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Recommended light intensities (1-5)

In the table below, 'x' means that the appliance is not suitable for you.

Note: The colour of your skin may change, for example because your skin has been exposed to tanning. It may then be darker than during the previous treatment. Therefore it is important that you check the setting to be used before every treatment and per area. Some areas may be darker than others.

Body hair colour:	Dark blond/light brown/ brown/dark brown/black	white/grey/red/light blond
Skin colour and characteristics:		
White (always sunburn, no tanning)	4/5	×
Beige (easy sunburn, minimal tanning)	4/5	×
Light brown (sometimes sunburn, good tanning)	4/5	×
Mid brown (rarely sunburn, fast and good tanning)	1/2/3	×
Dark brown (rarely sunburn, very good tanning)	×	×
Brownish black and darker (rarely to never sunburn, very dark tanning)	×	×

Important

To check whether Philips Lumea Essential is suitable for you, see section 'For whom is Philips Lumea Essential not suitable?'.

Tanning advice



- **Avoid sunbathing when you use Philips Lumea Essential regularly (every two weeks).**

Sunbathing can cause skin to darken (tan) or can cause sunburn (reddening of the skin). Using Philips Lumea Essential on darkened (tanned) and/or sunburned skin increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Sun exposure before treatment: Wait 2 weeks and perform a skin test.**

Wait at least 2 weeks after sunbathing before you use the appliance. Perform a skin test (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test') on the area to be treated to determine the appropriate light intensity. Failure to do so increases the risk of developing skin reactions after treatment with Philips Lumea Essential.

- **Sun exposure after treatment: Wait 48 hours before sunbathing after treatment with Philips Lumea Essential.**

Wait at least 48 hours after treatment before you expose treated areas to the sun. Even after 48 hours, make sure that the treated skin shows no adverse reaction to the treatment before you expose it to the sun. Cover treated areas when you go out into the sun or use a sunblock (SPF 30+) in the two weeks after treatment. Exposing treated areas to sunlight without protection immediately after treatment increases the risk of adverse side effects and skin reactions. See chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

- **Tanning with artificial light**

Follow the instructions in 'Sun exposure before treatment' and 'Sun exposure after treatment' above.

- Tanning with creams

If you have used an artificial tanning lotion, wait until the artificial tan has fully disappeared before you use Philips Lumea Essential.

Note: For more details on unwanted skin reactions, see chapter 'Using the appliance', section 'Possible side effects and skin reactions'.

Using the appliance

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to determine which light intensities are most suitable for your skin and body hair colour.

Shave the area you intend to treat before you use the appliance (see chapter 'Preparing for use', section 'Preparing treatment areas').

If the treatment becomes painful at any point in time, reduce the light intensity setting until the treatment is comfortable again. If you notice skin reactions stronger than slight redness, stop the treatment immediately and read section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter.

First use and skin test

When you use the appliance for the first time or after recent tanning, we advise you to perform a skin test on **each** area to be treated to check your skin's reaction to the treatment and to get accustomed to light-based treatment.

- 1 Choose an area close to the area you intend to treat.
- 2 Insert the small plug into the appliance and put the adapter in the wall socket.




Note: Make sure the body attachment is placed on the appliance.


- 3 Press the on/off button to switch on the appliance.

- Intensity light 1 goes on.

Note: The appliance always automatically selects the lowest light intensity setting. See section 'Light intensity' in chapter 'Preparing for use' to determine the appropriate light intensity.


- 4 To adjust the light intensity setting, press the on/off button one or more times until you have reached the required setting. The corresponding intensity light lights up.






- 5** Place the appliance at a 90° angle on the skin so that the body attachment is in contact with the skin.

Tip: For easier use, stretch the area of skin you want to treat.



- ▶ The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking to indicate that the appliance is getting ready to release a flash.
- ▶ When the appliance is ready to release a flash, the 'ready to flash' light lights up green continuously.



- 6** Press the flash button to release a flash.

Note: The visible light produced by the appliance is the reflection of the flash on the skin and is harmless to your eyes. It is not necessary to wear goggles during use. Use the appliance in a well-lit room; this reduces the perceived brightness of the flash.

- ▶ **7** Release the flash button once the appliance has flashed.
- ▶ **8** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated. As long as it feels comfortable (not painful), increase the setting by one level within the recommended range for your skin type and apply one flash for each setting. Do not apply more than one flash on the same spot.
- ▶ **9** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- ▶ **10** After the skin test, wait for 24 hours and check your skin for any reaction. If your skin shows reactions, choose the highest setting that did not result in any skin reaction for subsequent use.

Subsequent use

- 1 Before every treatment, clean the body attachment, the light exit window and the metallic frame inside the body attachment. For more information see chapter 'Cleaning and maintenance'.
- 2 Start each treatment by selecting the light intensity very carefully, based on your skin's sensitivity and on how comfortable treatment feels. See section 'Recommended light intensities' to select the right setting for your skin type and hair colour combination.

Note: Your skin may react differently on different days/occasions for a number of reasons. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter for more information.

- 3** Follow steps 2-6 of the previous section ('Before first use and skin test').

Note: It is normal that the appliance and the body attachment become warm during use.

- 4** Slide the appliance over the skin to the next area to be treated and repeat steps 5 and 6 of section 'First use and skin test' in this chapter. After each flash, it takes up to 3.5 seconds until the appliance is ready to flash again. The 'ready to flash' light on the back of the appliance starts blinking again to indicate that it is charging. Wait until this light lights up continuously before you continue.

Tip for SC1992: The SC1992 has a 'slide and flash' feature: for a more efficient treatment, keep the flash button pressed while you slide the appliance over your skin.

Do not treat exactly the same area multiple times during one session.
This does not improve the effectiveness of the treatment, but increases the risk of skin reactions.

- 5** To avoid untreated areas, make sure the flashes are produced close to each other. Note that effective light only comes out of the light exit window. However, always make sure you do not flash the same area twice.
- 6** When you have finished the treatment, press and hold the on/off button for 2 seconds to switch off the appliance.
- 7** Check the light exit window and the body attachment for hairs and dirt and clean the appliance after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').


Tips

How to achieve optimal results

- It is normal that hairs are still visible after the first few treatments (see chapter 'Introduction', section 'Working principle' for more information).
- To remove all hairs successfully and prevent the hair follicle from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. Your skin should be smooth and hair-free by then. Please read section 'Maintenance phase' to find out how you can keep these results.

Maintenance phase

- To ensure that your skin stays smooth and hair-free, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.



Guidelines for treatment

Average treatment time

Area	Approx. treatment time
Underarms	1 minute per underarm
Bikini line	1 minute per side
Entire bikini area	4 minutes
One lower leg	8 minutes
One full leg	14 minutes

Note: The average treatment times above have been observed during research and tests. Individual treatment times may vary from person to person.


Intended treatment areas

The appliance is intended to treat unwanted hairs from the underarms, arms, stomach, bikini area and legs. It should not be used on the face.

Using the appliance on the legs

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your legs.

- You can move the appliance up and down or across the leg, whichever is more convenient to you. In order to maintain full contact with the skin you can also place and hold the appliance on your skin sideways.



Note: Bony areas like shinbone and ankles are more sensitive than other areas of the body. When you press the body attachment hard onto these areas, the skin can be more susceptible to skin reactions, such as skin irritation and redness. See section 'Possible side effects and skin reactions' in this chapter. Press the body attachment onto the skin just hard enough to make the 'ready to flash' light go on, but not harder.

Using the appliance in the bikini area


Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity' to see which settings are suitable for your bikini area. In principle, Philips Lumea Essential is safe and gentle enough for treatment of the entire bikini area (e.g. for 'Brazilian' or 'Hollywood' style). Use a lower setting on darker pigmented, more sensitive skin in the bikini area. Do not use the appliance on inner labia, vagina and anus. Men who wish to treat their pubic area must not use the appliance on the scrotum.

Note: For hygienic reasons, always clean the body attachment before you start treating another body area (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Using the appliance on the underarms

Check the recommended light intensities table in chapter 'Preparing for use', section 'Setting the light intensity' to see which settings are suitable for your underarms.

Make sure you remove any deodorant, perfume, cream or other skin care product from your underarms before treatment.



Tip: To achieve optimal results on your underarms, stand in front of a mirror to get a good view of the area to be treated and the 'ready to flash' light. Raise your arm and place your hand on the back of your neck to stretch the skin in the underarm area.

Note: The reflected light does not harm your eyes. If the scattered light is unpleasant, close your eyes when you release a flash.

Possible side effects and skin reactions

Common skin reactions:

- Your skin may show slight redness and/or may prickle, tingle or feel warm. This reaction is absolutely harmless and disappears quickly.
- A skin reaction similar to sunburn may occur on the treated area for a short while. If this does not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor.
- Dry skin and itching may occur due to shaving or a combination of shaving and light treatment. This is harmless and disappears within a few days. You can cool the area with an ice pack or a wet facecloth. If dryness persists, you can apply a non-scented moisturiser on the treated area 24 hours after the treatment.

Rare side effects:

- Burns, excessive redness and swelling: these reactions occur rarely and are usually the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. If these reactions do not disappear within 3 days, we advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely and make sure you use a lower light intensity.
- Skin discolouration: this occurs very rarely. Skin discolouration manifests itself as either a darker or lighter patch than the surrounding area. This is the result of using a light intensity that is too high for your skin colour. In rare instances (usually a result of using too high intensity on too dark skin), the effects of a pigment change can last longer than is usually observed. In all cases, the effects are eventually reversed. Do not treat discoloured areas until the discolouration has disappeared and your skin has regained its normal skin colour.
- Skin infection and inflammation: This occurs very rarely and may be caused by using the appliance on wounds or cuts that resulted from shaving, on already existing wounds or on ingrown hairs.
- Excessive pain: this can occur during or after treatment if you have used the appliance on unshaved skin, if you use the appliance at a light intensity that is too high for your skin colour; if you flash the same area more than once and if you use the appliance on open wounds, inflammations, infections, tattoos, burns, etc. See chapter 'Important', section 'Contraindications' for more information.

After use

- Do not apply any perfumed cosmetics to the areas treated immediately after treatment.
- Do not use deodorant immediately after treating the underarms. Wait until any skin redness has disappeared completely.
- See chapter 'Preparing for use', section 'Tanning advice' for information about sun exposure and artificial tanning.

Cleaning and maintenance

To ensure optimal results and a long life for the appliance, clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment. The appliance loses its effectiveness if you do not clean it properly.



Never clean the appliance or any of its parts under the tap or in the dishwasher.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Never scratch the light exit window or the metallic frame inside the body attachment.

Note: Stop using the appliance when it is no longer possible to clean the light exit window or the body attachment.

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.



Note: The light exit window becomes hot during use. Make sure it has cooled down before you clean it.

- 2 To remove the body attachment, grab the projections at the top and bottom and pull gently.
- 3 If necessary, clean the outside of the appliance with the soft cleaning cloth supplied with the appliance.
- 4 Moisten the soft cloth supplied with the appliance with a few drops of water and use it to clean the following parts:
 - the light exit window
 - the outside surface of the body attachment
 - the metallic frame inside the body attachment

Make sure that the electronic contacts do not get wet.

Note: If water does not clean effectively, use a few drops of high-percentage alcohol to clean the parts mentioned above.

Note: Make sure you clean the appliance before and after each use and, if necessary, also during the treatment according to the instructions in this section.



Storage

- 1 Switch off the appliance, unplug it and let it cool down.
- 2 Clean the appliance before you store it.
- 3 Store the appliance in the pouch supplied at a temperature between -20°C and +70°C.

Tip: We advise you to store the quick start guide in the pouch for future reference.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Spare parts

The following spare parts are available:

- Body attachment
- Adapter
- Cleaning cloth
- Pouch

Environment



- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Technical specifications

Models SC1992 and SC1991

Rated voltage	100V-240V
Rated frequency	50Hz-60Hz
Rated input	24W
Protection against electric shock	Class II 
Protection rating	IP 30 (EN 60529)
Operating conditions	Temperature: +15° to +35°C Relative humidity: 30% to 95%
Storage conditions	Temperature: -20°C to +70°C Relative humidity: 5% to 95%
Spectrum of body attachment	>500nm

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The adapter/appliance becomes warm during charging.	This is normal.	No action required.
I have switched on the appliance but I cannot increase or decrease the light intensity.	The appliance has to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and then switch it on again. If you still cannot adjust the light intensity, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the appliance on the skin.	You have not properly placed the appliance on the skin.	Place the appliance at a 90° angle onto the skin in such a way that all 4 sides of the integrated safety system touch the skin. Then check if the 'ready to flash' light lights up continuously and press the flash button.
		If this does not work, place the appliance on a part of your body where it is easy to establish full skin contact, for example on your lower arm. Then check if the 'ready to flash' light works. If the 'ready to flash' light still does not start flashing when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light does not work when I place the body attachment on my skin, but the cooling fan works.	The overheat protection has been activated.	When the overheat protection has been activated, the fan still works. Do not switch off the appliance and let it cool down for approx. 15 minutes before you continue to use it. After 5 minutes the appliance switches off automatically. Then let it cool down for 10 more minutes. If the 'ready to flash' light still does not work when you place the appliance on the skin, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance does not produce a flash when I press the flash button.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the 'ready to flash' light lights up continuously, but the appliance still does not produce a flash when you press the flash button, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
Intensity light 1 continues to blink and I cannot change the setting.	The body attachment is not placed on the appliance properly.	Properly place the body attachment on the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
All intensity lights go on alternately.	The appliance needs to be reset.	To reset the appliance, switch off the appliance and switch it on again. If the intensity lights continue to go on alternately, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
All intensity lights are blinking simultaneously.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
The appliance produces a strange smell.	The body attachment and/or the filter glass is dirty.	Clean the body attachment and the light exit window carefully. If you are unable to clean the body attachment properly, contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre to replace the body attachment.
	You have not shaved the area to be treated properly.	If there are hairs on the area to be treated, these hairs may get burnt when you use the appliance. As a result, you notice a strange smell. Shave the area to be treated properly before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You stored the appliance in a dusty environment.	Clean the appliance and the body attachment (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The skin feels more sensitive than usual during treatment.	The light intensity you have chosen is too high.	Check the skin/hair colour table before each use, to ensure you select the right light intensity for each treatment. If necessary, select a lower light intensity.
	You did not shave the areas to be treated.	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	The light exit window is broken.	If the light exit window is broken, do not use the appliance anymore, to avoid the risk of skin reactions. Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.
I experience an unacceptable pain sensation when I use the appliance.	You did not shave the areas to be treated	Shave the areas to be treated before you use the appliance. If shaving causes skin irritation, trim hairs as short as possible and use the Lumea Essential at a comfortable setting.
	You treated an area for which the appliance is not intended.	You must not use the appliance on your face, inner labia, vagina, anus, nipples and areolas. Men must not use it on their face or scrotum.
	You have used a light intensity that is too high for you.	Reduce the light intensity to a level that is comfortable for you. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'.

Problem	Possible cause	Solution
	The light exit window is broken.	If the light exit window of the body attachment is broken, do not use the appliance with this body attachment any more. Go to your dealer or a Philips service centre or contact the Consumer Care Centre to have the body attachment replaced.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.
The treated areas become red after the treatment.	Slight redness is harmless and normal and disappears quickly.	No action required.
The skin reaction after the treatment lasts longer than usual.	You have used a light intensity that is too high for you.	Select a lower light intensity the next time. See chapter 'Preparing for use', section 'Light intensity'. If the skin reaction lasts longer than 3 days, contact your doctor.
The hair-removal results are not satisfactory.	You have used a light intensity that is too low for you.	Perform a skin test to determine if you can use a higher light intensity (see chapter 'Using the appliance', section 'First use and skin test').
	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	You do not use the appliance as often as recommended.	To remove all hairs successfully and to prevent the hair root from becoming active again, the treatments have to be repeated once every two weeks for the first two months. To ensure that your skin stays smooth, we advise you to repeat the treatment every four to six weeks. The time between treatments may vary based on your individual hair regrowth and also across different body areas. If too many hairs grow back between treatments, simply shorten the treatment interval again, but do not treat any area more often than once every two weeks. When you use the appliance more frequently than recommended, you do not increase the effectiveness but you do increase the risk of skin reactions.
	You respond more slowly to IPL treatment than the average user.	Continue using the appliance for at least 6 months, as hair regrowth can still decrease over the course of this period. Also take into account the other solutions to this problem.
	The appliance is not suitable for your hair or skin colour.	Do not use the appliance if your body hair is light blond, red, grey or white. Do not use the appliance either if you have dark skin. Consult the body hair and skin colour table in the Quick Start Guide.

Problem	Possible cause	Solution
Hair starts to grow again in some spots on the treated areas.	You did not make enough overlaps when you used the appliance.	For proper hair-removal results, you have to make overlaps when you use the appliance. See chapter 'Using the appliance', section 'Subsequent use', step 4.
	Hair starts to grow again as part of the natural cycle of hair growth.	This is normal. It is part of the natural cycle of hair growth that hair starts growing again. The hairs that come back, however, tend to be softer and thinner.
The appliance does not work.	The appliance is defective.	Contact the Consumer Care Centre in your country, your Philips dealer or a Philips service centre.

Introduktion

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Lysbaseret hårfjerning er en af de mest effektive metoder til at behandle uønsket kropsbehåring med et resultat, der holder længere. Det er noget andet end de nuværende hårfjerningsmetoder til hjemmebrug, da det reducerer hårgenudvækst betydeligt. Philips har udviklet denne metode i samarbejde med førende dermatologer gennem mere end 15 år. Nu kan du benytte denne nye teknologi i ro og mag derhjemme, når det passer dig. Dette apparat er specifikt designet og optimeret til brug af kvinder, men kan også bruges af mænd.

Philips Lumea Essential giver mulighed for at behandle uønsket hårsvækst på kropsområder fra halsen og nedefter.

Philips Lumea Essential er designet til brug af én person.

Se www.philips.com/lumea for at få flere oplysninger om Philips Lumea Essential. Tjek vores websted for regelmæssige opdateringer.

Fordele

Dette apparat giver følgende fordele:

IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) til hjemmebrug

Philips Lumea Essential anvender en lysbaseret teknologi kaldet "Intense Pulsed Light" (IPL). IPL anvendes også på det professionelle skønhedsmarked til hårfjerning og har været i brug i de sidste femten år. Philips Lumea Essential bringer nu denne innovative teknologi hjem til dine egne, komfortable omgivelser.

Forhindrer effektivt hårene i at vokse ud igen, hvilket giver daglig glæde

Denne metode giver silkeblød hud i lang tid og forhindrer hårene i at vokse ud igen. Vores undersøgelser har vist en markant reduktion af hår efter blot to behandlinger. Optimale resultater blev generelt opnået efter fire til fem behandlinger. Reduktionen af hårenes tæthed ses fra behandling til behandling. Hvor hurtigt den effekt bliver synlig, og hvor lange resultaterne holder, varierer fra person til person. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet "Sådan opnås optimale resultater" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

Blid behandling, også til de sarte steder på kroppen


Philips Lumea Essential er udviklet i tæt samarbejde med førende dermatologer for at sikre en effektiv og blid behandling, også til de mest sarte steder på kroppen.

Ingen dele, der skal udskiftes, og ingen skjulte udgifter

Philips Lumea Essential er udstyret med en højtydende lyskilde, som ikke skal skiftes ud. Denne lyskilde kan generere over 100.000 blink og skulle gøre dig i stand til at vedligeholde resultatet løbende i mere end 5 år*, samtidig med at du sparer penge på dyre udskiftningslyskilder.

*Baseret på gennemsnitlig brug og anbefalet behandling af én bruger.

Hvordan fungerer Philips' Intense Pulsed Light-teknologi



Hårvækst

Hårvæksthastigheden er forskellig fra person til person, afhængigt af alder, stofskifte og andre faktorer. Men alle hår vokser normalt i 3 faser:

1 Vækstfase (anagen fase)


Hår vokser aktivt fra roden. I denne fase er koncentrationen af melanin højest. Melanin bestemmer pigmenteringen af hårerne. Melaninkoncentrationen er også den afgørende faktor for Intense Pulsed Light-teknologiens effektivitet. Kun hårerne i vækstfasen er modtagelige for behandling med lys.

2 Nedbrydningsfase (katagen fase)

Hårvæksten stopper, og roden skrumper ind, før håret falder ud.


3 Hvilefase (telogen fase)

Det gamle hår udslettes fra hårfolliklen og falder ud. Folliklen forbliver i hvile, indtil det biologiske ur fortæller den, at den skal blive aktiv igen, og et nyt hår vokser ud.



Arbejdsprincip

- Apparatet fungerer ved at opvarme håret og roden under huden. Melaninen i håret og hårroden absorberer de frigivne lysimpulser. Jo mørkere håret er, desto mere lys kan der absorberes. Denne proces stimulerer håret til at gå i hvilefase.
- Mellem behandlingerne falder hårerne naturligt ud, og genvæksten hæmmes. Det kan tage en til to uger, før hårerne falder ud.



- Optimal hårfjerning kan ikke opnås med en enkelt behandling, eftersom det kun er hår i vækstfasen, der er modtagelige for behandling med lys. Under behandlingen vil hårerne i behandlingsområdet normalt befinde sig i forskellige stadier af hårrets vækstcyklus. For at behandle alle hår effektivt skal du gentage behandlingen én gang hver anden uge i de første to måneder.

Et integreret optisk filter sikrer, at intet UV-lys når huden, og sikrer, at apparatet er sikkert for huden.

Generel beskrivelse (fig. 5)

- 1 Intensitetsindikatorer (1- 5)
- 2 On/off-knap
- 3 "Klar til blink"-indikator
- 4 Ventilationshuller
- 5 Stik til apparat
- 6 Blink-knap
- 7 Åbninger for elektroniske kontakter
- 8 Lysudgangsvindue med integreret UV-filter
- 9 Elektroniske kontakter
- 10 Kropstilbehør (egnet til alle kropsområder fra halsen og nedefter)
- 11 Metalramme på indersiden af kropstilbehøret

- 12 Integreret sikkerhedssystem
 - 13 Adapter
 - 14 Lille stik
 - 15 Etui
- Desuden medfølger: renseklad

Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Fare



- Vand og elektricitet er en farlig kombination. Anvend aldrig apparatet i våde omgivelser (f.eks. i nærheden af et fyldt badekar, en løbende bruser eller en fyldt swimmingpool).
- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
- Hvis apparatet er gået i stykker, må du ikke berøre de inderste dele, da de kan give elektrisk stød.
- Stik aldrig genstande ind i apparatet.

Advarsel

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner eller nedsat følesans, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Apparatet er ikke beregnet til børn under 15 år. Teenagere på 15–18 år kan bruge apparatet med samtykke og/eller hjælp fra forældrene eller de personer, der har forældremyndigheden. Voksne fra 19 år og opefter kan bruge apparatet efter eget ønske.
- Brug kun den medfølgende adapter.
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
- Adapteren indeholder en transformator. Adapteren må ikke klippes af og udskiftes med et andet stik, da dette kan være meget risikabelt.
- Hvis adapteren beskadiges, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå en farlig situation.
- Brug ikke apparatet, hvis glasset i lysudgangsvinduet er ødelagt.

Sådan forebygges skader

- Kontroller, at luftstrømmen passerer frit gennem ventilationsrillerne.
- Udsæt aldrig apparatet for kraftige slag, og undgå at ryste eller tabe det.
- Hvis du flytter apparatet fra meget kolde omgivelser til meget varme omgivelser eller omvendt, skal du vente i ca. 3 timer, før du bruger det.
- Opbevar apparatet i den medfølgende pose, så det ikke bliver støvet.
- Lad aldrig apparatet ligge ubevogtet hen, når det er tændt. Sluk altid apparatet efter brug.
- Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer for at forhindre skader.
- Undgå at blinke mod andre overflader end huden. Det kan forårsage alvorlige skader på kropstilbehøret og/eller lysudgangsvinduet. Blink kun, når apparatet er i kontakt med huden.

Forsigtig

- Brug aldrig apparatet i nærheden af øjnene eller øjenbrynen, da dette kan medføre risiko for øjenskader.
- Brug kun dette apparat ved indstillingen, der egner sig til din hudtype (se tabellen i afsnittet "Anbefalede lysintensiteter" i kapitlet "Klargøring"). Hvis du bruger højere indstillinger end dem, der anbefales, kan det forøge risikoen for hudreaktioner og bivirkninger.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til fjernelse af uønsket kropsbehandling fra halsen og nedefter. Anvend ikke apparatet til andre formål.
- Sørg for, at huden på det område, der skal behandles, er ren og tør og fri for creme, lotion og andre kosmetikprodukter. Hvis huden ikke er ren og tør, virker det integrerede sikkerhedssystem muligvis ikke som tiltænkt, og apparatet blinker muligvis ikke eller blinker muligvis utilsigted.

Husk følgende for at undgå at nedsætte levetiden for Philips Lumea Essential:

- Udsæt ikke apparatet for omgivelser med temperaturer under 15 °C eller over 35 °C under brug.
- Apparatet er udstyret med indbygget beskyttelse mod overophedning. Hvis apparatet bliver for varmt, blinker det ikke. Sluk ikke for apparatet, men lad det køle af i ca. 15 minutter, før du fortsætter med behandlingen. Efter 5 minutter slukker apparatet automatisk. Derefter skal det køle af i 10 minutter mere.
- Hvis apparatet skal eftersettes eller repareres, skal du henvende dig til Philips, da en uautoriseret reparation efterfølgende kan være til fare for brugeren.
- Brug ikke apparatet, hvis en af de situationer, der er nævnt i afsnittet "Kontraindikationer", gælder for dig.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Kontraindikationer

Hjem egner Philips Lumea Essential sig IKKE til?

Philips Lumea Essential er ikke designet til alle. Hvis noget af det følgende gælder for dig, egner dette apparat sig **ikke** til at blive brugt af dig!

Anvend aldrig apparatet, hvis du er gravid eller ammer.

Philips Lumea Essential er ikke blevet testet på gravide kvinder. Derfor anbefaler vi, at du ikke bruger apparatet, hvis du er gravid eller ammer. Hormonale ændringer kan øge hudens følsomhed og risikoen for skade på huden.

Anvend aldrig apparatet, hvis du har en uegnet hud- og/eller hårfarve, f.eks.:

- Hvis du har hudtype V (du bliver sjældent solskoldet, du bliver nemt brun, og din hårfarve er mørkebrun), eller hvis du har hudtype VI (du bliver sjældent eller aldrig solskoldet og kan blive meget mørk af solen; din hårfarve er brunsort eller mørkere). I dette tilfælde løber du høj risiko for at udvikle hudreaktioner som f.eks. misfarvninger, kraftig rødmen eller forbrænding, når du bruger Philips Lumea Essential. Se også afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet", og du bedes konsultere "Tabel over anbefalede lysintensiteter" i lyngstartvejledningen.

- Hvis din naturlige hårfarve i behandlingsområderne er lysblond, hvid, grå eller rød. Behandlingen vil ikke være effektiv.

Anvend aldrig apparatet, hvis du lider af en af de sygdomme, der er angivet nedenfor, f.eks.:

- Hvis du har en hudsygdom, som f.eks. aktiv hudkræft, tidligere har haft hudkræft eller nogen anden form for kræft på de områder; du vil behandle.
- Hvis du har kræftbetingede skader eller flere atypiske skønhedspletter på de områder; du vil behandle.
- Hvis du tidligere har haft problemer med collagen, herunder tidligere ardannelse efter hudsvulst eller dårlig sårheling.
- Hvis du har haft problemer med blodkarrene, f.eks. åreknuder eller vaskulær ekstasi i det område, du vil behandle.
- Hvis din hud er følsom til let, og den nemt udvikler udslæt eller en allergisk reaktion.
- Hvis du har infektioner; eksem, forbrændinger, betændte hårfollikler, åbne rifter, herpessår, sår eller læsioner og bueler i de områder; du vil behandle.
- Hvis du er blevet opereret i de områder; du vil behandle.
- Hvis du har epilepsi og er overfølsom over for blinkende lys.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller hjerteproblemer.
- Hvis du har en blødersygdom.
- Hvis du har eller har haft sygdomme i immunsystemet (herunder HIV-infektion eller AIDS).

Anvend aldrig apparatet, hvis du tager medicin, der er angivet nedenfor, f.eks.:

- Hvis din hud i øjeblikket bliver behandlet med eller for nylig er blevet behandlet med AHA'er (Alpha-Hydroxy Acids), BHA'er (Beta-Hydroxy Acids), lokal isotretinoïn og azelainsyre.
- Hvis du har taget nogen form for isotretinoïn som f.eks. Accutane eller Roaccutane inden for de sidste seks måneder. Denne behandling kan gøre, at man lettere får rifter, sår og hudirritation.
- Hvis du tager smertestillende midler; som reducerer hudens følsomhed over for varme.
- Hvis du tager medikamenter eller medicin, der øger lysfølsomheden, skal du kontrollere indlægssedlen og aldrig bruge apparatet, hvis det angives, at der kan opstå reaktioner i form af lysallergi eller -forgiftning, eller hvis du skal undgå solen, fordi du indtager denne medicin.
- Hvis du tager antikoagulationsmedicin, herunder omfattende brug af aspirin, på en måde, der ikke gør det muligt for dig at stoppe med at bruge dem mindst én uge før hver behandling med Lumea.
- Hvis du tager immunforsvarsdæmpende medicin.

Brug aldrig apparatet på følgende områder:

- I ansigtet.
- På brystvorter, areolaer, labia minora, i vagina og anus samt indersiden af næseborene og ørerne. Se afsnittet "Sådan bruges apparatet i bikiniområdet" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
- Mænd må ikke bruge det på pungen eller i ansigtet.
- Over eller i nærheden af kunstige krops dele som f.eks. silikoneimplantater, pacemakere, injektionsporte under huden (insulindispenser) eller piercinger.

- På modermærker, fregnner, store blodårer; områder med mørkere pigmentering, ar eller andre hudproblemer uden at konsultere din læge. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer, som kan gøre det sværere at identificere hudrelaterede sygdomme (f.eks. hudkræft).
- På vorter, tatoveringer eller permanent makeup. Det kan medføre forbrændinger og hudfarveændringer (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områder, hvor du bruger langtidsholdbar deodorant. Det kan medføre hudirritation. Se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".



Anvend aldrig apparatet på solskoldet, nyligt solbrændt (inden for de sidste 2 uger) eller selvbrunet hud

- Alle former for solbadning kan påvirke behandlingens sikkerhed. Det gælder for eksponering for naturligt sollys foruden kunstige bruningsmetoder; som f.eks. selvbrunercremer, solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om at blive solbrun, skal du se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning".

Bemærk: Denne liste er ikke udtømmende. Hvis du ikke er sikker på, om du kan anvende apparatet, anbefaler vi, at du spørger din læge.

Klargøring

For at opnå optimale resultater skal du forberede de områder, hvor du vil bruge apparatet, sådan som det er beskrevet nedenfor.

Forberedelse af behandlingsområder

- 1 Barber de områder, du vil behandle, så længe der stadig er hår, der vokser ud igen i disse områder.


Bemærk: Brug ikke hårfjerningslotion i stedet for barbering.

Bemærk: Hvis din seneste hårfjerningsmetode omfattede fjernelse af hår ved roden (f.eks. epilering), kan du starte behandlingen med det samme. I dette tilfælde anbefaler vi, at du barberer dig mellem behandlingerne for det bedste resultat.

Bemærk, at behandlingen på ubarberede eller ukorrekt barberede områder har et antal uønskede effekter:

- Lysudgangsvinduet og kropstilbehøret risikerer at blive tilsnævet med løse hår og snavs. Et snavset lysudgangsvindue og kropstilbehør kan reducere apparatets levetid og effektivitet. Et snavset lysudgangsvindue kan også forårsage, at behandlingen bliver smertefuld eller forårsager hudreaktioner som f.eks. rødmen og misfarvning.
- Hårene på huden kan brænde, hvilket kan resultere i en ubehagelig lugt.

- 2 Rens huden, og kontroller, at den er helt fri for hår, helt tør og fri for fedtede substanser (f.eks. fra kosmetiske produkter som deodorant, creme, parfume, selvbrunercreme og solcreme).



- 3** Kontroller apparatet, især lysudgangsvinduet og kropstilbehøret, for fastklemte hår, støv og fibre. Hvis apparatet er snavset, skal du rense det ifølge anvisningerne i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".

Hvis barberingen giver sår eller skader, kan huden være mere følsom over for IPL end andre. Dette kan gøre, at IPL-behandlingen føles ubehagelig, eller det kan medføre andre uønskede bivirkninger. Vi anbefaler, at du venter, indtil irritationen er forsvundet.

- 4** Så snart hårene holder op med at vokse ud igen, hvilket normalt sker efter 4 -5 behandlinger, behøver du ikke længere barbere dig, før du bruger apparatet.

Lysintensitet

I modsætning til professionelle lysbaserede apparater er Philips Lumea Essential udviklet til forbrugerens egen anvendelse, og de frigivne lysimpulser er mildere. Derfor kan du forvente en **praktisk** og **effektiv** behandling med en lysintensitet, der føles behagelig. Philips Lumea Essential kan indstilles til fem forskellige lysintensiteter. Juster lysintensiteten efter farven på din hud og kropsbehandling og på et niveau, du finder behageligt.

Tabellen over anbefalede lysintensiteter nedenfor gør det lettere at finde den rette lysintensitet.

- 1** Se tabellen nedenfor for at bestemme hvilke lysintensiteter, der passer til farven på din hud og din kropsbehandling.

Tip: Du kan sætte tabellen i lynvejledningen på huden og sammenligne den med din hufarve.

Tip: Vi anbefaler, at du opbevarer lynvejledningen i etuiet til senere brug.

- 2** Reducer lysintensiteten, hvis du oplever smerte eller ubehag.

Personer med mørkere hud har større risiko for hudirritation, da deres hud absorberer mere lys. Derfor anbefales der lavere intensitet til personer med mørkere hud.

Lysimpulserne kan føles lune eller varme på huden, men må aldrig være smertefulde. Forskellige områder af kroppen kan kræve forskellige lysintensiteter, se tabellen nedenfor. For at undgå hudreaktioner skal du se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

Anbefalede lysintensitet (1-5)

I tabellen nedenfor betyder "x", at apparatet ikke er egnet til dig.

Bemærk: Farven på din hud kan ændre sig, f.eks. hvis huden er blevet utsat for sol. Derved kan huden være mørkere end under tidligere behandlinger. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer hvilken indstilling, der skal bruges, før hver behandling og for hvert enkelt område. Nogle områder kan være mørkere end andre.

Kropsbehåringens farve:	Mørkblond/lysebrun/brun/ mørkebrun/sort	hvid/grå/rød/lysblond
Hudfarve og -egenskaber:		
Hvid (solskoldes altid, ingen bruning)	4/5	x
Beige (solskoldes nemt, minimal bruning)	4/5	x
Lysebrun (solskoldes af og til, god bruning)	4/5	x
Mellembrun (solskoldes sjældent, hurtig og god bruning)	1/2/3	x
Mørkebrun (solskoldes sjældent, meget god bruning)	x	x
Brunlig sort og mørkere (solskoldes sjældent eller aldrig, meget mørk bruning)	x	x

Vigtigt

Se afsnittet "Hvem eigner Philips Lumea Essential sig ikke til?" for at se, om Philips Lumea Essential eigner sig til dig.

Råd om solbadning



- Undgå solbadning, når du bruger Philips Lumea Essential regelmæssigt (hver anden uge).

Solbadning kan forårsage, at huden bliver mørkere (solbrændt), eller forårsage solskoldning (huden bliver rød). Brug af Philips Lumea Essential på mørk (solbrændt) og/eller solskoldet hud øger risikoen for bivirkninger og hudreaktioner. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

- Soleksponering inden behandlingen: Vent 2 uger, og udfør en hudtest.

Vent mindst 2 uger efter solbadning, før du bruger apparatet. Udfør en hudtest (se afsnittet "Første brug og hudtest" i kapitlet "Sådan bruges apparatet") på det område, der skal behandles, for at finde den rette lysintensitet. Hvis dette ikke overholdes, øges risikoen for at udvikle hudreaktioner efter behandling med Philips Lumea Essential.

- Soleksponering efter behandlingen: Vent 48 timer, før du solbader efter behandling med Philips Lumea Essential.

Vent mindst 48 timer efter behandlingen, før du udsætter de behandelte områder for sollys. Sølv efter 48 timer skal du sørge for, at den behandelte hud ikke viser tegn på modreaktioner på behandlingen, før du udsætter den for sollys. Tildæk de behandelte områder, når du går ud i solen, eller brug en solblokker (SPF 30+) i de følgende to uger efter behandlingen. Hvis behandelte områder udsættes for sollys uden beskyttelse umiddelbart efter behandlingen, øges risikoen for bivirkninger og hudreaktioner. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".

- Solbruning med kunstigt lys

Følg anvisningerne under "Eksponering for sol før behandling" og "Eksponering for sol efter behandling" ovenfor.

- Bruning med cremer

Hvis du har anvendt selvbruner, skal du vente, indtil den kunstige bruning er helt forsvundet, før du bruger Philips Lumea Essential.

Bemærk: *Yderligere oplysninger om uønskede hudreaktioner, skal du se kapitlet "Sådan bruges apparatet", afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner".*

Sådan bruges apparatet

Kontroller tabellen over anbefalede lysintensiteter i afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargin" for at bestemme hvilke lysintensiteter, der egner sig bedst til farven på din hud og din kropsbehåring.

Barber det område, du vil behandle, før du bruger apparatet (se afsnittet "Forberedelse af behandlingsområder" i kapitlet "Klargin").

Hvis behandlingen på et tidspunkt bliver smertefuld, skal du sænke indstillingen for lysintensitet, indtil behandlingen igen er behagelig. Hvis du oplever hudreaktioner, der er kraftigere end en let rødmen, skal du straks afbryde behandlingen og læse afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel.

Første brug og hudtest

Når du bruger apparatet for første gang efter hver solbadning, anbefaler vi, at du udfører en hudtest på **hvert** område, du vil behandle, for at kontrollere huds reaktion på behandlingen og vænne huden til den lysbaserede behandling.

- 1 Vælg et område i nærheden af det tilsigtede behandlingsområde.
- 2 Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren i stikkontakten.




Bemærk: *Sørg for, at kropstilbehøret er placeret på apparatet.*


- 3 Tænd apparatet ved tryk på on/off-knappen.

► Intensitetsindikator 1 tændes.

Bemærk: Apparatet vælger altid automatisk den laveste lysintensitetsindstilling. Se afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargin" for at finde den rette lysintensitet.


- 4 For at justere lysintensitetsindstillingen skal du trykke på tænd/sluk-knappen én eller flere gange, indtil du har fået den ønskede indstilling. Den tilsvarende intensitetsindikator lyser.






- 5** Placér apparatet i en vinkel på 90° på huden, så kropstilbehøret er i kontakt med huden.

Tip: For at gøre behandlingen lettere skal du strække det hudområde, du vil behandle.



- ▶ "Klar til blink"-indikatoren bag på apparatet begynder at blinke for at indikere, at apparatet er snart klar til at afgive et blink.
- ▶ Når apparatet er klar til at afgive et blink, lyser "klar til blink"-indikatoren konstant grønt.



- 6** Tryk på blink-knappen for at afgive et blink.

Bemærk: Det synlige lys, som apparatet frembringer, er refleksionen af blinket på huden og er uskadeligt for dine øjne. Det er ikke nødvendigt at bære beskyttelsesbriller under brug. Brug apparatet i et **godt oplyst** rum - dette bevirket, at blinket opfattes mindre kraftigt.

- 7** Slip blink-knappen, når apparatet har blinket.

- 8** Flyt apparatet hen over huden til det næste område, der skal behandles. Så længe det føles behageligt (ikke smertefuld), kan du øge indstillingen ét niveau inden for det anbefalede interval for din hudtype og anvende ét blink for hver indstilling. Brug ikke mere end ét blink på det samme område.

- 9** Når du er færdig med behandlingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i 2 sekunder for at slukke for apparatet.

- 10** Efter hudtesten skal du vente 24 timer og kontrollere din hud for eventuelle reaktioner. Hvis huden viser reaktioner, skal du vælge den højeste indstilling, som ikke gav nogen hudreaktion, til den efterfølgende brug.

Efterfølgende brug

- 1** Før hver behandling skal du rengøre kropstilbehøret, lysudgangsvinduet og metalrammen på inder siden af kropstilbehøret. Du kan få flere oplysninger i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
- 2** Start hver behandling med at vælge lysintensiteten meget omhyggeligt baseret på hudens følsomhed, samt hvor behagelig behandlingen føles. Se afsnittet "Anbefalede lysintensiteter" for at vælge den rigtige indstilling til din kombination af hudtype og hårfarve.

Bemærk: Huden kan reagere forskelligt på forskellige dage/i forskellige situationer af flere grunde. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel for at få flere oplysninger.

3 Følg trin 2-6 i forrige afsnit ("Før første brug og hudtest").

Bemærk: Det er normalt, at apparatet og kropstilbehøret bliver varmt under brug.

4 Flyt apparatet hen over huden til næste område, der skal behandles, og gentag trin 5 og 6 i afsnittet "Før første brug og hudtest" i dette kapitel. Efter hvert blink tager det op til 3,5 sekunder, før apparatet er klar til at blinke igen. "Klar til blink"-indikatoren på bagsiden af apparatet begynder at blinke igen for at indikere, at det oplader. Vent, indtil denne indikator begynder at lyse konstant, før du fortsætter.

Tip til SC1992: SC1992 har en "flyt og blink"-funktion: for at få en mere effektiv behandling skal du holde blink-knappen nede, mens du flytter apparatet hen over huden.

Undgå behandling på nøjagtig det samme område flere gange under samme session. Det øger ikke behandlingens effektivitet, men øger risikoen for hudreaktioner.

5 For at undgå at springe områder over skal du kontrollere, at blinkene afgives tæt på hinanden. Bemærk, at det effektive lys kun afgives gennem lysudgangsvinduet. Sørg dog for, at der aldrig afgives lys på det samme område to gange.

6 Når du er færdig med behandlingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den inde i 2 sekunder for at slukke for apparatet.

7 Kontroller lysudgangsvinduet og kropstilbehøret for hår og snavs, og rengør apparatet efter brug (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").


Gode råd

Sådan opnås optimale resultater

- Det er normalt, at hårene stadig er synlige efter de første få behandlinger (se kapitlet "Introduktion", afsnittet "Arbejdssprincip" for at få flere oplysninger).
- Hvis du vil fjerne alle hår korrekt og forhindre, at hårfolliklerne bliver aktive igen, skal behandlingerne gentages hver anden uge i de første to måneder. Din hud bør derefter være glat og hårfri. Læs afsnittet "Vedligeholdelsesfase", hvor du kan finde ud af, hvordan du kan beholde disse resultater.

Vedligeholdelsesfase

- Hvis du vil sikre, at din hud forbliver glat og hårfri, anbefaler vi at gentage behandlingen hver fjerde til sjette uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere afhængigt af individuel hårgenvækst og for forskellige kropsdele. Hvis du oplever, at mange hår vokser ud igen mellem behandlingerne, skal du blot afkorte intervallet mellem behandlingerne, men undgå at behandle områderne oftere end hver anden uge. Når du anvender apparatet hyppigere end anbefalet, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.



Retningslinjer for behandling

Gennemsnitlig behandlingstid

Område	Ca. behandlingstid
Under armene	1 minut pr. armhule
Bikinilinje	1 minut pr. side
Hele bikiniområdet	4 minutter
Et underben	8 minutter
Et helt ben	14 minutter

Bemærk: De gennemsnitlige behandlingstider ovenfor er blevet observeret under forskning og testning. De individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.


Egnede behandlingsområder

Apparatet er beregnet til at behandle uønsket hårvækst i armhulerne, på armene, maven og benene samt i bikiniområdet. Det bør ikke bruges i ansigtet.

Brug af apparatet på benene

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargøring" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede til dine ben.

- Du kan flytte apparatet op og ned eller hen over benet, alt efter hvad der er mest bekvemt for dig. For at opretholde fuld kontakt med huden kan du også placere og holde apparatet sidelæns på huden.




Bemærk: Områder, hvor huden sider tæt på knoglen, f.eks. skinnebenet eller anklerne, er mere følsomme end andre områder på kroppen. Når du trykker kropstilbehøret hårdt ned mod disse områder, kan huden være mere tilbøjelig til at få hudreaktioner som f.eks. hudirritation og rødmen. Se afsnittet "Mulige bivirkninger og hudreaktioner" i dette kapitel. Tryk tilbehøret lige akkurat så hårdt ned mod huden, at "klar til blink"-indikatoren tændes, men ikke hårdere end det.

Brug af apparatet i bikiniområdet

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargøring" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede til dit bikiniområde.

I principippet er Philips Lumea Essential sikker og nænsom nok til behandling af hele bikiniområdet (f.eks. i "Brazilian"- eller "Hollywood"-stil). Anvend en lavere indstilling på mørkere pigmenteret, mere sart hud i bikiniområdet. Anvend ikke apparatet på indre skamlæber, vagina og anus. Mænd, der ønsker at behandle deres kønsdele, må ikke anvende apparatet på pungen.

Bemærk: Af hensyn til hygiejen skal du altid rense kropstilbehøret, før du begynder at behandle andre kropsområder (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").



Brug af apparatet i armhulerne

Se tabellen over anbefalede lysintensiteter i kapitlet "Klargøring", afsnittet "Indstilling af lysintensiteten" for at finde ud af, hvilke indstillinger der er velegnede for dine armhuler.

Sørg for at fjerne alle former for deodorant, parfume, creme eller andre hudplejeprodukter fra dine armhuler før behandlingen.

Tip: For at opnå det bedste resultat i armhulerne skal du stille dig foran spejlet for at få et godt udsyn til det område, der skal behandles, og "klar til blink"-indikatoren. Løft armen, og sæt hånden bag på halsen for at strække huden i området under armen.

Bemærk: Lyset, der reflekteres, skader ikke dine øjne. Hvis det spredte lys er ubehageligt, skal du lukke øjnene, når du afgiver et blink.

Mulige bivirkninger og hudreaktioner

Almindelige hudreaktioner:

- Din hud kan vise en let rødmen, og/eller det prikker eller stikker huden, eller huden føles varm. Denne reaktion er helt uskadelig og forsvinder hurtigt.
- Der kan opstå en hudreaktion svarende til en solskoldning i et kort stykke tid. Hvis den ikke forsvinder inden for 3 dage, anbefaler vi, at du søger læge.
- Tør hud og kløe kan opstå på grund af barbering eller en kombination af barbering og lysbehandling. Dette er harmløst og forsvinder inden for nogle få dage. Du kan afköle området med en ispose eller en våd klud. Hvis tørheden varer ved, kan du påføre en uparfumeret fugtcreme på det behandlede område 24 timer efter behandlingen.

Sjældne bivirkninger:

- Forbrændinger, kraftig rødme og hævelse: Disse reaktioner forekommer meget sjældent og skyldes normalt, at du har anvendt en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. Hvis disse reaktioner ikke forsvinder inden for tre dage, anbefaler vi, at du søger læge. Vent med den næste behandling, indtil huden er fuldstændig helet, og sorg for at bruge en lavere lysintensitet.
- Misfarvning af huden: Dette opstår meget sjældent. Misfarvning af huden optræder som en mørkere eller lysere plet end det omgivende område. Det skyldes, at du har anvendt en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve. I sjældne tilfælde (som regel ved brug af for høj lysintensitet på en for mørk hud), kan effekten af en ændring i hudens pigmentering være længere end normalt. I alle tilfælde er effekten kun midlertidig. Undlad at behandle misfarvede områder; indtil misfarvningen er forsvundet, og huden har fået sin normale farve.
- Infektion og betændelse af huden: Dette opstår meget sjældent og kan skyldes, at du har brugt apparatet på sår eller rifter som følge af barbering eller på allerede eksisterende sår eller indgroede hår.
- Kraftig smerte: Dette kan opstå under eller efter behandlingen, hvis du har anvendt apparatet på ubarberet hud eller ved en lysintensitet, der er for høj til din hudfarve, eller hvis du har blinket på samme område mere end en gang eller anvendt apparatet på åbne sår; betændelser; infektioner; tatoveringer; forbrændinger osv. Se kapitlet "Vigtigt", afsnittet "Kontraindikationer" for at få flere oplysninger.

Efter brug

- Undgå at anvende parfumeret kosmetik på det behandlede område umiddelbart efter behandlingen.
- Undgå at bruge deodorant umiddelbart efter behandling af armhulerne. Vent, indtil al rødmen på huden er forsvundet helt.
- Se kapitlet "Klargøring", afsnittet "Råd om solbadning" for at få oplysninger om eksponering for sol og kunstig bruning af huden.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis du vil sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet, skal du rense det før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen. Apparatet mister sin effektivitet, hvis du ikke renser det korrekt.



Rengør aldrig apparatet eller nogle af dets dele under vandhanen eller i opvaskemaskinen.

Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler så som benzin, acetone eller lignende til rengøring af apparatet.

Undgå at ridse lysudgangsvinduet eller metalrammen på indersiden af kropstilbehøret.

Bemærk: Brug ikke apparatet, hvis det ikke længere er muligt at rengøre lysudgangsvinduet eller kropstilbehøret.

1 Sluk for apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.

Bemærk: Lysudgangsvinduet bliver varmt under brug. Kontroller, at det bliver kølet ned, før du renser det.

2 Fjern kropstilbehøret ved at tage fat i tapperne foroven og forneden og trække forsigtigt.

3 Hvis det er nødvendigt, skal du rense ydersiden af apparatet med den bløde renseklad, som fulgte med apparatet.



4 Fugt den bløde klud, der fulgte med apparatet, med nogle få dråber vand, og brug den til at rense følgende dele:

- lysudgangsvinduet
- ydersiden af kropstilbehøret
- metalrammen på indersiden af kropstilbehøret

Sørg for, at de elektroniske kontakter ikke bliver våde.

Bemærk: Hvis vandet ikke renser tilstrækkeligt, skal du bruge nogle få dråber af en opløsning med høj alkoholprocent til at rense de dele, der er nævnt ovenfor.

Bemærk: Sørg for at rense apparatet før og efter hver behandling og om nødvendigt også under behandlingen ifølge anvisningerne i dette afsnit.



Opbevaring

1 Sluk apparatet, tag stikket ud, og lad det køle af.

2 Rens apparatet, inden du lægger apparatet væk.

3 Opbevar apparatet i den medfølgende pose ved en temperatur på mellem -20 °C og +70 °C.

Tip: Vi anbefaler, at du opbevarer lynvejledningen i etuiet til senere brug.

Bestilling af tilbehør

For at købe tilbehør eller reservedele kan du besøge www.shop.philips.com/service eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips Kundecenter i dit land (se folderen "World-Wide Guarantee" for at få kontaktoplysninger).

Reservedele

Der findes følgende reservedele:

- Kropstilbehør
- Adapter
- Rensemærke
- Etui

Miljøhensyn



- Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugssation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.

Sikkerhed og support

Hvis du brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder "World-Wide Guarantee".

Tekniske specifikationer

Modellerne SC1992 og SC1991

Nominel spænding	100 - 240V
Nominel frekvens	50 - 60 Hz
Nominel indgang	24 W
Beskyttelse mod elektrisk stød	Klasse II 
Beskyttelseskasse	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15°C til +35°C Relativ luftfugtighed: 30 % til 95 %
Opbevaringsbetingelser	Temperatur: -20 °C til +70 °C Relativ luftfugtighed: 5 - 95 %
Spektrum af kropstilbehør	>500 nm

Fejlfinding

Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for en liste af ofte stillede spørgsmål eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Adapteren/apparatet ophedes under opladning.	Dette er normalt.	Der kræves ingen handling.
Jeg har tændt apparatet, men jeg kan ikke øje eller mindske lysintensiteten.	Apparatet skal nulstilles.	Hvis du vil nulstille apparatet, skal du slukket apparatet og derefter tænde det igen. Hvis du stadig ikke kan justere lysintensiteten, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" fungerer ikke, når jeg placerer apparatet på huden.	Du har ikke sat apparatet korrekt på huden.	Placér apparatet i en vinkel på 90° på huden på en sådan måde, at alle 4 sider i det integrerede sikkerhedssystem er i berøring med huden. Kontroller derefter, om "klar til blink"-indikatoren lyser konstant, og tryk på blink-knappen.
Indikatoren for "klar til blink" fungerer ikke, når jeg placerer kropstilbehøret på huden, men køleblæseren fungerer.	Beskyttelsesfunktionen mod overophedning er blevet aktiveret.	Hvis dette ikke fungerer, skal du placere apparatet et sted på kroppen, hvor det er let at skabe fuld hudkontakt, f.eks. på din underarm. Kontroller derefter, om indikatoren for "klar til blink" fungerer. Hvis "klar til blink"-indikatoren stadig ikke begynder at blinke, når du placerer apparatet på huden, skal du kontakte det lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Indikatoren for "klar til blink" lyser konstant grønt, men apparatet afgiver ikke et blink, når jeg trykker på blink-knappen.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	For at nulstille apparatet skal du slukke for apparatet og tænde det igen. Hvis "klar til blink"-indikatoren lyser konstant grønt, men apparatet stadig ikke afgiver et blink, når du trykker på blink-knappen, skal du kontakte dit lokale Kundecenter; din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Intensitetsindikator 1 fortsætter med at blinke, og jeg kan ikke ændre indstillingen.	Kropstilbehøret er ikke sat rigtigt på apparatet.	Sæt kropstilbehøret på apparatet på den rigtige måde.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Alle intensitetsindikatorer tænder skiftevis.	Apparatet har brug for at blive nulstillet.	For at nulstille apparatet skal du slukke for apparatet og tænde det igen. Hvis lysintensitetsindikatorerne stadig tænder skiftevis, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Alle intensitetsindikatorer blinker samtidigt.	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Apparatet frembringer en mærkelig lugt.	Kropstilbehøret og/eller filterglasset er snavset.	Rengør kropstilbehøret og lysudgangsvinduet forsigtigt. Hvis du ikke kan rense kropstilbehøret ordentligt, skal du kontakte dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter for at udskifte kropstilbehøret.
	Du har ikke barberet det område, som du vil behandle, tilstrækkeligt.	Hvis der er hår i det område, du vil behandle, kan disse hår blive brændt, når du bruger apparatet. Som følge heraf kan der opstå en mærkelig lugt. Barber omhyggeligt det område, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge Lumea Essential ved en behagelig indstilling.
	Du har opbevaret apparatet i støvede omgivelser.	Rengør apparatet og kropstilbehøret (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Huden føles mere følsom end normalt under behandlingen.	Den lysintensitet, du har valgt, er for høj.	Se i tabellen over hud/hårfarve for hver brug for at sikre, at du vælger den rette lysintensitet til hver behandling. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge en lavere lysintensitet.
	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge Lumea Essential ved en behagelig indstilling.
	Lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis lysudgangsvinduet er gået i stykker, skal du undgå at bruge apparatet mere for at undgå risiko for hudreaktioner. Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.
Jeg oplever en uacceptabel smerte, når jeg bruger apparatet.	Du har ikke barberet de områder, du vil behandle.	Barber de områder, du vil behandle, før du bruger apparatet. Hvis barbering fremkalder hudirritation, skal du klippe hårene så korte som muligt og bruge Lumea Essential ved en behagelig indstilling.
	Du har behandlet et område, som apparatet ikke er beregnet til.	Du må ikke bruge apparatet i ansigtet, på de indre skamlæber, i vagina og anus, på brystvorter og areolaer. Mænd må ikke bruge det i ansigtet eller på pungen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Reducer lysintensiteten til et niveau, der er behagligt for dig. Se afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargøring".
	Lysudgangsvinduet er gået i stykker.	Hvis lysudgangsvinduet er gået i stykker, må apparatet ikke længere anvendes sammen med dette kropstilbehør. Henved dig til din forhandler eller et Philips-servicecenter, eller kontakt et Kundecenter for at få udskiftet kropstilbehøret.
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Brug ikke apparatet, hvis din kropsbehandling er lysblond, rød, grå eller hvid. Brug heller ikke apparatet, hvis du har mørk hud. Se tabellen over farven på hud og kropsbehandling i lynstartvejledningen.
De behandlede områder bliver røde efter behandlingen.	Et let rødmen er uskadelig og normal og forsvinder hurtigt.	Der kræves ingen handling.
Hudreaktionen efter behandlingen varer længere end normalt.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for høj til dig.	Vælg en lavere lysintensitet næste gang. Se afsnittet "Lysintensitet" i kapitlet "Klargøring". Hvis hudreaktionen varer mere end tre dage, skal du kontakte din læge.
Hårfjerningsresultaterne er ikke tilfredsstillende.	Du har anvendt en lysintensitet, som er for lav til dig.	Udfør en hudtest for at finde ud af, om du kan bruge en højere lysintensitet (se afsnittet "Første brug og hudtest" i kapitlet "Sådan bruges apparatet").
	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	For at opnå et godt resultat af hårfjerningen skal du lave overlapninger; når du bruger apparatet. Se trin 4 i afsnittet "Efterfølgende brug" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
	Anvend ikke apparatet så ofte, som de umiddelbare anbefalinger siger.	For at fjerne alle hår og forhindre hårroden i at blive aktiv igen skal behandlingen gentages hver anden uge i de første to måneder. For at sikre at din hud forbliver glat, anbefaler vi, at du gentager behandlingen hver fjerde til sjette uge. Tiden mellem behandlingerne kan variere alt efter din individuelle nye hårvækst og fra kropsområde til kropsområde. Hvis der vokser for mange hår ud igen mellem behandlingerne, kan du forkorte behandlingsintervallet igen, men undlad at behandle noget område oftere end hver anden uge. Hvis du bruger apparatet oftere, end det anbefales, øger du ikke effektiviteten, men du øger risikoen for hudreaktioner.

Problem	Mulig årsag	Løsning
	Du reagerer langsommere på IPL-behandling end den gennemsnitlige bruger.	Fortsæt med at bruge apparatet i mindst 6 måneder; eftersom hårvæksten fortsat kan falde i løbet af denne periode. Overvej også de andre løsninger på dette problem.
	Apparatet er ikke egnet til din hår- og hudfarve.	Brug ikke apparatet, hvis din kropsbehåring er lysblond, rød, grå eller hvid. Brug heller ikke apparatet, hvis du har mørk hud. Se tabellen over farven på hud og kropsbehåring i lynstartvejledningen.
Hår begynder at gro ud igen nogle steder i det behandlede område.	Du har ikke lavet tilstrækkelige overlapninger, da du brugte apparatet.	For at opnå et godt resultat af hårfjerningen skal du lave overlapninger; når du bruger apparatet. Se trin 4 i afsnittet "Efterfølgende brug" i kapitlet "Sådan bruges apparatet".
	Hår begynder at gro ud igen som en del af den naturlige cyklus for hårvæksten.	Det er normalt. Det er en del af hårvækstens naturlige cyklus, at hårene begynder at vokse ud igen. De hår, der kommer tilbage, er imidlertid ofte blødere og tyndere.
Apparatet fungerer ikke.	Apparatet er defekt.	Kontakt dit lokale Kundecenter, din Philips-forhandler eller et Philips-servicecenter.

Johdanto

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Karvanpoisto valon avulla on yksi tehokkaimmista keinoina poistaa vartalo-karvoitusta pitkäkestoisin tuloksin. Se on täysin erilainen kuin nykyiset kotikäytöiset karvanpoistomenetelmät, koska se vähentää huomattavasti uusien karvojen kasvua. Philips on tutkinut täitä menetelmää yhdessä johtavien ihotutkijoiden kanssa yli 15 vuotta. Voit nyt hyödyntää täitä innovatiivista tekniikkaa mukavasti oman kotisi rauhassa milloin haluat. Tämä laite on suunniteltu erityisesti naisille, mutta myös miehet voivat käyttää sitä.

Philips Lumea Essential -laitteella voidaan poistaa ihokarvoja kaulasta alaspäin. Philips Lumea Essential on suunniteltu yhden henkilön käytettäväksi. Lisätietoja Philips Lumea Essential -laitteesta on osoitteessa www.philips.com/lumea. Käy katsomassa uusimmat tiedot sivustostamme säännöllisesti.

Edut

Laitteen edut

IPL (Intense Pulsed Light) -tekniikka kotikäytöön

Philips Lumea Essential hyödyntää valopohjaista IPL-tekniikkaa (Intense Pulsed Light). Kauneudenhoiton ammattilaiset ovat käyttäneet IPL-tekniikkaa karvanpoistoon jo 15 vuoden ajan. Philips Lumea Essential mahdollistaa tämän innovatiivisen tekniikan kotikäytön.

Estää hellävaraisesti mutta tehokkaasti uusien karvojen kasvamisen

Tämä menetelmä estää uusien karvojen kasvamisen pitkäksi aikaa ja jättää ihon silkinsileäksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että huomattava osa ihokarvoista häviää jo kahden hoitokerran jälkeen. Parhaat tulokset saavutetaan yleensä 4 tai 5 käsittelyn jälkeen. Ihokarvojen määrä vähenee jokaisen hoitokerran jälkeen. Se, miten nopeasti tulokset näkyvät ja kuinka kauan tulokset kestävät, vaihtelee yksilöllisesti. Lisätietoja on osassa Miten saavutat optimaaliset tulokset luvussa Käytöö.

Helläät hoitoa myös herkillä alueilla

Philips Lumea Essential on kehitetty yhteistyössä johtavien ihotutkijoiden kanssa ja soveltuu jopa kaikkein herkimpien ihoalueiden käsittelyyn hellästi ja tehokkaasti.

Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia


Philips Lumea Essential -laitteessa on erittäin tehokas lamppu, jota ei tarvitse vaihtaa. Lamppu kestää yli 100 000 välähdystä, joten jatkuvassa käytössä sen pitäisi kestää yli 5 vuotta*. Sinun ei tarvitse ostaa kalliita vaihtolamppuja.

*Perustuu keskimääräiseen käyttötilanteeseen ja suositeltuun käsittelyyn yhdelle käyttäjälle.

Miten Philipsin IPL-tekniikka toimii

Karvankasvu

Karvan kasvunopeus on yksilöllistä ja riippuu iästä, aineenvaihdunnasta ja muista tekijöistä. Kuitenkin kaikkien ihokarvojen kasvussa on kolme vaihetta.



1 Kasvuvaixe (anageenivaixe)

Ihokarvat kasvavat aktiivisesti juuresta. Tässä vaiheessa kertyy eniten melaniinia. Melaniini vaikuttaa ihokarvoituksen pigmenttiin. Melaniinin kertyminen on ratkaisevan tärkeää myös IPL-teknikan tehokkuuden kannalta. Valohoitojen menetelmä tekee ainoastaan ihokarvoihin, jotka ovat anageenivaieessa.

2 Siirtymävaixe (katageenivaixe)


Ihokarvojen kasvu pysähtyy ja juuri kutistuu ennen kuin karva irtoaa.

3 Lepovaihe (telogeenivaixe)


Vanha karva irtoaa juuresta. Juuri lepää, kunnes biologinen kello käskee sen taas aktivoitua ja kasvattaa uuden karvan.

Toimintaperiaate


- Laite toimii kuumentamalla karvan ja juuren ihmalla. Melaniini ihokarvassa ja sen juureissa imme vapautuneet valopulssit. Mitä tummempi ihokarva on, sitä enemmän se imee valoa. Tämä menetelmä stimuloi ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen.



- Hoitojen välillä ihokarvat putoavat, ja uusien karvojen kasvu estyy. Ihokarvojen irtoaminen voi kestää 1–2 viikkoa.



- Optimaalista karvanpoistoa ei saavuteta yhdellä hoitokerralla, koska ainoastaan anageenivaieessa olevat ihokarvat reagoivat valohoitoon. Hoidetun alueen ihokarvat ovat yleensä karvankasvusyklin eri vaiheissa hoidon aikana. Kaikkien ihokarvojen käsittely varten hoito on toistettava kahden viikon välein kahden ensimmäisen kuukauden ajan. Integroitu optinen suodatin varmistaa, että UV-säteet eivät pääse iholle ja takaa että laite on turvallinen iholle.



Yleiskuvaus (Kuva 5)

- 1 Valotehot (1–5)
- 2 Virtapainike
- 3 Käyttövalmiiden merkkivalo
- 4 Ilma-aukot
- 5 Lütin
- 6 Välähydspanike
- 7 Aukot sähköliitännöille
- 8 Valoikkuna, jossa on integroitu UV-suodatin
- 9 Sähköliitännät
- 10 Vartalolisäosa (sopii vartalolle kaulan alapuolella)
- 11 Metallinen kehys vartalolisäosan sisällä
- 12 Integroitu turvajärjestelmä

- 13 Verkkolaite
- 14 Pieni liitin
- 15 Pussi
- Laitteen mukana myös puhdistusliina

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvittaessa.

Vaara



- Vesi ja sähkölaitteet eivät sovi yhteen! Tämän takia laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa (esim. täytetyn kylpyammeen, pääällä olevan suihkun tai uima-altaan vieressä).
- Suojaa laite ja verkkolaite kosteudelta.
- Jos laite on rikki, älä koske sen sisäosiin, jotta et saa sähköiskua.
- Älä koskaan työnnä laitteeseen mitään esineitä.

Varoitus

- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkää laitteella.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaiden lasten käyttöön. 15–18-vuotiaat voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajansa suostumuksella ja/tai avustuksella. Aikuiset voivat käyttää laitetta vapaasti.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauslaitetta.
- Älä käytä vahingoittunutta laitetta tai verkkolaitetta.
- Latauslaite sisältää jännitemuuntajan. Älä vaihda latauslaitteen tilalle toisenlaista pistoketta, jotta et aiheuta vaarallista nettiä.
- Jos latauslaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyypin latauslaite.
- Älä käytä laitetta, jos valoikkunan lasi rikkoutuu.

Laitteen suojaaminen vaurioilta:

- Varmista, ettei mikään estä ilman vapaata kulkua ilmastointiaukkojen lävitse.
- Älä ravista tai pudota laitetta tai altista sitä koville iskuville.
- Jos viet laitteen erittäin kylmästä ympäristöstä erittäin lämpimään ympäristöön tai päinvastoin, odota noin kolme tuntia ennen kuin käytät laitetta.
- Säilytä laitetta laitteen mukana toimitetuissa pussissa, jotta se ei pölyynny.
- Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin, kun laitteeseen on kytketty virta. Katkaise laitteen virta aina käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteesseen tai UV-valoon useiksi tunneiksi vahingoittumisen välttämiseksi.
- Älä väläytä valoa muuta pintaa kuin ihoa vasten. Se voi vahingoittaa vartalolisosaa ja/tai valoikkunaa. Väläytä valoa vain, kun laite koskettaa ihoa.

Varoitus

- Älä koskaan käytä laitetta silmien ympärillä ja lähellä kulmakarvoja, jotta et vaurioita silmiä.
- Käytä laitetta ainoastaan omalle ihotyppillesi sopivilla asetuksilla (katso suositellut valotehot luvun Käyttöönotto osassa Suositellut valotehot olevasta taulukosta). Suositeltujen asetusten ylittäminen voi lisätä ihoreaktioita ja sivuvaikutuksia.
- Tämä laite on tarkoitettu häiritsivien ihokarvojen poistamiseen ainoastaan kaulan alapuolisilta alueilta. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Varmista, että käsiteltävä alue puhdas ja kuiva ja ettei iholla ole meikkiä, voiteita tai muita kauneudenhoitoaineita. Jos iho ei ole puhdas ja kuiva, integroitu turvajärjestelmä ei ehkä toimi tarkoitettulla tavalla, eikä laitteen valo väähädä, tai valo väältää vahingossa.

Pidä seuraavat asiat mielessäsi Philips Lumea Essential -laitteen käyttöön takaamista varten:

- Älä käytä laitetta, jos ympäristön lämpötila on alle 15 tai yli 35 °C.
- Laitteessa on ylikuumenemissuoja. Jos laite ylikuumenee, se ei enää väähädä. Älä sammuta laitetta, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat hoitoa. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua. Anna laitteen jäähtyä tämän jälkeen vielä 10 minuuttia.
- Toimita laite aina tarvittaessa tarkastettavaksi tai korjattavaksi Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Ammattitaidottomasti tehty korjaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä laitetta, jos mikä tahansa osassa Tilanteet mainituista tilanteista koskee sinua.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laitte vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säädöksiä.

Tilanteet

Keille Philips Lumea Essential ei sovi?

Philips Lumea Essential ei ole tarkoitettu kaikille. Jos jokin seuraavista toteutuu kohdallasi, tämä laite **ei** sovi sinulle!

Älä käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät.

Philips Lumea Essentialia ei ole testattu raskaana olevilla naisilla. Älä siis käytä laitetta, jos olet raskaana tai imetät. Hormonitoiminnan muutokset voivat lisätä ihmisen herkkyyttä, ja iho voi vahingoittua helpommin.

Älä koskaan käytä laitetta, jos ihmänvärisi ja/tai hiustenvärisi ei sovella laitteen käyttöön. Esimerkki:

- Jos ihottyyppisi on V (ihosi palaa harvoin, rusketut erittäin hyvin ja ihmänvärisi on tummanruskea) tai jos ihottyyppisi on VI (ihosi palaa harvoin tai ei koskaan, ja rusketut erittäin tummaksi, ihmänvärisi on ruskeanmusta tai tummempia). Tässä tapauksessa voimakkaan punoituksen, ihmisen palamisen tai värimuutosten kaltaisten ihoreaktioiden riski on korkea käytettäessä Philips Lumea Essential -laitetta. Lisätietoja on luvun Käyttöönotto osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot. Katso myös suositellut valotehot pikaoppaassa olevasta taulukosta.

- Hoito ei tehoa, jos hoitoalueen ihokarvojesi luonnollinen väri on erittäin vaalea, valkoinen, harmaa tai punainen.

Älä koskaan käytä laitetta, jos sinulla on jokin alla luetellista sairauksista:

- Jos sinulla on ihosairaus, kuten aktiivinen ihosyöpä, jos sinulla on aikaisemmin ollut ihosyöpä tai muu paikallinen syöpä käsittelyvillä alueilla.
- Jos sinulla on syöpää edeltäviä muutoksia tai useita epätypillisä luomia käsittelyvillä alueilla.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut kollageenihäiriötä, mukaan lukien taipumus keloidia tuottavaan arpeutumiseen tai haavojen heikkoon paranemiseen.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut verenkertohäiriötä, kuten suonikohuja tai vaskulaarinen ektasia käsittelyvillä alueilla.
- Jos ihosi on herkkä valolle ja saat allergista ihottumaa tai allergisia reaktioita.
- Jos sinulla on tulehdus, ihottuma, palovammoja, karvatupen tulehdus, avohaavoja, hiertymiä, yskänrokko, haavoja tai vammoja ja verenpurkaumia käsittelyvillä alueilla.
- Jos käsittelyville alueille on tehty leikkaus.
- Jos sinulla valoherkkä epilepsia.
- Jos sinulla on diabetes, lupus erythematoses, porfyria tai kongestiivinen sydänvika.
- Jos sinulla on verenvuotohäiriötä.
- Jos sinulla on aikaisemmin ollut joku kehon vastustuskykyä heikentävä tauti (mukaan lukien HIV-tartunta tai AIDS).

Älä koskaan käytä laitetta, jos käytät jotain alla luetellista lääkityksistä:

- Jos ihoasi hoidetaan tai on äskettäin hoidettu AHA-hapoilla (Alpha-Hydroxy Acids), BHA-hapoilla (Beta-Hydroxy Acids), topikaalisella isotretinoiinilla ja azelaic-hapolla.
- Jos olet käyttänyt jossain muodossa isotretinoina kuten Accutanea tai Roaccutanea viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä hoito voi altistaa ihmisen repeäimille, haavoille ja ärtymiselle.
- Jos käytät särkylääkkeitä, jotka heikentävät ihmisen lämmönsietokykyä.
- Jos nautit valolle herkistäviä valmisteita tai lääkkeitä, tarkista lääkkeen tuoteseloste äläkä käytä laitetta, jos tuoteselosteessa mainitaan, että lääke voi aiheuttaa valoallergisia reaktioita tai valomyrkyllisiä reaktioita tai jos sinun tulee välittää auringonvaloa lääkityksen aikana.
- Jos käytät verenohennuslääkkeitä, mukaan lukien runsaan aspiriinin käyttö siten, ettet voi lopettaa käyttöä vähintään viikko ennen kutakin Lumea-laitteella tehtävää hoitoa.
- Jos käytät vastustuskykyä heikentäviä lääkkeitä.

Älä koskaan käytä laitetta seuraavilla alueilla:

- kasvot
- nännit, nännipihat, pienet häpyhuulet, emätin, peräaukko ja sieraimien ja korvien sisäpuoli ja korvat (lisätietoja on luvun Käyttö osassa Laitteen käyttö bikinialueella)
- miehet: kivespussit tai kasvot
- minkään keinotekoisesta materiaalista päällä tai lähellä, kuten silikoni-implantit, tahdistimet, ihonalaiset injektiokanavat (insuliinianostelija) tai lävistykset

- luomet, pisamat, suuriin suonet, alueet, joiden pigmentti on tummempi, arvet tai muut poikkeavat ihoalueet ilman lääkäriin lupaa (tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä värimuutoksia, mikä voi vaikuttaa ihosairauksien kuten ihosyövän havaitsemista)
- syylät, tatuoinnit tai pysyvä meikki, (tämä voi aiheuttaa palovammoja sekä värimuutoksia, kuten hypopigmentaatio tai hyperpigmentaatio)
- alueet, jossa käytetään pitkäkestoista deodoranttia (voi aiheuttaa ihoreaktioita). Lisätietoja on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.



Älä koskaan käytä laitetta palaneelle tai äskettäin rusketetulle (viimeisen 2 viikon aikana) tai keinorusketetulle iholle.

- Kaikenlainen rusketus voi vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Tämä koskee niin altistumista luonnolliselle auringonvalolle kuin keinotekoisia rusketusmenetelmiäkin, kuten rusketusvoiteita, -laitteita jne. Jos olet ruskettunut tai aiot ruskettaa itseäsi, tutustu luvun Käyttöönotto kohtaan Rusketusohjeita.

Huomautus: Tämä luettelo ei ole täydellinen. Jos et ole varma, voitko käyttää laitetta, suosittelemme sinua ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Käyttöönoton valmistelu

Saat parhaan tuloksen, jos valmistelet alueet, joilla aiot käyttää laitetta seuraavalla tavalla.

Hoitoalueiden valmistelu

- 1 Ajele ihokarvat käsittelyvällä alueella niin kauan kuin uusia ihokarvoja vielä kasvaa.

Huomautus: Älä käytä karvanpoistovoiteita. Ajele karvat.

Huomautus: Jos viimeksi käytetyssä ihokarvojen poistomenetelmässä ihokarvat irrotettiin juurineen (esim. epilointi), voit aloittaa hoidon heti. Tässä tapauksessa ihokarvat kannattaa ajella hoitojen välillä, jotta saat parhaan tuloksen.


Huoma, että ajelemattomien tai huonosti ajeltujen alueiden hoidolla on useita haittavaikutuksia:

- Irtokarvat ja lika voivat liata valoikkunan ja vartalolisäosan. Liakaantuminen voi lyhentää laitteen käyttöikää ja alentaa sen tehokkuutta. Lisäksi valoikkunan liakaantuminen voi tehdä hoidosta kivuliasta tai aiheuttaa ihoreaktioita, kuten punoitusta ja värimuutoksia.
- Ihokarvarsi voivat palaa ja aiheuttaa epämiellyttäävää hajua.

- 2 Puhdista iho ja varmista, että iholla ei ole karvoja, iho on kuiva ja rasvaton (iholla ei saa olla esimerkiksi kosmetiikkatuotteita, kuten deodoranttia, voidetta, hajuvettä, rusketusvoidetta ja aurinkosuoja voidetta).

- 3 Tarkista, onko laitteessa, varsinkin valoikkunassa ja vartalolisäosassa, karvoja, pölyä tai kuituja. Puhdista mahdolliset epäpuhtaudet luvun Puhdistus ja hoito ohjeiden mukaan.

Jos ihokarvojen ajeleminen aiheuttaa haavoja tai vammoja, iho saattaa olla tavallista herkempi IPL-käsittelylle. Tällöin IPL-käsittely saattaa tuntua epämiellyttäältä tai aiheuttaa muita sivuvaikutuksia. Tässä tapauksessa on suositteltavaa odottaa, että ihoärsyts katoaa kokonaan.



- 4** Kun ihokarvat eivät enää kasva uudelleen, mikä on tavallista 4–5 hoitokerran jälkeen, sinun ei enää tarvitse ajella ihokarvoja ennen laitteen käyttämistä.

Tehokas valo

Philips Lumea Essential on kehitetty kuluttajakäyttöön, ja sen valoimpulssit ovat ammattikäytöön tarkoitettuja valolla toimivia laitteita hellävaraisempia. Hoito on **miellyttävää** ja **tehokasta**, ja voit valita itsellesi sopivan valotehon.

Philips Lumea Essential -laitteessa on viisi eri valotehoa. Valoteho tulee asettaa itselle sopivaksi ihmisen värin sekä ihokarvojen värin mukaan. Seuraava suositeltuva valotehoja koskeva taulukko auttaa sinua valitsemaan oikean valotehon.

- 1** Katso seuraavasta taulukosta, mitkä valotehot sopivat sinun ihollesi sekä ihokarvojesi värisäville.

Vinkki: Voit asettaa pikaoppaassa olevan taulukon ihollesi ja verrata ihmenväriäsi taulukon väreihin.

Vinkki: Pikaopasta kannattaa säilyttää pussissa tulevaa käyttöä varten.

- 2** Vähennä valoteho, jos tunnet kipua tai jos hoito tuntuu epämukavalta.

Tummaihoisten ihmisten iho saattaa ärtää herkemmin, koska heidän ihmänsä imkee enemmän valoa. Siksi ihmisiille, joilla on tumma iho, suositellaan pienempiä valotehoja.

Valoväläys voi tuntua iholla lämpimältä tai kuumalta, mutta se ei saa tuntua kivuliaalta. Eri vartaloalueille vaadittava valoteho voi vaihdella (katso alla olevaa taulukkoa). Lisätietoja ihmerektoiden välttämisestä on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihmerekkiot.

Suositellut valotehot (1–5)

Taulukkoon on merkity x, jos menetelmää ei suositella.

Huomautus: Ihosi väri voi muuttua esimerkiksi ruskettumisesta johtuen ja olla tummempi kuin edellisellä hoitokerralla. Siksi on tärkeää tarkistaa asetus jokaista hoitokertaa ja jokaista hoidettavaa aluetta varten. Jotkin alueet voivat olla muita alueita tummempia.

Ihokarvojen väri:	tummanvaalea/ vaaleanruskea/ruskea/ tummanruskea/musta	valkoinen/harmaa/ punainen/erittäin vaalea
Ihonväri ja ominaisuudet:		
Valkoinen (palaa aina auringossa, ei rusketusta)	4/5	×
Beige (palaa helposti auringossa, heikko rusketus)	4/5	×
Vaaleanruskea (palaa joskus auringossa, hyvä rusketus)	4/5	×
Keskiruskea (palaa harvoin auringossa, nopea ja hyvä rusketus)	1/2/3	×
Tummanruskea (palaa harvoin auringossa, erittäin hyvä rusketus)	×	×
Ruskeanmusta ja tummempa (palaa harvoin tai ei koskaan auringossa, erittäin tumma rusketus)	×	×

Tärkeää

Voit tarkistaa, sopikoiko Philips Lumea Essential sinulle, osasta Keille Philips Lumea Essential ei sovi.

Rusketusohjeita



- **Vältä auringonottoa, kun käytät Philips Lumea Essential -laitetta säännöllisesti (kahden viikon välein).**

Auringonoton seurauksena ihan väri voi tummentua (iho ruskeuttaa) tai iho voi palaa (iho punoitetaa). Philips Lumea Essential -laitteen käyttäminen tummentuneilla (ruskettuneilla) ja/tai palaneilla ihoalueilla lisää haitallisten sivuvaikutusten ja ihoreaktioiden riskiä. Lisätietoja on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

- **Auringonpaisteelle altistuminen ennen hoitoa: Odota 2 viikkoa ja tee ihotesti.**

Käytä laitetta aikaisintaan 2 viikkoa auringon ottamisen jälkeen. Tee ihotesti (katso luvun Käyttö kohtaa Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti) hoidettavalla alueella, jotta saat selville oikean valotehon. Muuten Philips Lumea Essential -laitteen käyttö voi aiheuttaa ihoreaktioita.

- **Auringonpaisteelle altistuminen hoidon jälkeen: Kun olet käyttänyt Philips Lumea Essential -laitetta, odota 48 tuntia ennen auringon ottamista.**

Odota vähintään 48 tuntia, ennen kuin altistat käsityellyt alueet auringolle. Varmista sen jälkeenkin, että hoidetulla iholla ei ole hoidon aiheuttamaa ihoreaktiota, ennen kuin altistat sen auringonvalolle. Peitä hoidetut alueet, kun menet auringonpaisteesseen, tai käytä aurinkovoidetta (suojakerroin yli 30) kahden viikon ajan hoidon jälkeen. Hoidettujen alueiden altistaminen auringolle heti hoidon jälkeen ilman suojausta lisää haitallisten sivuvaikutusten ja ihoreaktioiden riskiä. Lisätietoja on luvun Käyttö osassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

- Ruskettaminen keinovalossa

Seuraa ohjeita kohdissa Auringonpaisteelle altistuminen ennen hoitoa ja Auringonpaisteelle altistuminen hoidon jälkeen.

- Ruskettaminen voiteilla

Jos olet käyttänyt rusketusvoiteita, odota, kunnes keinorusketus on kadonnut kokonaan, ennen kuin käytät Philips Lumea Essential -laitetta.

Huomautus: *Lisätietoja ihoreaktioista on luvun Käyttö kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.*


Käyttö

Tarkista luvun Käyttöönotto osassa Valoteho olevasta suositeltujen valotehojen taulukosta valotehot, jotka sopivat parhaiten ihollesi ja ihokarvojesi värisävylle.

Ajele ennen laitteen käyttämistä ihokarvat alueelta, jonka aiottaisit käsitellä (katso osa Hoitoalueiden valmistelua luvussa Käyttöönotto).

Jos hoito tuntuu kivuliaalta, vähennä valotehoasetusta, kunnes hoito tuntuu taas mukavalta. Jos havaitset punoitusta voimakkaimpia ihoreaktioita, lopeta hoito ja lue tämän luvun osa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot.

Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti




Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun ihosi on ruskettunut äskettäin, on suositeltavaa tehdä ihotesti **kullakin** hoidettavalla alueella, jotta voit tarkistaa, miten ihosi reagoi, ja totuttaa ihosi valopohjaiseen hoitoon.

- 1 Valitse alue käsiteltävän alueen lähetä.
- 2 Työnnä pieni liitin laitteeseen ja kytke latauslaite pistorasiaan.

Huomautus: Varmista, että vartalolisäosa on asetettu laitteeseen.


- 3 Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.




- Valotehon merkkivalo 1 syttyy.

Huomautus: Laite valitsee aina automaattisesti pienimmän valotehoasetuksen. Aseta sopiva valoteho luvun Käyttöönotto osan Valoteho mukaan.


- 4 Säädä valotehoasetusta painamalla virtapainiketta yhden tai useampia kertoja, kunnes asetus on haluamasi. Asetusta vastaava valotehon merkkivalo sytyy.






- 5** Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten niin, että vartalolisäosa ja koskettaa ihoa.

Vinkki: Venytä käsiteltävää ihoa käytön helpottamiseksi.



- ▶ Kun laitteen taakse sijoitettu käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu, laite valmistautuu välähtämään.
- ▶ Kun käyttövalmiuden merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, laite on valmis välähtämään.



- 6** Väläytä valoa painamalla väläytyspainiketta.

Huomautus: Laitteesta näkyvä valo on välähdysken heijastuma iholla ja se on vaaraton silmille. Käytön aikana ei tarvitse käyttää suojalaseja. Käytä laitetta **hyvin valaistussa** huoneessa, sillä se vähentää välähdysken havaittavaa kirkkautta

- 7 Vapauta välähdyspainike, kun laite on välähtänyt.
- 8 Liu'uta laite seuraavalle hoidettavalle ihoalueelle. Nosta asetusta yksi taso kerrallaan ihotyppilesi suositellulla tehoalueella niin kauan kuin käsitteily tuntuu mukavalta eikä tee kipeää. Väläytä valoa yhdellä asetustasolla vain yhden kerran. Väläytä valoa vain yhden kerran yhteen kohtaan.
- 9 Kun olet lopettanut hoidon, katkaise laitteen virta pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia.
- 10 Odota ihotestin jälkeen 24 tuntia ja tarkista, onko ihosi reagoinut testiin. Jos ihossa näky reaktioita, valitse käyttöön suurin asetus, joka ei aiheuttan reaktiota.

Käyttö jatkossa

- 1 Puhdistaa laitteen lisäosat, valoikkuna ja lisäosien metallikehykset ennen jokaista käyttökertaa. Lisätietoja on luvussa Puhdistus ja hoito.
- 2 Aloita jokainen hoitokerta valitsemalla valoteho erittäin tarkasti ihol sen hetkisen herkyyden ja sen mukaan, miltä hoito tuntuu. Valitse ihotyppilesi ja ihokarvojesi väriille sopiva asetus osan Suositellut valotehot mukaan.

Huomautus: Ihosi voi reagoida eri tavoilla eri päivinä / eri tilanteissa useista eri syistä. Lisätietoja on tämän luvun osassa *Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot*.

- 3** Toimi edellisen osan vaiheiden 2–6 mukaisesti (Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti).

Huomautus: On täysin normaalia, että laite ja vartalolisäosa lämpenevät käytön aikana.

- 4** Liu'uta laite seuraavalle hoidettavalle ihoalueelle ja toista tämän luvun osan Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti vaiheet 5 ja 6. Kunkin väähdyksen jälkeen kestää 3–5 sekuntia, että laite on jälleen käyttövalmis. Kun laitteen taakse sijoitettu käyttövalmiuden merkkivalo vilkkuu, laite latautuu. Odota, että valo palaa jatkuvasti, ennen kuin jatkat.

Käytövinkki laitteelle SC1992: SC1992-laitteessa on liuku ja väähdyks - toiminto: Hoito on tehokkaampaa, jos pidät väähdysspainiketta painettuna, kun liu'utat laitetta iholla.

Älä käsitlee samaa aluetta useita kertoja saman hoitokerran aikana. Se ei paranna hoidon tehoa, mutta kasvattaa ihoreaktioiden riskiä.

- 5** Jotta välttyt käsittelymättömiltä alueilta, varmista, että väähdykset ovat tarpeeksi lähekkäin. Huomaa, että vaikuttava valo kulkeutuu ulos ainostaan sillle tarkoitetusta lähtöikkunasta. Älä kuitenkaan käsitlee samaa aluetta kahta kertaa.
- 6** Kun olet lopettanut hoidon, katkaise laitteen virta pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia.
- 7** Tarkista, onko valoikkunaan ja vartalolisäosaan tarttunut ihokarvoja tai likaa, ja puhdistlaite käytön jälkeen. (Katso luku Puhdistus ja hoito).


Vinkkejä

Miten saavutat optimaaliset tulokset

- On normaalia, että ensimmäisten hoitokertojen jälkeen näkyy vielä ihokarvoja. Lisätietoja on luvun Johdanto kohdassa Toimintaperiaate.
- Jotta kaikki ihokarvat saadaan poistettua ja ihokarvan juuri ei aktivooidu uudelleen, hoito on toistettava ensimmäisten kahden kuukauden aikana kahden viikon välein. Ihon pitäisi olla sen jälkeen sileä ja karvaton. Lue osasta Ylläpito, miten voit ylläpitää hoitotulosta.

Ylläpito

- Jotta ihosi pysyy sileänä ja karvattomana, suosittelemme toistamaan hoidon 4–6 viikon välein. Hoitoväli voi vaihdella ihokarvojesi kasvunopeuden mukaan ja myös eri ihoalueiden mukaan. Jos ihokarvat kasvavat liian nopeasti takaisin, lyhennä hoitoväliä uudelleen, mutta älä käsitlee mitään ihoaluetta useammin kuin kerran kahdessa viikossa. Laitteen käyttö suositusta useammin ei lisää tehoa, mutta lisää ihoärsytyksen riskiä.



Käsittelyohjeet

Keskimääräinen hoitoaika

Alue	Hoidon kesto noin
Kainalot	1 minuutti / kainalo
Bikinirajat	1 minuutti / puoli
Koko bikinalalue	4 minuuttia
Yhden jalan alaosa	8 minuuttia
Yksi kokonainen jalka	14 minuuttia

Huomautus: Edellä mainitut keskimääräiset hoitoajat on havaittu tutkimuksissa ja testeissä. Yksilölliset hoitoajat voivat vaihdella henkilöiden välillä.

Hoitoalueet

Laite on tarkoitettu häiritsevien ihokarvojen poistoon kainaloista, käsivarsista, vatsan alueelta, bikinalueelta ja jaloista. Älä käytä laitetta kasvojen alueella.

Laitteen käyttäminen säärin

Tarkista luvun Käyttöönnotto osassa Valoteho olevasta suositeltujen valotehojen taulukosta valotehot, jotka sopivat jaloillesi.


- Voit liikuttaa laitetta ylös ja alas tai poikittain sinulle sopivalla tavalla. Tarvittaessa voit myös pitää laitetta ihollasi sivuttain, jotta laite pysyy kokonaan kosketuksessa ihoon.


Huomautus: Säären ja nilkkojen kaltaiset alueet, joissa luu on lähellä ihoa, ovat herkempiä kuin muut alueet. Jos painat vartalolisäosaa voimakkaasti näitä alueita vasten, iho voi ärtymään tai punoitaa herkemmin. Lisätietoja on tämän luvun kohdassa Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot. Paina vartalolisäosaa ihoa vasten vain niin voimakkaasti, että käyttöövalmiuden merkkivalo sytytettiin.

Laitteen käyttö bikinalueella

Tarkista luvun Käyttöönnotto osassa Valoteho olevasta suositeltujen valotehojen taulukosta valotehot, jotka sopivat bikinalueelleesi. Periaatteessa Philips Lumea Essential on turvallinen ja tarpeeksi hellävarainen bikinirajojen hoitamiseen (esim. brasiliolainen tai Hollywood-tyyli). Käytä bikinalueen herkemmälle ja tummemmalle alueelle pienempää voimakkuutta. Älä käytä laitetta sisempiin häpyhuuliin, emättimeen ja peräaukkoon. Miehet voivat käyttää laitetta nivusalueella, mutta sitä ei saa käyttää kivespusseihin.

Huomautus: Puhdistaa vartalolisäosa hygieniayistä aina ennen seuraavaan vartalonosan hoitoa (katso luku Puhdistus ja hoito).





Laitteen käyttäminen kainaloihin

Tarkista suosittelujen valotehojen taulukosta luvun Käyttöönotto osasta Valotehon asettaminen valotehot, jotka sopivat parhaiten kainaloihisi. Varmista, että puhdistat deodorantin, hajuveden, vartalovoiteen tai muit ihonhoitotuotteet kainaloista ennen hoitoa.

Vinkki: *Jotta saat parhaat tuloksen kainaloissa, seis peilin edessä, jotta näet hyvin käsiteltävän alueen ja käyttövalmiuden merkkivalon. Venytä kainalon ihoa nostamalla käsivartesi ylös niskasi taakse.*

Huomautus: *Heijastuva valo ei vahingoita silmiäsi. Jos valo tuntuu epämiellyttävältä, sulje silmäsi välähdysken ajaksi.*

Mahdolliset sivuvaikutukset ja ihoreaktiot

Yleiset ihoreaktiot:

- Ihosi voi punoittaa ja/tai pistellä jonkin verran tai tuntua lämpimältä. Tämä reaktio on vaaraton ja katoaa nopeasti.
- Auringon polttamaa vastavaa ihoreaktio saattaa viipyä käsityellä iholla hetken hoidon jälkeen. Jos se ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
- Ihokarvojen ajelemisen tai ihokarvojen ajelemisen ja valohoidon yhdistelmä saattaa aiheuttaa ihmisen kuivumista ja kutinaa. Se on vaaratonta ja häviää muutamassa päivässä. Aluetta voi viilentää jäälipakkauksella tai kostealla pyyhkeellä. Jos iho on edelleen kuiva, levitä hoitoalueelle hajustamatonta kosteusvoidetta vuorokausi hoidon jälkeen.

Harvinaiset sivuvaikutukset:

- Palovammat, voimakas punoitus ja turvotus: Näitä reaktioita esiintyy harvoin, ja ne aiheuttaa ihmisen liian voimakkaan valotehon käyttäminen. Jos reaktiot eivät häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin. Odota ennen seuraavaa hoitokertaa, että iho on kokonaan parantunut ja käytä sitten pienempää valotehoa.
- Ihon värimuutokset: Tätä tapahtuu erittäin harvoin. Iho on joko tummempi tai vaaleampi kuin viereinen alue. Tämä johtuu ihmisen liian voimakkaasta valotehosta. Joissakin harvoissa tapauksissa (tavallisesti silloin, kun ihmisen tummalle iholle käytetään liian suurta valotehoa) värimuutokset saattavat kestää tavallista pidempään. Muuttuneet alueet kuitenkin palaavat aina lopulta ennalleen. Älä käytä laitetta värimuutosalueilla, ennen kuin ihmisen normaalista väristä on palannut.
- Ihoinfektiot ja tulehdus: Tätä tapahtuu erittäin harvoin. Sen voi aiheuttaa laitteen käyttäminen alueella, jossa on haavoja esimerkiksi ihokarvojen ajelun vuoksi tai sisäänpäin kasvaneita ihokarvoja.
- Voimakas kipu: Tätä voi ilmetä hoidon aikana tai jälkeen, jos laitetta on käytetty ihmisen josta ei ole ajeltu ihokarvoja, jos laitetta käytetään valoteholta, joka on liian suuri ihmisen värille, jos valoa väläytetään samaan kohtaan ihmisen useammin kuin kerran tai jos laitteella hidotaan ihmisen, jossa on haavoja, tulehdoksia, tatuointeja, palovammoja tms. Lisätietoja on luvun Tärkeää kohdassa Tilanteet.

Käytön jälkeen

- Älä levitä hajustettuja kosmetiikkatuotteita hoidetuille alueille heti hoidon jälkeen.
- Älä käytä deodoranttia heti kainaloiden hoidon jälkeen. Odota, että punoitus on hävinnyt kokonaan.
- Lisätietoja auringon ottamisesta ja rusketusvoiteista on luvun Käyttöönnoton valmistelu kohdassa Rusketusohjeita.

Puhdistus ja hoito

Puhdista laite ennen jokaista käyttökertaa ja aina sen jälkeen ja mahdollisesti myös käytön aikana. Näin saat parhaat tulokset ja laitteesi kestää pitkään. Laitteen teho alenee, jos sitä ei puhdisteta kunnolla.

Älä koskaan puhdista laitetta tai sen osia vesihanalla tai tiskikoneessa.

Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai -välaineitä laitteen puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonolia).

Älä naarmuta valoikkunaan tai metallikehystää vartalolisäosan sisällä.

Huomautus: Lopeta laitteen käyttö, jos valoikkunaa tai vartalolisäosaa ei voi enää puhdistaa.

- 1** Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.

Huomautus: Valoikkuna kuumenee käytön aikana. Varmista, että se on jäähnytynyt, ennen kuin puhdistat sen.

- 2** Irrota vartalolisäosa tarttumalla sen ylä- ja alalaidassa oleviin ulkonemiin ja vetämällä kevysti.

- 3** Puhdista tarpeen vaatiessa laitteen ulkokuori laitteen mukana toimitetulla pehmeällä liinalla.



- 4** Kostuta laitteen mukana toimitettu pehmeä liina muutamalla vesipisaralla ja puhdista seuraavat osat:

- valoikkuna
- vartalolisäosan ulkopinta
- metallinen kehys vartalolisäosan sisällä

Varmista, etteivät sähköliittännät kastu.

Huomautus: Jos laite ei puhdistu vedellä, puhdista edellä mainitut osat muutamalla pisaralla vahaa alkoholia.

Huomautus: Puhdista laite aina ennen käyttöä sekä sen jälkeen ja tarpeen vaatiessa myös käytön aikana tämän osan ohjeiden mukaisesti.



Säilytys

- 1** Katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä.
- 2** Puhdista laite ennen kuin varastoit sen.
- 3** Säilytä laitetta laitteen mukana toimitetussa pussissa $-20 - +70^{\circ}\text{C}$:n lämpötilassa.

Vinkki: Pikaopastaa kannattaa säilyttää pussissa tulevaa käyttöä varten.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteessa www.shop.philips.com/service tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyden Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso yhteystiedot kansainvälistä takuulehistestä).

Varaosat

Saatavissa on seuraavia varaosia:

- Vartalolisäosa
- Verkkolaite
- Puhdistusliina
- Pussi

Ympäristöasioita



- Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

Takuu ja tuki

Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivulla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtiinen.

Tekniset tiedot

Mallit SC1992 ja SC1991

Nimellisjännite	100–240 V
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Nimellisteho	24 W
Suojaus sähköiskuja vastaan	II-luokka □
Suojaluokitus	IP 30 (EN 60529)
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +15–+35 °C Suhteellinen kosteus: 30–95 %
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: –20 °C – +70 °C Suhteellinen kosteus: 5–95 %
Vartalolisäosan spektri	> 500 nm

Vianmääritys

Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai otta yhteytsä maasi asiakaspalveluun.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Latauslaite tai laite kuumenee latauksen aikana.	Tämä on normaalista.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Laitteeseen on kytketty virta, mutta en pysty lisäämään tai vähentämään valotehoa.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytke mällä siihen uudelleen virta. Jos et vieläkään pysty säätämään valotehoa, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskuseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttövalmiuden merkkivalo ei syty, kun laitan laitteen iholle.	Et ole asettanut laitetta iholle kunnolla.	Aseta laite 90 asteen kulmaan ihoa vasten niin, että integroidun turvajärjestelmän kaikki neljä sivua koskettavat ihoa. Tarkista seuraavaksi, palaako käyttövalmiiden merkkivalo jatkuvasti ja paina välähdyspainiketta. Jos tämä ei toimi, aseta laite sellaiseen kohtaan vartaloa, jossa laite koskettaa ihoa kaikista kohdista, esimerkiksi käsilvarteen. Tarkista uudelleen, palaako käyttövalmiiden merkkivalo. Jos käyttövalmiiden merkkivalo ei vieläkään ala vilkkuva, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskuseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philips valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Käyttövalmiiden merkkivalo ei syty, kun vartalolisäosa asetetaan iholle, mutta tuuletin toimii.	Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut.	Kun ylikuumenemissuoja aktivoituu, tuuletin toimii edelleen. Älä sammutta läitettä, vaan anna sen jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin jatkat sen käyttämistä. Laitteen virta katkeaa automaattisesti 5 minuutin kuluttua. Anna laitteen jäähtyä tämän jälkeen vielä 10 minuuttia. Jos käyttövalmiiden merkkivalo ei vieläkään syty, kun asetat laitteen iholle, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Käyttövalmiiden merkkivalo palaa jatkuvasti, mutta laite ei välähdää, kun painan välähdyspainiketta.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos käyttövalmiiden merkkivalo palaa jatkuvasti, mutta laite ei vieläkään välähdää, kun painat välähdyspainiketta, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Valotehon merkkivalo 1 vilkkuu eikä asetusta voi muuttaa.	Vartalolisälaitetta ei ole asetettu laitteeseen kunnolla.	Aseta vartalolisäosa laitteeseen kunnolla.
Kaikki valotehon merkkivalot sytyvät vuorotellen.	Laite täytyy nollata.	Nollaa laite sammuttamalla se ja kytkemällä siihen uudelleen virta. Jos valotehon merkkivalot sytyvät edelleen vuorotellen, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Kaikki valotehon merkkivalot vilkuvat samanaikaisesti.	Laite on viallinen.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteesta tulee epätavallista hajua.	Vartalolisäosa ja/tai suodatinlasi on likainen.	Puhdista vartalolisäosa ja valoikkuna huolellisesti. Jos et pysty puhdistamaan lisäosaa kunnolla, ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen vartalolisäosan vaihtamista varten.
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja kunnolla.	Jos käsiteltävällä alueella on ihokarvoja, ne voivat palaa, kun käytät läitettä. Tästä syystä laitteesta tulee epätavallista hajua. Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat kunnolla ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkää karvat mahdollisimman lyhyksi ja käytä Lumea Essential -laitetta sopivalla tehoasetuksella.
	Olet varastoinut laitteen pölyiseen ympäristöön.	Puhdista laite ja vartalolisäosa (katso luku Puhdistus ja hoito).
Iho tuntuu hoidon aikana normaalista herkemmältä.	Valitsemaisi valoteho on liian suuri.	Tarkista ihot ja ihokarvojen väri taulukosta aina ennen käsitteilyä ja valitse sopiva valoteho sen mukaan. Valitse tarvittaessa pienempi valoteho.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkaa karvat mahdolisimman lyhyiksi ja käytä Lumea Essential -laitetta sopivalla tehoasetuksella.
	Valoikkuna on rikki.	Ihoreaktioiden välttämiseksi älä käytä laitetta, jos valoikkuna on rikki. Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteen käyttäminen on liian kivuliasta.	Et ole ajellut käsiteltävän alueen ihokarvoja.	Ajele käsiteltävän alueen ihokarvat ennen laitteen käyttämistä. Jos karvojen ajelu ärsyttää ihoa, leikkaa karvat mahdolisimman lyhyiksi ja käytä Lumea Essential -laitetta sopivalla tehoasetuksella.
	Olet käsitellyt aluetta, jonka käsittelemiseen laitetta ei ole tarkoitettu.	Laitetta ei saa käyttää seuraaville alueille: kasvot, sisemmät häpyhuulet, emätin, peräaukko, nännit ja nännpipat. Miehet eivät saa käyttää laitetta kasvoihin tai kivespusseihin.
	Olet käyttänyt liian suurta valotehoa.	Pienennä valotehoa niin, että laitteen käyttäminen tuntuu mukavalta. Katso luvun Käyttöönotto osa Valoteho.
	Valoikkuna on rikki.	Jos vartalolisäosan valoikkuna on rikki, älä käytä laitetta vartalolisäosan kanssa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, Philipsin asiakaspalveluun tai kuluttajapalvelukeskukseen vartalolisäosan vaihtoa varten.
	Laite ei sovi ihosi värille tai ihokarvojesi värille.	Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma. Tutustu pikaoppaassa olevaan ihokarvojen ja ihon väriä käsitlevään taulukkoon.
Käsitellyt alueet punoittavat käsittelyn jälkeen.	Kevyt punoitus ei ole vaarallista, vaan normaalista ja häviää nopeasti.	Toimenpiteitä ei vaadita.
Ihoreaktio hoidon jälkeen kestää normaalista pidempään.	Olet käyttänyt liian suurta valotehoa.	Valitse seuraavalla kerralla alhaisempi valoteho. Katso luvun Käyttöönotto osa Valoteho. Jos ihoreaktio ei häviä kolmessa vuorokaudessa, ota yhteys lääkäriin.
Ihokarvojen poistotulos ei ole tyydyttävä.	Olet käyttänyt liian pientä valotehoa.	Tee ihotesti, jotta saat selville, voiko käyttää suurempaa valotehoa (katso luvun Käyttö kohtaa Ensimmäinen käyttökerta ja ihotesti).
	Käsiteltävät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivotut vaikutukset, käsiteltävienalueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luvun Laitteen käyttö osan Käyttö jatkossa vaihe 4.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Et käytä laitetta tarpeeksi usein.	Jotta kaikki ihokarvat saadaan poistettua ja ihokarvan juuri ei aktivoudu uudelleen, hoito on toistettava ensimmäisten kahden kuukauden aikana kahden viikon välein. Jotta ihosi pysyy sileänä, suosittelemme toistamaan hoidon 4 - 6 viikon välein. Hoitoväli voi vaihdella ihokarvojen kasvunopeuden mukaan ja myös eri ihoalueiden mukaan. Jos ihokarvat kasvavat liian nopeasti takaisin, lyhennä hoitoväliä uudelleen, mutta älä käsitlee mitään ihoaluetta useammin kuin kerran kahdessa viikossa. Laitteen käyttö suositusta useammin ei lisää tehoa, mutta lisää ihoärsytyksen riskiä.
	IPL-käsitteily vaikuttaa sinuun keskimääärästä hitaammin.	Jatka laitteen käyttöä vähintään 6 kuukautta, sillä uusien karvojen kasvu voi tänä aikana edelleen vähentyä. Katso myös muut tähän ongelmaan liittyvät ratkaisut.
	Laite ei sovi ihosi värille tai ihokarvojen värille.	Älä käytä laitetta, jos ihokarvasi ovat erittäin vaaleita, punaisia, harmaita tai valkoisia. Älä myöskään käytä laitetta, jos ihosi värisävy on erittäin tumma. Tutustu pikaoppaassa olevaan ihokarvojen ja ihmisen värin käsittelyvään taulukkoon.
Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen käsitteltyjen alueiden joissain kohdissa.	Käsitteltäväät alueet eivät olleet tarpeeksi limittäin laitteen käytön aikana.	Jotta saavutat toivotut vaikutukset, käsitteltävien alueiden tulee olla osittain limittäin. Katso luvun Laitteen käyttö osan Käyttö jatkossa vaihe 4.
	Ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen normaalilin karvankasvusyklin mukaisesti.	Tämä on normaalista. Se, että ihokarvat alkavat kasvaa uudelleen, on osa normaalista karvankasvusykliä. Uudelleen kasvavat ihokarvat ovat kuitenkin yleensä pehmeämpiä ja ohuempiä.
Laite ei toimi.	Laite on viallinen.	Ota yhteyttä oman maasi kuluttajapalvelukeskukseen, Philipsin jälleenmyyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Innledning

Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Lysbasert hårfjerning er en av de mest effektive metodene for å behandle uønsket kroppshår og oppnå langvarige resultater. Den skiller seg fra nåværende hjemmemetoder for hårfjerning fordi den i betydelig grad hindrer gjenvekst av hår. Philips har utviklet denne metoden sammen med ledende hudspesialister i mer enn 15 år. Nå kan du bruke denne nyskapende teknologien i behagelige, private omgivelser hjemme hos deg selv – når du vil.

Dette apparatet er spesielt utformet og optimalisert for bruk av kvinner, men kan også brukes av menn.

Philips Lumea Essential gjør det mulig å behandle uønsket hår på områder på kroppen nedenfor halsen.

Philips Lumea Essential er kun beregnet på å brukes av én person.

Hvis du vil ha mer informasjon om Philips Lumea Essential, kan du se www.philips.com/lumea. Besøk hjemmesiden vår regelmessig for å få med deg oppdateringer.

Fordeler

Dette apparatet har følgende fordeler:

IPL-teknologi (Intense Pulsed Light) for hjemmebruk

Philips Lumea Essential bruker en lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light). IPL brukes også til hårfjerning i det profesjonelle skjønnhetsmarkedet, og det har vært i bruk i de siste femten årene. Philips Lumea Essential gir deg nå muligheten til å bruke denne nyskapende teknologien hjemme hos deg selv.

Hindrer effektivt gjenvekst av hår – for å gi glatt hud hver dag

Denne metoden gir deg langvarig gjenvekstkontroll og silkeglatt hud.

Undersøkelser viser en betydelig reduksjon i hårveksten etter bare to behandlinger. Optimale resultater ble oppnådd etter fire til fem behandlinger. Det er en synlig reduksjon i hårtetthet fra behandling til behandling. Hvor raskt virkningen blir synlig, og hvor lenge resultatet varer, varierer fra person til person. Du finner mer informasjon i delen Slik oppnår du optimale resultater i avsnittet Bruke apparatet.

Skånsom behandling, selv på sensitive kropssområder


Philips Lumea Essential er utviklet i tett samarbeid med ledende hudspesialister, for en effektiv og skånsom behandling, selv på de mest sensitive kropssområdene.

Ingen reservedeler trengs, ingen skjulte kostnader

Philips Lumea Essential er utstyrt med en kraftig lampe som det ikke er nødvendig å skifte ut. Denne lampen kan produsere mer enn 100 000 lysblink og bør kunne gjøre deg i stand til å vedlikeholde resultatene i over 5 år*, samtidig som du sparar penger på å skifte ut dyre lamper.

*Basert på et gjennomsnittlig bruksscenario og anbefalt behandling for én bruker.

Slik fungerer Philips' IPL-teknologi (Intense Pulsed Light)



Hårvekst

Hårvekst varierer fra person til person, avhengig av alder, stoffskifte og andre faktorer; men alle hår vokser vanligvis i tre faser:

1 Vekstfase (anagen fase)


Håret vokser aktivt fra roten. I denne fasen er konsentrasjonen av melanin høyest. Melanin sørger for pigmentering av håret. Konsentrasjonen av melanin er også den avgjørende faktoren for effekten til Intense Pulsed Light-teknologien. Bare hår i vekstfasen er mottakelig for behandling med lys.

2 Nedbrytningsfase (katagen fase)

Hårveksten stopper, og roten krymper, før håret faller av.


3 Hvilefase (telogen fase)

Det gamle håret løsner fra hårsekken og faller av. Hårsekken forblir i hvilefasen til den biologiske klokken gir den beskjed om å bli aktiv igjen og produsere et nytt hår.



Slik fungerer det

- Apparatet fjerner hår ved å varme opp håret og roten under huden. Melaninet i håret og hårroten absorberer lypulsene som avgis. Jo mørkere hårfargen er, jo mer lys kan absorberes. Denne prosessen stimulerer håret til å gå inn i hvilefasen.
- Mellom behandlingene faller hår av naturlig, og gjenvekst hemmes. Det kan ta én eller to uker før hår faller av.



- Optimal hårfjerning ikke kan oppnås med én økt, ettersom bare hår i vekstfasen er mottakelig for behandling med lys. Under en behandling er hår på det behandlede området som regel i forskjellige faser av hårvekstszyklusen. For effektiv behandling av alle hårene må du gjenta behandlingen annenhver uke de to første månedene.
- Et innebygd optisk filter sørger for at det ikke kommer UV-lys på huden, og garanterer at apparatet er sikkert for huden.

Generell beskrivelse (fig. 5)

- 1 Intensitetslamper (1–5)
- 2 Av/på-knapp
- 3 Lys for Klar til lysblink
- 4 Luftventiler
- 5 Uttak for apparat
- 6 Knapp for lysblink
- 7 Åpninger for elektronisk kontakter
- 8 Utgangsvindu for lys med integrert UV-filter
- 9 Elektroniske kontakter
- 10 Kroppstilbehør (passer for alle kroppsområder under halsen)

- 11 Metallramme på innsiden av kroppstilbehøret
 - 12 Integrt sikkerhetssystem
 - 13 Adapter
 - 14 Liten kontakt
 - 15 Etui
- Også inkludert: rengøringsklut

Viktig

Les denne brukerveileningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

Fare



- Vann og elektrisitet er en farlig kombinasjon. Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. i nærheten av et fylt badekar, en rennende dusj eller et svømmebasseng).
- Sørg for å holde både apparatet og adapteren tørre.
- Hvis apparatet er ødelagt, må du ikke berøre noen indre deler – det kan gi deg støt.
- Stikk aldri noen gjenstand inn i apparatet.

Advarsel

- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, med mindre de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke ment for bruk av barn som er yngre enn 15 år. Tenåringer mellom 15 og 18 år kan bruke apparatet med tillatelte og/eller hjelp fra foreldre eller foresatte. Voksne fra 18 år og oppover kan bruke apparatet fritt.
- Bruk bare adapteren som følger med.
- Ikke bruk apparatet eller adapteren hvis de er skadet.
- Adapteren inneholder en omformer. Ikke klipp av adapteren for å erstatter den med et annet støpsel. Dette kan føre til farlige situasjoner.
- Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Ikke bruk apparatet hvis glasset i utgangsvinduet for lys er ødelagt.

Slik unngår du skade

- Kontroller at ingenting stenger for luften som blåser gjennom ventilasjonsåpningene.
- Ikke utsett apparatet for kraftige støt, og ikke rist eller mist det.
- Hvis du flytter apparatet fra et svært kaldt sted til et svært varmt sted eller omvendt, bør du vente cirka tre timer før du bruker det.
- Oppbevar apparatet i det medfølgende etuiet, så det ikke blir støvete.
- La aldri apparatet være uten oppsyn når det er slått på. Slå alltid av apparatet etter bruk.
- Ikke utsett apparatet for direkte sollys eller UV-lys i flere timer, for å unngå skade.

- Ikke rett lysblink mot noen annen flate enn huden – det kan føre til alvorlig skade på kroppstilbehøret og/eller utgangsvinduet for lys. Utløs bare lysblink når apparatet er i kontakt med huden.

Forsiktig

- Bruk aldri apparatet rundt øynene eller nær øyenbrynene, slik at du unngår risiko for skader på øynene.
- Bruk dette apparatet bare med innstillingar som passer til din hudtype (se tabellen i delen Anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk). Bruk med høyere innstillingar enn de anbefalte kan øke risikoen for hudreaksjoner og bieffekter.
- Dette apparatet er kun ment til å fjerne uønsket kroppshår fra områder nedenfor halsen på mennesker. Ikke bruk det til andre formål.
- Pass på at huden i området som skal behandles, er ren og tørr og uten krem, bodylotion og annen kosmetikk. Hvis huden ikke er ren og tørr, fungerer det integrerte sikkerhetssystemet kanskje ikke slik det skal, og det kan være at apparatet ikke blinker eller blinker utilsiktet.

Vær oppmerksom på følgende for å unngå å forkorte levetiden til Philips Lumea Essential:

- Ikke utsett apparatet for romtemperaturer som er lavere enn 15 °C eller høyere enn 35 °C ved bruk.
- Apparatet er utstyrt med en innebygd overoppheatingsbeskyttelse. Hvis apparatet overopphettes, kommer det ikke lysblink. Ikke slå av apparatet, men la det avkjøles i cirka 15 minutter før du fortsetter behandlingen. Etter fem minutter slås apparatet automatisk av. Deretter kan du la det avkjøles i 10 minutter til.
- Lever alltid apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, hvis det må undersøkes eller repareres. Hvis apparatet repareres av ukvalifiserte personer, kan dette føre til svært farlige situasjoner for brukeren.
- Ikke bruk apparatet hvis en av situasjonene som er nevnt i delen Kontraindikasjoner gjelder for deg.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Kontraindikasjoner

Hvem er Philips Lumea Essential IKKE egnet for?

Philips Lumea Essential er ikke utformet for å brukes av alle. Hvis noe av det følgende stemmer for deg, bør du **ikke** bruke dette apparatet.

Ikke bruk apparatet hvis du er gravid eller ammer.

Philips Lumea Essential har ikke blitt testet på gravide. Derfor bør du ikke bruke apparatet hvis du er gravid eller ammer. Hormonelle endringer kan øke hudens følsomhet og føren for skader på huden.

Bruk aldri apparatet hvis du har uegnet hud- og eller hårfarge, dvs.:

- Hvis du har hudtype V (du blir sjeldent solbrent, du får veldig lett farge, og hudfargen din er mørk brun), eller hvis du har hudtype VI (du blir sjeldent eller aldri solbrent, og du får en veldig mørk farge; huden din er brunsvart eller mørkere). I så fall er det en høy risiko for utvikling av hudreaksjoner, for eksempel misfarging, sterkt rødhett eller forbrenning,

når du bruker Philips Lumea Essential. Se også avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner; og se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i hurtigstartveilederingen.

- Hvis den naturlige hårfargen din på behandlingsområdet er lys blond, hvit, grå eller rød. Behandlingen vil ikke være effektiv.

Bruk aldri apparatet hvis du lider av noen av sykdommene som er nevnt nedenfor, dvs.:

- Hvis du har en hudsykdom, for eksempel hudkreft, eller hvis du har hatt hudkreft eller en annen type kreft i områdene som skal behandles.
- Hvis du har lesjoner som kan være et förstadium til kreft, eller flere uvanlige føflekker i områdene som skal behandles.
- Hvis du har tidligere tilfelle av kolagenlidelse, inkludert tidligere tilfelle av abnorm arrdannelse eller tidligere tilfelle av dårlig sårtilhelgning.
- Hvis du har hatt en vaskulær lidelse, som åreknuter eller vaskulær ektasi, i behandlingsområdene.
- Hvis huden din er følsom overfor lys, og hvis du ofte får utslett eller allergiske reaksjoner.
- Hvis du har infeksjoner, eksem, brannsår; betente hårsekker, åpne rifter; skrubbssår; herpes simplex, sår eller lesjoner og hematomer i områdene som skal behandles.
- Hvis du har blitt operert i områdene som skal behandles.
- Hvis du har epilepsi med lysfølsomhet.
- Hvis du har diabetes, lupus erythematosus, porfyri eller medfødt hjertefeil.
- Hvis du har en blödersykdom.
- Hvis du har en sykdom som hemmer immunforsvaret (inkludert HIV-infeksjon eller AIDS).

Bruk aldri apparatet hvis du bruker noen av medikamentene som er nevnt nedenfor, dvs.:

- Hvis huden din behandles eller nylig er blitt behandlet med AHA (Alpha-Hydroxy Acids – alfahydroksysyrer/fruktsyrer), BHA (Beta-Hydroxy Acids – betahydroksysyrer), lokal isotretinoin eller azelainsyre.
- Hvis du har tatt noen form for isotretinoin, for eksempel Accutane eller Roaccutane, i løpet av de siste seks månedene. Denne behandlingen kan gjøre huden mer mottakelig for rifter, sår og irritasjoner.
- Hvis du tar smertestillende midler, ettersom det reduserer hudens følsomhet for varme.
- Hvis du tar fotosensitive midler eller medikamenter, må du sjekke medikamentets pakningsvedlegg. Dersom det står at det kan føre til fotoallergiske reaksjoner, fototokiske reaksjoner eller at du må unngå soling mens du tar denne medisinen, må du aldri bruke apparatet.
- Hvis du tar antikoaguleringsmedikamenter, inkludert mye aspirin, som ikke gir deg mulighet til å slutte å bruke dem minst én uke før hver behandling med Lumea.
- Hvis du tar medikamenter som hemmer immunforsvaret.

Bruk aldri apparatet på følgende områder:

- På ansiktet.
- På brystvortene, areola, de indre kjønnsleppene, vagina, anus eller innsiden av neseborene eller ørene. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Bruke apparatet i bikinilinjen.
- Menn må ikke bruke det på pungen eller i ansiktet.

- Over eller i nærheten av noe som er kunstig, slik som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (insulinbeholder) eller piercinger.
- På føflekker; fregnar; store blodårer; mørkere pigmentflekker; arr eller andre uregelmessigheter i huden som ikke er undersøkt av lege. Dette kan resultere i forbrenning og fargeforandring i huden. Det kan igjen gjøre det vanskeligere å identifisere hudrelaterte sykdommer (f.eks. hudkreft).
- På vorter; tatoveringer eller permanent smink. Dette kan resultere i forbrenning og fageforandring i huden (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områder hvor du bruker langtidsvirkende deodoranter. Det kan føre til hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bivirkninger og hudreaksjoner.



Bruk aldri apparatet på solbrent, nylig brunet (siste 2 uker) eller kunstig brunet hud

- All slags soling og bruning kan påvirke sikkerheten til behandlingen. Dette gjelder for naturlig sollys så vel som kunstige solingsmetoder som selybruningskremer, solarier osv. Hvis du er solbrun eller har planer om å sole deg, kan du se avsnittet Før bruk, delen Råd for soling.

Merk: Denne listen er ikke fullstendig. Hvis du ikke er sikker på om du kan bruke apparatet, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege.

Før bruk

For å få optimale resultater bør du klargjøre områdene som du skal bruke apparatet på, slik det er beskrevet nedenfor:

Klargjøre behandlingsområder

- 1** Så lenge du opplever ettervekst av hår, bør du barbere de områdene du ønsker å behandle.


Merk: Ikke bruk hårfjerningskremer i stedet for å barbere.

Merk: Hvis den siste hårfjerningsmetoden du brukte, gikk ut på å fjerne hårene ved røttene (for eksempel epilering), kan du begynne behandlingen umiddelbart. I slike tilfeller anbefaler vi at du barberer deg mellom behandlingene for å få optimale resultater.

Vær oppmerksom på at behandling av områder som er ubarberte eller ikke tilstrekkelig barberte, har en rekke uønskede effekter:

- Utgangsvinduet for lys og kroppstilbehøret kan bli skittent av løse hår og smuss. Hvis tilbehøret og utgangsvinduet for lys er skittent, kan dette redusere levetiden og effekten til apparatet. I tillegg kan et skittent utgangsvindu for lys gjøre at behandlingen blir smertefull, eller forårsake hudreaksjoner som rødhet og misfarging.
- Hårene på huden din kan brenne, og dette avgir en ubehagelig lukt.

- 2** Rengjør huden, og sørг for at den er uten hår, helt tørr og fri for oljebaserte stoffer (for eksempel rester av deodoranter, kremer, parfymer, selybruningskremer og solkremer).



- 3** Kontroller apparatet, spesielt utgangsvinduet for lys og kroppstilbehøret, og se etter hår, støv og fibre. Hvis du oppdager smuss, rengjør du apparatet i henhold til instruksjonene i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.

Hvis barbering forårsaker sår eller lesjoner, kan det hende at huden din er mer følsom overfor IPL enn det andres hud er. Dette kan innebære at IPL-behandlingene føles ubehagelig, eller det kan gi uønskede bivirkninger. Vi anbefaler at du venter til irritasjonen har forsvunnet.

- 4** Når håret slutter å vokse ut igjen, noe som vanligvis skjer etter fire til fem behandlinger, trenger du ikke lenger å barbere deg før du bruker apparatet.

Lysintensitet

I motsetning til profesjonelle, lysbaserte apparater har Philips Lumea Essential blitt utviklet for hjemmebruk, og lyspulsene er mer skånsomme. Derfor kan du forvente en **praktisk** og **effektiv** behandling ved en lysintensitet som føles komfortabel.

Philips Lumea Essential har fem forskjellige lysintensiteter. Juster lysintensiteten i henhold til fargen på huden din og fargen på kroppshåret, og til et nivå som føles komfortabelt.

Nedenfor finner du en tabell med anbefalte lysintensiteter for å hjelpe deg med å finne den riktige lysintensiteten.

- 1** Se i tabellen nedenfor for å finne ut hvilke lysintensiteter som passer til hudfargen din og fargen på kroppshåret.

Tips: Du kan legge tabellen i hurtigstartveiledningen mot huden og sammenligne med hudfargen din.

Tips: Vi anbefaler at du oppbevarer hurtigstartveiledningen i etuiet for senere referanse.

- 2** Reduser lysintensiteten hvis du opplever smerte eller ubehag.

Personer med mørkere hud har en større risiko for hudirritasjon fordi huden deres absorberer mer lys. Det anbefales derfor lavere intensitet for personer med mørkere hud.

Lyspulsen kan føles varm eller het på huden, men det skal aldri være smertefullt. Forskjellige steder på kroppen kan trenge forskjellige lysintensiteter, se i tabellen nedenfor. For å unngå hudreaksjoner må du se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Anbefalte lysintensiteter (1-5)

I tabellen nedenfor betyr x at apparatet ikke passer for deg.

Merk: Fargen på huden kan endres, for eksempel fordi huden har vært utsatt for soling. Den kan da være mørkere enn under den forrige behandlingen. Derfor er det viktig at du sjekker innstillingen som skal brukes, før hver behandling og per område. Enkelte områder kan være mørkere enn andre.

Farge på kroppshår:	Mørk blond / lys brun / brun / mørk brun / svart	hvit / grå / rød / lys blond
Hudfarge og kjennetegn:		
hvit (alltid solbrent, ingen brunfarge)	4/5	x
beige (lett solbrent, minimal brunfarge)	4/5	x
lys brun (solbrent enkelte ganger; god brunfarge)	4/5	x
middels brun (sjeldent solbrent, rask og god brunfarge)	1/2/3	x
mørk brun (sjeldent solbrent, veldig god brunfarge)	x	x
brunsvart og mørkere (sjeldent eller aldri solbrent, svært mørk brunfarge)	x	x

Viktig

Hvis du vil finne ut om Philips Lumea Essential eigner seg for deg, kan du se i delen Hvem er Philips Lumea Essential ikke egnet for?.

Råd for soling



Unngå soling når du bruker Philips Lumea Essential regelmessig (annenhver uke).

Soling kan føre til at huden blir mørkere (får brunfarge) eller forårsake solbrenthet (huden blir rød). Hvis du bruker Philips Lumea Essential på mørkere (solbrun) og/eller solbrent hud, øker risikoen for negative bieffekter og hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

- **Soleksponering før behandling: Vent 2 uker, og utfør en hudtest.**

Vent minst 2 uker etter soling før du bruker apparatet. Utfør en hudtest (se avsnittet Bruke apparatet, delen Første gangs bruk og hudtest) på området som skal behandles, for å finne riktig lysintensitet. Hvis du ikke gjør dette, øker risikoen for å utvikle hudreaksjoner etter behandlingen med Philips Lumea Essential.

- **Soleksponering etter behandling: Vent 48 timer før soling etter behandlingen med Philips Lumea Essential.**

Vent i minst 48 timer etter behandlingen før du utsetter de behandlede områdene for sol. Selv etter 48 timer må du kontrollere at den behandlede huden ikke viser tegn til uhedlige reaksjoner før du utsetter den for sol. Dekk til de behandlede områdene når du går ut i solen, eller bruk en solkrem uten parfyme (solfaktor 30+) i to uker etter behandlingen. Hvis du eksponerer behandlede områder for sollys uten beskyttelse rett etter behandlingen, øker risikoen for negative bieffekter og hudreaksjoner. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

- **Soling med kunstig lys**

Følg instruksjonene i Soling før behandling og Soling etter behandling ovenfor.

- Soling med kremer

Hvis du har brukt en selvbruningskrem, må du vente til den kunstige brunfargen har forsvunnet helt før du bruker Philips Lumea Essential.

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om uønskede hudreaksjoner, kan du se avsnittet Bruke apparatet og delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner.

Bruke apparatet

Kontroller tabellen med anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Lysintensitet, for å finne ut hvilke lysintensiteter som passer best for din hudfarge og kroppshårfarge.

Barber området du skal behandle, før du bruker apparatet (se avsnittet Før bruk, delen Klargjøre behandlingsområder).

Hvis behandlingen på noe tidspunkt blir smertefull, reduserer du lysintensiteten til behandlingen er komfortabel igjen. Hvis du oppdager hudreaksjoner som er sterke enn litt rødhet, må du avslutte behandlingen umiddelbart og lese delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette avsnittet.

Første gangs bruk og hudtest

Når du bruker apparatet for første gang eller etter at du nylig har solet deg, anbefaler vi at du utfører en hudtest på **hvert** område som skal behandles, for å kontrollere hudens reaksjon på behandlingen, og for å bli vant med lysbasert behandling.

- 1 Velg et område i nærheten av området du vil behandle.
- 2 Sett det lille støpslelet i apparatet, og koble adapteren til stikkontakten.




Merk: Pass på at kroppstilbehøret er satt på apparatet.


- 3 Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.

- Intensitetslys 1 tennes.

Merk: Apparatet velger alltid automatisk den laveste lysintensitetsinnstillingen. Se delen Lysintensitet i avsnittet Før bruk for å finne riktig lysintensitet.


- 4 For å justere lysintensitetsinnstillingen trykker du på av/på-knappen én eller flere ganger til du har nådd den ønskede innstillingen. Tilsvarende intensitetslys lyser.






- 5 Plasser apparatet i 90-graders vinkel på huden, slik at kroppstilbehøret er i kontakt med huden.

Tips: Det blir lettere å bruke apparatet hvis du strekker huden i det området du vil behandle.



- ▶ Lampen for Klar til lysblink bak på apparatet begynner å blinke for å vise at apparatet gjøres klar til å løse ut et lysblink.
- ▶ Når apparatet er klart for å løse ut et lysblink, vil lampen for Klar til lysblink lyse kontinuerlig grønt.



- 6 Trykk på lysblinkknappen for å utløse et lysblink.

Merk: Det synlige lyset som produseres av apparatet, er en refleksjon av lysbliven på huden, og er ikke farlig for øynene. Det er ikke nødvendig å bruke beskyttelsesbriller under bruk. Bruk apparatet i et rom med god belysning. Da oppfattes lysstyrken på lysbliven som mindre skarp.

- 7 Slipp lysblinkknappen når apparatet har utløst et blink.
- 8 Skyv apparatet over huden til det neste området som skal behandles. Så lenge det føles komfortabelt (ikke smertefullt), øker du innstillingen med ett nivå innenfor det anbefalte området for din hudtype og påfører ett lysblink for hver innstilling. Ikke bruk mer enn ett lysblink på samme sted.
- 9 Når du er ferdig med behandlingen, trykker du på og holder nede av/på-knappen i to sekunder for å slå av apparatet.
- 10 Når du har utført hudtesten, venter du i 24 timer og kontrollerer at huden ikke har reagert. Hvis huden din har reagert, velger du den høyeste innstillingen som ikke førte til hudreaksjon, for videre bruk.

Videre bruk

- 1 Før hver behandling må du rengjøre kroppstilbehøret, utgangsvinduet for lys og metallrammen på innsiden av kroppstilbehøret. Du finner mer informasjon i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.
- 2 Start hver behandling ved å velge lysintensitet svært forsiktig, basert på hvor følsom huden din er og hvor komfortabel behandlingen føles. Se delen Anbefalte lysintensiteter for å velge den rette innstillingen for din hudtype og hårfarge.

Merk: Hudten kan reagere forskjellig fra dag til dag og fra anledning til anledning av en rekke årsaker. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette avsnittet for å få mer informasjon.

3 Følg trinn 2–6 i forrige del (Før første gangs bruk og hudtest).

Merk: Det er normalt at apparatet og kroppstilbehøret blir varme under bruk.

4 Skyv apparatet over huden til det neste området som skal behandles, og gjenta trinn 5 og 6 i delen Første gangs bruk og hudtest i dette avsnittet. Etter hvert lysblink tar det opp til 3,5 sekunder til apparatet er klart til lysblink igjen. Lampen for Klar til lysblink bak på apparatet begynner å blinke igjen for å vise at det lader. Vent til denne lampen lyser kontinuerlig før du fortsetter.

Tips for SC1992: SC1992 har en "skyv og lysblink"-funksjon: Du får en mer effektiv behandling ved å holde lysblinkknappen inne mens du skyver apparatet over huden.

Ikke behandle nøyaktig det samme området flere ganger i løpet av en behandling. Det forbedrer ikke effekten til behandlingen, men øker risikoen for hudreaksjoner.

5 For å unngå at områder ikke blir behandlet, må du sørge for at lysblink treffer nær hverandre. Vær oppmerksom på at effektivt lys bare kommer ut av utgangsvinduet for lys. Du må imidlertid alltid passe på at du ikke utløser lysblink på det samme området to ganger.

6 Når du er ferdig med behandlingen, trykker du på og holder nede av/på-knappen i to sekunder for å slå av apparatet.

7 Kontroller utgangsvinduet for lys og kroppstilbehøret med tanke på hår og skitt, og rengjør apparatet etter bruk (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).


Tips

Slik oppnår du optimale resultater

- Det er normalt at hårene fortsatt er synlige etter de første behandlingene (du finner mer informasjon i avsnittet Innledning, delen Slik fungerer det).
- Hvis du vil fjerne alle hårene og hindre at hårsekken blir aktiv igjen, må behandlingene gjentas én gang annenhver uke de første to månedene. Da skal huden din være glatt og uten hår. Les delen Vedlikeholdsfasen for å finne ut hvordan du kan opprettholde disse resultatene.

Vedlikeholdsfasen

- For å sikre at huden din forblir glatt og hårløs, anbefaler vi at du gjentar behandlingen hver fjerde til sjette uke. Tiden mellom behandlinger kan variere, avhengig av din individuelle gjenvækst av hår og av kropsområde. Hvis det kommer tilbake for mange hår mellom behandlinger, øker du bare behandlingshyppigheten igjen, men ikke behandle noe område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effekten, men du øker risikoen for hudreaksjoner.



Retningslinjer for behandling

Gjennomsnittlig behandlingstid

Område	Omtrentlig behandlingstid
Armhulene	1 minutt per armhule
Bikinilinje	1 minutt per side
Hele bikiniområdet	4 minutter
En legg	8 minutter
Hele benet	14 minutter

Merk: Den gjennomsnittlige behandlingstiden ovenfor er basert på undersøkelser og tester. Individuelle behandlingstider kan variere fra person til person.


Beregnete områder til behandling

Apparatet er beregnet på å behandle uønsket hårvekst i armhulene, på armene, på magen, i bikinilinjen og på bena. Det skal ikke brukes på ansiktet.

Bruke apparatet på bena

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Lysintensitet, for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bena dine.

- Du kan bevege apparatet opp og ned eller på tvers av benet, etter hva som er mest praktisk for deg. For å opprettholde full kontakt med huden kan du også plassere og holde apparatet på huden sidelengs.



Merk: Beinete områder som skinnleggen og anklene er mer følsomme enn andre områder av kroppen. Når du trykker kroppstilbehøret hardt mot disse områdene, kan huden være mer utsatt for hudreaksjoner som hudirritasjon og rødhet. Se delen Mulige bieffekter og hudreaksjoner i dette avsnittet. Trykk kroppstilbehøret hardt nok mot huden til at lampen for Klar til lysblink lyser, men ikke hardere.

Bruke apparatet ved bikinilinjen


Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Lysintensitet, for å finne ut hvilke innstillinger som passer for bikinilinjen din. I prinsippet er Philips Lumea Essential sikker og skånsom nok til å behandle hele bikinilinjen (f.eks. brasiliansk stil eller Hollywood-stil). Bruk en lavere innstilling på mørkere pigmentert, mer følsom hud i bikiniområdet. Ikke bruk apparatet på de indre kjønnsleppene, vagina eller anus. Menn som vil behandle kjønnshårområdet, må ikke bruke apparatet på pungen.

Merk: Av hygieniske årsaker må du alltid rengjøre kroppstilbehøret før du begynner å behandle et annet område på kroppen (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).

Bruke apparatet på underarmene

Se i tabellen over anbefalte lysintensiteter i avsnittet Før bruk, delen Stille inn lysintensiteten for å finne ut hvilke innstillinger som passer for underarmene dine.

Pass på å fjerne deodorant, parfyme, krem og andre hudpleieprodukter fra underarmene før behandling.



Tips: For å få best mulige resultater på armhulene, bør du stå foran et speil for å få en god oversikt over området som skal behandles, og over lampen for klar til lysblink. Hev armen og legg hånden på nakken for å strekke huden i armhuleområdet.

Merk: Det reflekterte lyset skader ikke øynene. Hvis spredningslyset er ubehagelig, kan du lukke øynene idet du utløser et lysblink.

Mulige bieffekter og hudreaksjoner

Vanlige hudreaksjoner:

- Huden kan bli lett rød, og du kan føle prikking, kribling eller varme. Denne reaksjonen er helt ufarlig og forsvinner raskt.
- Det kan oppstå en reaksjon som ligner på solbrenhet i det behandlede området i en kort periode. Hvis denne ikke forsvinner innen tre dager; anbefaler vi at du oppsøker lege.
- Tørr hud og kløe kan oppstå på grunn av barbering eller kombinasjonen av barbering og lysbehandling. Dette er ufarlig og forsvinner i løpet av noen dager. Du kan kjøle ned området med en ispose eller en våt ansiktsklut. Hvis tørrheten ikke gir seg, kan du påføre en fuktighetskrem uten parfyme på det behandlede området 24 timer etter behandlingen.

Sjeldne bieffekter:

- Forbrenning, mye rødhet og opphovning: Disse reaksjonene er svært sjeldne. De er som regel et resultat av å bruke en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din. Hvis disse reaksjonene ikke forsvinner i løpet av tre dager; anbefaler vi at du tar kontakt med lege. Vent med neste behandling til huden er helt fin, og pass på at du bruker en lavere lysintensitet.
- Misfarging av huden: Dette forekommer svært sjeldent. Misfarging av huden viser seg enten som en mørkere eller lysere flekk sammenlignet med området rundt. Dette er en følge av at lysintensitetene er for høy for hudfargen din. I sjeldne tilfeller (vanligvis som følge av for høy intensitet på for mørk hud) kan pigmentendringen være lengre enn vanlig. I alle tilfeller forsvinner misfargingen før eller senere. Ikke behandle misfargeide områder før misfargingen har forsvunnet og huden har fått tilbake sin normale hudfarge.
- Hudinfeksjon og -betennelse: Dette hender svært sjeldent, og kan være et resultat av å bruke apparatet på sår eller kutt som oppstod under barbering, på allerede eksisterende sår eller på inngrodde hår.
- Sterk smerte: Dette kan oppstå under eller etter behandling hvis du har brukt apparatet på ubarbert hud, hvis du bruker apparatet med en lysintensitet som er altfor høy for hudfargen din, hvis du påfører lysblink på det samme området flere ganger; eller hvis du bruker apparatet på åpne sår, betennelser, infeksjoner, tatoveringer, brannskader osv. Se avsnittet Viktg., delen Kontraindikasjoner for å få mer informasjon.

Etter bruk

- Ikke påfør noe parfyvert kosmetisk middel på behandlede områder umiddelbart etter behandling.
- Ikke bruk deodorant umiddelbart etter behandling av underarmene. Vent til eventuell rødhet har forsvunnet helt.
- Se avsnittet Før bruk og delen Råd for soling for å få informasjon om soling og kunstig soling.

Rengjøring og vedlikehold

For å sikre optimale resultater og lang levetid for apparatet bør du rengjøre apparatet før og etter hver behandling, og også under behandlingen om nødvendig. Apparatet har ikke like stor effekt hvis du ikke rengjør det ordentlig.



Rengjør aldri apparatet eller deler av det under springen eller i oppvaskmaskinen.

Bruk aldri skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton til å rengjøre apparatet.

Skrap aldri på utgangsvinduet for lys eller på metallrammen på innsiden av kroppstilbehøret.

Merk: Ikke bruk apparatet når det ikke lenger er mulig å rengjøre utgangsvinduet for lys eller kroppstilbehøret.

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

Merk: Utgangsvinduet for lys blir varmt under bruk. La det kjøles ned før du rengjør det.

- 2 For å fjerne kroppstilbehøret må du ta tak i de utstikkende delene øverst og nederst og trekke forsiktig.

- 3 Om nødvendig rengjør du utsiden av apparatet med den myke rengjøringskluten som fulgte med apparatet.



- 4 Fukt den myke kluten som fulgte med apparatet, med noen dråper vann, og bruk den til å rengjøre følgende deler:

- utgangsvinduet for lys
- utsiden av kroppstilbehøret
- metallrammen på innsiden av kroppstilbehøret

Kontroller at de elektroniske kontaktene ikke blir våte.

Merk: Hvis vannet ikke rengjør effektivt, kan du bruke noen dråper med sterkt alkohol til å rengjøre delene som er nevnt ovenfor.

Merk: Kontroller at du rengjør apparatet før og etter hver bruk og, hvis det er nødvendig, også i løpet av behandlingen i henhold til instruksjonene i denne delen.



Oppbevaring

- 1 Slå av apparatet, trekk ut støpselet og la det avkjøles.

- 2 Rengjør apparatet før du legger det vekk.

- 3 Oppbevar apparatet i det medfølgende etuiet ved en temperatur på mellom -20 °C og +70 °C.

Tips: Vi anbefaler at du oppbevarer hurtigstartveiledningen i etuiet for senere referanse.

Bestille tilbehør

Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).

Reservedeler

Følgende reservedeler er tilgjengelige:

- Kroppstilbehør
- Adapter
- Rensemerk
- Etui

Miljø



- Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en gjenvinningsstasjon. Slik bidrar du til å ta vare på miljøet.

Garanti og støtte

Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.

Tekniske spesifikasjoner

Modellene SC1992 og SC1991

Nominell nettspenning	100–240 V
Nominell frekvens	50–60 Hz
Nominell inngang	24 W
Beskyttelse mot elektrisk støt	Klasse II 
Beskyttelsesgrad	IP 30 (EN 60529)
Driftsforhold	Temperatur: +15 ° til +35 °C Relativ fuktighet: 30–95 %
Oppbevaringsforhold	Temperatur: -20 °C til +70 °C Relativ fuktighet: 5 til 95 %
Kroppstilbehørets spektrum	> 500 nm

Feilsøking

Dette avsnittet gir en oppsummering av de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Adapteren/apparatet blir varm(t) under lading.	Dette er normalt.	Ingen handling er nødvendig.
Jeg har slått på apparatet, men jeg kan ikke øke eller redusere lysintensiteten.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, må du slå av apparatet og deretter slå det på igjen. Hvis du fortsatt ikke kan justere lysintensiteten, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor; Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Lampen for Klar til lysblink virker ikke når jeg plasserer apparatet på huden.	Du har ikke plassert apparatet riktig på huden.	Plasser apparatet i 90-graders vinkel mot huden på en slik måte at alle fire sidene av det integrerte sikkerhetssystemet er i kontakt med huden. Kontroller deretter at Klar til lysblink-lampen lyser kontinuerlig, og trykk på knappen for lysblink.
Lampen for Klar til lysblink virker ikke når jeg plasserer kroppstilbehøret på huden, men kjøleviften virker.	Overoppheatingsbeskyttelsen er aktivert.	Hvis dette ikke virker, plasserer du apparatet på en del av kroppen hvor det er lett å få full hudkontakt, for eksempel underarmen. Sjekk deretter om lampen for Klar til lysblink virker. Hvis lampen fortsatt ikke begynner å blinke når du plasserer apparatet på huden, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor; Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Lampen for Klar til lysblink lyser kontinuerlig, men apparatet produserer ikke et lysblink når jeg trykker på knappen for lysblink.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, slår du av apparatet og slår det deretter på igjen. Hvis lampen for Klar til lysblink lyser kontinuerlig, men apparatet fortsatt ikke produserer et lysblink når du trykker på knappen for lysblink, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Intensitetslys 1 fortsetter å blinke, og jeg kan ikke endre innstillingen.	Kroppstilbehøret er ikke satt på apparatet ordentlig.	Sett kroppstilbehøret ordentlig på apparatet.
Alle intensitetslys lyser vekselvis.	Apparatet må nullstilles.	Når du skal nullstille apparatet, må du slå av apparatet og deretter slå det på igjen. Hvis intensitetslyset fortsatt lyser vekselvis, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Alle intensitetslys begynner å blinke samtidig.	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Apparatet avgir en merkelig lukt.	Kroppstilbehøret og/eller filterglasset er skittent.	Rengjør kroppstilbehøret og utgangsvinduet for lys nøyne. Hvis du ikke klarer å rengjøre kroppstilbehøret ordentlig, tar du kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter for å erstatte kroppstilbehøret.
Du har ikke barbert behandlingsområdet ordentlig.		Hvis det er hår på behandlingsområdet, kan disse hårene bli brent når du bruker apparatet. Da vil du merke en ubehagelig lukt. Barber behandlingsområdet skikkelig før du begynner å bruke apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke Lumea Essential på en komfortabel innstilling.
Du oppbevarte apparatet på et støvete sted.		Rengjør apparatet og kroppstilbehøret (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold).
Huden er mer følsom enn normalt under behandling.	Lysintensiteten du har valgt, er for høy.	Kontroller tabellen over hud-/hårfarge før hver bruk for å sikre at du velger den riktige lysintensiteten for hver behandling. Hvis det er nødvendig, velger du en lavere lysintensitet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke Lumea Essential på en komfortabel innstilling.
	Utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis utgangsvinduet for lys er ødelagt, må du ikke bruke apparatet mer; for å unngå fare for hudreaksjoner. Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.
Jeg opplever en ubehagelig smertefølelse når jeg bruker apparatet.	Du barberte ikke behandlingsområdene.	Barber behandlingsområdene før du bruker apparatet. Hvis huden din blir irritert ved barbering, kan du trimme hårene så korte som mulig og bruke Lumea Essential på en komfortabel innstilling.
	Du behandlet et område som apparatet ikke er beregnet på.	Du må ikke bruke apparatet på ansiktet, de indre kjønnsleppene, inne i vagina, anus, på brystvortene og areola. Menn må ikke bruke den på ansiktet eller pungen.
	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Reduser lysintensiteten til et nivå som du finner komfortabelt. Se avsnittet Før bruk, delen Lysintensitet.
	Utgangsvinduet for lys er ødelagt.	Hvis utgangsvinduet for lys eller kroppstilbehøret er skadet, må du ikke bruke apparatet med dette kroppstilbehøret lenger. Gå til forhandleren eller et Philips-servicesenter, eller kontakt forbrukerstøtten for å få skiftet ut kroppstilbehøret.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lyseblondt, rødt, grått eller hvitt. Ikke bruk apparatet hvis du har mørk hud. Se tabellen med oversikt over kroppshår og hudfarge i hurtigstartveiledningen.
De behandlede områdene blir røde etter behandlingen.	Lett rødhetsreaksjonen er ufarlig og normalt og forvinner raskt.	Ingen handling er nødvendig.
Hudreaksjonen etter behandlingen varer lenger enn vanlig.	Du har brukt en lysintensitet som er for høy for deg.	Velg en lavere lysintensitet neste gang. Se avsnittet Før bruk, delen Lysintensitet. Hvis hudreaksjonen varer mer enn tre dager, tar du kontakt med lege.
Resultatene av hårfjerningen er ikke tilfredsstillende.	Du har brukt en lysintensitet som er for lav for deg.	Utfør en hudtest for å finne ut om du kan bruke en høyere lysintensitet (se avsnittet Bruke apparatet, under delen Første gangs bruk og hudtest).

Problem	Mulig årsak	Løsning
	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Videre bruk, trinn 4.
	Du bruker ikke apparatet så ofte som det er anbefalt.	Behandlingene må gjentas en gang annenhver uke i de to første månedene for å fjerne alle hår fullstendig og unngå at håroten blir aktiv igjen. Vi anbefaler at du gjentar behandlingen hver fjerde til sjette uke for å sikre at huden holdes glatt. Tiden mellom behandlingene kan variere etter individuell gjenvekst av hår og forskjellige kroppsområder. Hvis for mange hår vokser ut mellom behandlingene, trenger du bare å korta ned tiden mellom behandlingene igjen, men ikke behandle et område oftere enn annenhver uke. Hvis du bruker apparatet oftere enn anbefalt, øker du ikke effektiviteten til behandlingen, men du øker risikoen for hudreaksjoner.
	Du reagerer saktere på IPL-behandling enn den gjennomsnittlige brukeren.	Fortsett å bruke apparatet i minst 6 måneder, ettersom gjenvekst fremdeles kan minske i løpet av denne perioden. Se også de andre løsningene på dette problemet.
	Apparatet egner seg ikke for håret ditt eller hudfargen din.	Ikke bruk apparatet hvis kroppshåret ditt er lyseblondt, rødt, grått eller hvitt. Ikke bruk apparatet hvis du har mørk hud. Se tabellen med oversikt over kroppshår og hudfarge i hurtigstartveiledningen.
Hår begynner å vokse ut igjen enkelte steder på de behandlede områdene.	Du hadde ikke nok overlapping da du brukte apparatet.	For å få et godt hårfjerningsresultat må du bruke nok overlapping når du bruker apparatet. Se avsnittet Bruke apparatet, delen Videre bruk, trinn 4.
	Hår begynner å vokse ut igjen som del av hårets naturlige vekstsiklus.	Dette er normalt. Det er en del av hårets naturlige vekstsiklus at det begynner å vokse igjen. Håret som kommer tilbake, er likevel mykere og tynnere.
Apparatet virker ikke.	Apparatet er defekt.	Ta kontakt med forbrukerstøtten i landet der du bor, Philips-forhandleren eller et Philips-servicesenter.

Introduktion

Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Ljusbaserad hårborrtagning är en av de mest effektiva metoderna för behandling av oönskad kroppsbehåring med långvarigt resultat. Den skiljer sig från andra hårborrtagningsmetoder för hemmabruk, eftersom återväxten minskas avsevärt. Philips har utvecklat den här metoden tillsammans med ledande dermatologer i över 15 år. Nu kan du använda den nyskapande tekniken hemma, precis när det passar dig.

Den här apparaten har särskilt utformats och optimerats för användning av kvinnor, men även män kan använda den.

Med Philips Lumea Essential kan du behandla oönskad hårväxt på områden nedanför halsen.

Philips Lumea Essential ska endast användas av en person.

Mer information om Philips Lumea Essential finns på www.philips.com/lumea. Besök vår webbplats regelbundet för att se uppdateringar.

Fördelar

Med den här apparaten får du följande fördelar:

IPL-teknik (Intense Pulsed Light) för hemmabruk

I Philips Lumea Essential används en ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light). IPL har använts inom skönhetsbranschen för professionell hårborrtagning de senaste 15 åren. Med Philips Lumea Essential kan du nu använda den innovativa tekniken hemma.

Hindrar håråterväxt effektivt, så att huden blir silkeslen

Den här metoden ger långvarig minskning av återväxten och silkeslen hud. Våra studier har visat en avsevärd härminskring redan efter två behandlingar. Optimala resultat nås i allmänhet efter fyra till fem behandlingar. En reduktion i hårtätheten kan ses efter varje behandling. Hur snabbt effekten blir synlig, och hur länge resultaten varar, varierar från person till person. Mer information finns i avsnittet "Så här får du det bästa resultatet" i kapitlet "Använda apparaten".

Skonsam behandling, även av känsliga kroppsdelar

Philips Lumea Essential har utvecklats i nära samarbete med ledande dermatologer och är en effektiv och skonsam behandlingsmetod, även för kroppens mest känsliga delar.

Inga reservdelar, inga dolda kostnader


Philips Lumea Essential har en mycket hållbar lampa som inte behöver bytas. Lampan kan generera över 100 000 blinkningar, vilket innebär att du bör kunna få samma goda resultat i mer än 5 år* utan att behöva lägga pengar på dyra utbyteslampor.

*Baserat på genomsnittlig användning och rekommenderad behandling för en användare.

Så här fungerar Philips IPL-teknik

Hårväxt

Hur snabbt håret växer skiljer sig från person till person och beror på ålder, ämnesomsättning och andra faktorer. Allas hår växer dock normalt i 3 faser.



1 Tillväxtfasen (anagen fas)

Håret växer aktivt från roten. I den här fasen är koncentrationen av melanin som högst. Melanin gör att håret pigmenteras, och melaninkoncentrationen avgör hur effektiv IPL-behandlingen är. Endast hår i tillväxtfasen kan behandlas med ljus.

2 Degraderingsfas (katagen fas)


Hårstrået slutar att växa och roten krymper ihop innan strået tappas.

3 Vilofas (telogen fas)


Det gamla håret separeras från härsäcken och tappas. Härsäcken förblir i vila tills den biologiska klockan aktiverar den igen så att ett nytt hår kan växa.

Hårborttagning med ljus

- Apparaten tar bort hår genom att varma upp hårstrået och roten under huden. Melaninet i hårstrået och hårroten absorberar de avgivna ljuspulseringarna. Ju mörkare håret är; desto mer ljus kan absorberas. Processen stimulerar hårstrået att övergå till vilofasen.



- Mellan behandlingarna faller håret av naturligt och återväxten hindras. Det kan ta en eller två veckor innan håret faller av.




- Fullständig hårborttagning kan inte uppnås med en enda behandling, eftersom bara hårstrån som befinner sig i tillväxtfasen är mottagliga för ljusbefhandlingen. När du utför en behandling befinner sig hårstråna på det område som behandlas vanligtvis i olika faser i tillväxtcykeln. För att behandla alla hårstrån måste du därför upprepa behandlingen varannan vecka de första två månaderna.

Ett integrerat optiskt filter gör att inget UV-ljus når huden, så apparaten skadar inte huden.

Allmän beskrivning (Bild 5)

- 1 Intensitetslampor (1–5)
- 2 På/av-knapp
- 3 Lampa som anger att apparaten är klar att använda
- 4 Lufthål
- 5 Uttag
- 6 Blinkningsknapp
- 7 Öppningar för elektroniska kontakter
- 8 Ljusfönster med integrerat UV-filter
- 9 Elektroniska kontakter
- 10 Kroppstillbehör (passar alla kroppsdelar under halsen)
- 11 Metallram inuti kroppstillbehöret
- 12 Inbyggt säkerhetssystem



- 13 Adapter
 - 14 Liten kontakt
 - 15 Fodral
- Medföljer också: rengöringstrasa

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara



- Vatten och elektricitet är en farlig kombination. Använd inte apparaten i våta miljöer (t.ex. nära badkar, dusch eller simbassäng).
- Utsätt inte apparaten och adaptern för väta.
- Om apparaten går sönder ska du inte vidröra någon inre del.
- Förlägg inte föremål i apparaten.

Varning

- Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder; såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Små barn ska övervakas så att de inte kan leka med apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn under 15 år. Tonåringar mellan 15 och 18 år kan använda apparaten med förälders/vårdsnadsbehovares tillstånd eller hjälp. Vuxna från 19 år och uppåt kan använda apparaten obehindrat.
- Använd endast den medföljande adaptern.
- Använd inte apparaten eller adaptern om de är skadade.
- Adapttern innehåller en transformator. Byt inte ut adaptern mot någon annan typ av kontakt, eftersom fara då kan uppstå.
- Om adapttern är skadad ska den alltid ersättas med en av originaltyp för att farliga situationer inte ska uppstå.
- Använd inte apparaten om glaset i ljusfönstret är trasigt.

Så här undviker du skador:

- Kontrollera att inget hindrar luftflödet genom ventilationshålen.
- Skydda apparaten mot kraftiga stötar och undvik att skaka eller tappa den.
- Om apparaten flyttas från väldigt låg till väldigt hög temperatur eller tvärtemperatur bör du vänta i cirka 3 timmar innan du använder den.
- Förvara apparaten i det medföljande fodralet så att den inte blir dammig.
- Låt aldrig apparaten vara påslagen utan uppsikt. Stäng alltid av apparaten när du är klar med den.
- Låt inte apparaten utsättas för direkt solljus eller UV-strålning flera timmar i sträck eftersom det kan skada den.
- Blinka inte med ljuset mot någon annan yta än huden eftersom det kan skada kroppstillbehöret och/eller ljusfönstret. Blinka endast när apparaten är i kontakt med huden.

Försiktighet

- Använd aldrig apparaten kring ögonen eller nära ögonbrynen. Det kan skada ögonen.
- Använd endast apparaten med de inställningar som rekommenderas för din hudtyp (se tabellen i avsnittet "Rekommenderad ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning"). Om du använder högre inställningar än de rekommenderade ökar risken för hudreaktioner och bieffekter.
- Apparaten är endast avsedd för att ta bort oönskad hårväxt på områden nedanför halsen. Använd den inte för något annat ändamål.
- Se till att huden i området som ska behandlas är ren, torr och fri från krämer och andra skönheitsmedel. Om huden inte är ren och torr kan det leda till att det inbyggda säkerhetssystemet inte fungerar ordentligt och att apparaten antingen inte blinkar som den ska eller att den blinkar oavsiktligt.

För att din Philips Lumea Essential ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att du tänker på följande:

- Utsätt inte apparaten för temperaturer lägre än 15 °C eller högre än 35 °C.
- Apparaten har ett inbyggt överhettningsskydd. Om apparaten överhettas slutar den att ge ifrån sig blinkningar. Stäng inte av apparaten, utan låt den svalna i cirka 15 minuter innan du fortsätter med behandlingen. Efter 5 minuter stängs apparaten av automatiskt. Låt den sedan svalna i ytterligare 10 minuter.
- Lämna alltid in apparaten till ett av Philips auktoriserat serviceombud för undersökning eller reparation. Om reparationer utförs av obehöriga personer kan det leda till mycket farliga situationer för användaren.
- Använd inte apparaten om något av det som står i avsnittet "Kontraindikationer" stämmer in på dig.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Kontraindikationer

Vem bör INTE använda Philips Lumea Essential?

Philips Lumea Essential lämpar sig inte för alla. Om något av följande stämmer in på dig ska du **inte** använda apparaten!

Använd inte apparaten om du är gravid eller ammar.

Philips Lumea Essential har inte testats på gravida kvinnor och därför avråder vi dig från att använda apparaten om du är gravid eller ammar. Hormonförändringar kan öka hudkänsligheten och risken för skada på huden.

Använd aldrig apparaten om du har olämplig hud- och/eller hårfärg, dvs.:

- Om du har hudtyp V (du bränner dig sällan i solen, du blir lätt brun och din hudfärg är mörkbrun) eller om du har hudtyp VI (du bränner dig sällan eller aldrig i solen, du blir kraftigt solbränd och din hudfärg är brunsvart eller mörkare). Om du har någon av dessa hudtyper löper du större risk att drabbas av hudreaktioner; till exempel missfärgningar, kraftig rodnad eller brännskador när du använder Philips Lumea Essential. Se också avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i kapitlet "Använda apparaten" och tabellen med rekommenderade ljusintensiteter i snabbstartguiden.
- Om din naturliga hårfärg i behandlingsområdena är ljusblond, vit, grå eller röd. Behandlingen kommer inte att få effekt.

Använd aldrig apparaten om du lider av någon av följande sjukdomar:

- Om du lider av en hudsjukdom, t.ex. aktiv hudcancer, om du har haft hudcancer eller annan lokal cancer i de områden som ska behandlas.
- Om du har precancerösa lesioner eller flera onormala födelsemärken i de områden som ska behandlas.
- Om du har eller har haft någon kollagen sjukdom som t.ex. keloider (sjuklig årbildning) eller vet att du haft problem med svårsläkta sår.
- Om du har eller har haft en vaskulär sjukdom, såsom åderbråck eller vaskulär ektasi, i de områden du tänker behandla.
- Om din hud är ljuskänslig och lätt utvecklar utslag eller allergiska reaktioner.
- Om du har infektion, eksem, brännskada, härsäcksinflammation, öppet sår, skavssår, herpes simplex, sår eller andra skador och blåmärken i de områden du tänker behandla.
- Om du opererats på de områden som ska behandlas.
- Om du har epilepsi med anfall som kan utlöses av blinkande ljus.
- Om du har diabetes, lupus erythematoses, porfyri eller hjärtsvikt.
- Om du har någon blödarsjukdom.
- Om du har haft någon immunsuppressiv sjukdom (inklusive HIV-infektion eller AIDS).

Använd aldrig apparaten om du tar någon av följande mediciner:

- Om du för närvarande behandlar huden, eller nyligen har behandlat huden, med Alfa-Hydroxy-syror (AHA), Beta-Hydroxy-syror (BHA), topisk isotretinoinsyra eller azelainsyra.
- Om du har behandlats med någon form av isotretinoinsyra, som Accutane eller Roaccutane under de senaste sex månaderna. Sådan behandling kan göra huden mer känslig för skrapning, sår och irritation.
- Om du använder smärtstillande medicin, vilket minskar känsligheten för värme.
- Om du använder fotosensibiliseringande ämnen eller mediciner läser du bipacksedeln i medicinförpackningen och använder aldrig apparaten om det framgår att det kan orsaka fotoallergiska reaktioner, fototoxiska reaktioner eller om du måste undvika solen när du tar den här medicinen.
- Om du tar antikoagulantia (även aspirin i större mängder) på ett sätt som gör att du inte kan sluta ta läkemedlet minst en vecka före varje behandling med Lumea.
- Om du tar immunsuppressiva läkemedel.

Använd aldrig apparaten på följande områden:

- I ansiktet.
- På bröstvärter, vårtgårdar, blygdläppar, slida, anus och insidan av näsborrar och öron. Se avsnittet "Använda apparaten i bikiniområdet" i kapitlet "Använda apparaten".
- Män ska inte använda apparaten på pungen eller i ansiktet.
- Över eller i närheten av artificiella föremål i eller utanpå kroppen, t.ex. silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (insulindispenser) eller piercingar.
- På födelsemärken, fräknar, större veneer, områden med mörkare pigment, ärr eller andra hudavvikeler utan att först rådfråga läkare. Ljusbehandlingen kan ge upphov till brännskador och färgförändringar, vilket kan göra det svårare att identifiera hudrelaterade sjukdomar (t.ex. hudcancer).
- På värter, tatueringar eller permanent makeup. Behandlingen kan orsaka brännskador och färgförändringar i huden (hypopigmentering eller hyperpigmentering).
- På områden där du använder långtidsverkande deodorant. Behandlingen kan orsaka hudreaktioner. Se avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i kapitlet "Använda apparaten".



Använd inte apparaten om din hud är solsvedd, om du nyligen har solat (de senaste 2 veckorna) eller om din hud har en mörkare ton än vanligt för att du har använt en brun-utan-sol-produkt

- Alla typer av solbränna kan inverka på behandlingens säkerhet. Det gäller när du utsätter dig för naturligt solljus såväl som för artificiella solningsmetoder som brun-utan-sol-krämer, solarier o.s.v. Om du är solbränd eller planerar att sola kan du läsa kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Råd vid solning".

Obs! Den här listan är inte komplett. Om du är inte säker på om du kan använda apparaten rekommenderar vi att du rådfrågar en läkare.

Förberedelser inför användning

För att resultatet ska bli så bra som möjligt ska du förbereda de områden som ska behandlas enligt anvisningarna nedan.

Förbereda behandlingsområden


- 1 Raka behandlingsområdena om det syns tecken på hårtillväxt.

Obs! Använd inte hårborttagningskrämer istället för att raka bort håret.

Obs! Om den senaste hårborttagningsmetoden du använde gick ut på att ta bort håret med rötterna (t.ex. epilering) kan du börja behandlingen genast. Vi rekommenderar att du rakar dig mellan behandlingarna för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Observera att behandling av ett orakat eller slarvigt rakat område medför en rad olika önskade konsekvenser:

- Ljusfönstret och kroppstillbehöret kan kontamineras av lösa hårstrån och smuts. Om ljusfönstret och kroppstillbehöret är kontaminerade kan apparatens effektivitet och livslängd påverkas. Om ljusfönstret är kontaminerat kan behandlingen dessutom bli smärtsam eller leda till hudreaktioner som rodnader och missfärgningar.
- Hår på huden kan brännas, vilket kan leda till en otrevlig lukt.



- 2** Tvätta huden och se till att den är helt torr och fri från hår och oljiga ämnen (rester från deodoranter, krämer, parfymer, brun-utan-sol-krämer och solskyddsprodukter).
- 3** Se efter om hår, damm eller fibrer har fastnat i apparaten, särskilt i ljusfönstret och kroppstillbehöret. Om du upptäcker smuts rengör du apparaten enligt anvisningarna i kapitlet "Rengöring och underhåll".

Om du får sår eller blåmärken av rakning kan du vara extra känslig mot IPL. Det kan leda till att du upplever IPL-behandlingen som obehaglig eller att du får andra öönskade bieffekter. Vi rekommenderar att du väntar tills irritationen har försvunnit.

- 4** Så snart håren slutat växa tillbaka, vilket i regel sker efter 4–5 behandlingar, behöver du inte raka huden före behandlingen.

Ljusintensitet

Till skillnad från professionella ljusbaserade apparater har Philips Lumea Essential utvecklats för konsumentanvändning och ger ifrån sig skonsammare ljuspulser. Därför kan du förvänta dig en **praktisk** och **effektiv** behandling med en ljusintensitet som känns behaglig.

På Philips Lumea Essential kan man välja mellan fem olika ljusintensiteter. Välj den ljusintensitet som passar din hud och kroppshårsfärg och som du tycker känns behaglig.

Följande tabell med rekommenderade ljusintensiter hjälper dig att välja rätt ljusintensitet.

- 1** Se tabellen nedan för att komma fram till vilka ljusintensiter som passar din hud och kroppshårsfärg.

Tips: Du kan lägga tabellen i snabbstartshandboken på huden och jämföra med din hudfärg.

Tips: Vi rekommenderar att du förvarar snabbstartshandboken i fodralet för framtida bruk.

- 2** Minska ljusintensiteten om du känner smärta eller obehag.

Personer med mörk hud löper högre risk att få irriterad hud eftersom huden absorberar mer ljus. Därför rekommenderas en lägre intensitet för personer med mörk hud.

Ljuspulsen kan känna varm eller het mot huden, men den ska aldrig vara plågsam. Olika ljusintensiter kan passa olika kroppsdelar – se tabellen nedan. För att förhindra hudreaktioner bör du läsa avsnittet "Möjliga bieffekter och hudreaktioner" i kapitlet "Använda apparaten".

Rekommenderad ljusintensitet (1–5)

I tabellen nedan betyder ett x att apparaten inte är lämplig för dig.

Obs! Din hudfärg kan förändras om den till exempel utsätts för sol, och kan därför vara mörkare än sist du gjorde en behandling. Därför är det viktigt att du kontrollerar vilken inställning som är lämplig före varje behandling och för varje område. Vissa områden kan vara mörkare än andra.

Färg på kroppshår:**Mörkblond/ljusbrun/brun/ vit/grå/röd/ljusblond
mörkbrun/svart****Hudens färg och egenskaper:**

Vit (bränns alltid i solen, blir aldrig brun vid solning)	4/5	×
Beige (bränns lätt i solen, blir lite brun vid solning)	4/5	×
Ljusbrun (bränns ibland i solen, får fin brun färg vid solning)	4/5	×
Mellanbrun (bränns sällan i solen, får snabbt en fin, brun färg vid solning)	1/2/3	×
Mörkbrun (bränns sällan i solen, får lätt fin brun färg vid solning)	×	×
Brunsvart eller mörkare (bränns aldrig i solen, mycket mörk färg vid solning)	×	×

Viktigt

Ta reda på om Philips Lumea Essential är lämplig för dig genom att läsa avsnittet "Vem bör inte använda Philips Lumea Essential?".

Råd vid solning

- Undvik att sola om du använder Philips Lumea Essential regelbundet (varannan vecka).

Om du solar kan huden bli mörkare (solbränd) eller solsvedd (huden rodnar). Om du använder Philips Lumea Essential på solbränd och/eller solsvedd hud ökar risken för bieffekter och hudreaktioner. Se avsnittet "Möjliga bieffekter och hudreaktioner" i kapitlet "Använda apparaten".

- Solning före behandling: Vänta 2 veckor och gör sedan ett hudtest.

Om du har solat ska du vänta minst 2 veckor innan du använder apparaten. Gör ett hudtest (se avsnittet "Första användning och hudtest" i kapitlet "Använda apparaten") på området som ska behandlas för att avgöra vilken ljusintensitet som är lämplig. Om du inte gör det ökar risken för hudreaktioner efter behandling med Philips Lumea Essential.

- Solning efter behandling: Efter behandling med Philips Lumea Essential ska du vänta 48 timmar innan du solar.

Låt det gå minst 48 timmar efter behandlingen innan du utsätter de behandlade områdena för sol. När det har gått 48 timmar ska du kontrollera att inga bieffekter av behandlingen syns på den behandlade huden innan du utsätter den för sol. Täck över behandlade områden när du vistas i solen, eller använd solskydd (SPF 30 +) i två veckor efter behandlingen. Om du utsätter behandlade områden för solljus utan att skydda den direkt efter behandlingen ökar risken för bieffekter och hudreaktioner. Se avsnittet "Möjliga bieffekter och hudreaktioner" i kapitlet "Använda apparaten".

- Solning med artificiellt ljus

Följ anvisningarna i "Solning före behandling" och "Solning efter behandling" ovan.

- Använda brun-utan-sol-krämer

Om du har använt en brun-utan-sol-kräm ska du vänta tills den artificiella solbrännan har försunnit helt innan du använder Philips Lumea Essential.

Obs! Om du vill ha mer information om oönskade hudreaktioner kan du läsa kapitlet "Använda apparaten", avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner".

Använda apparaten

Se tabellen med rekommenderade ljusintensiteter i avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förbereder inför användning" för att avgöra vilka ljusintensiteter som är lämpligast för din hud- och kroppshårsfärg.

Raka området som ska behandlas innan du använder apparaten (se avsnittet "Förbereda behandlingsområden" i kapitlet "Förberedelser inför användning").

Om behandlingen blir smärtsam sänker du ljusintensiteten tills behandlingen känns behaglig igen. Om du drabbas av allvarligare hudreaktioner än en lätt rodnad ska du genast avsluta behandlingen och läsa avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.

Första användning och hudtest

Om du ska använda apparaten för första gången eller om du nyligen har solat rekommenderar vi att du gör ett hudtest på **varje** område som ska behandlas för att kontrollera hur huden reagerar och för att vänja den vid den ljusbaserade behandlingen.

- 1 Välj ett område nära det område du tänker behandla.
- 2 Sätt in den lilla kontakten i apparaten och anslut adaptern till ett vägguttag.




Obs! Se till att kroppstillbehöret sitter på apparaten.


- 3 Slå på apparaten genom att trycka på på/av-knappen.

- Intensitetslampa 1 tänds.

Obs! Apparaten väljer alltid automatiskt den lägsta ljusintensiteten. Se avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning" för att avgöra vilken ljusintensitet som är lämpligast.


- 4 Du justerar ljusintensiteten genom att trycka på på/av-knappen en eller flera gånger tills du hittar den inställning du vill använda. Motsvarande intensitetslampa tänds.






- 5** Placera apparaten i 90° vinkel mot huden så att kroppstillbehöret är i kontakt med huden.

Tips: Det blir enklare att utföra behandlingen om du spänner huden i området som ska behandlas.



- ▶ Lampan som visar att apparaten är klar att använda på baksidan börjar blinka, vilket visar att apparaten laddar för att kunna utlösa en blinkning.
- ▶ När apparaten är redo att utlösa en blinkning lyser lampan som visar att apparaten är klar att använda kontinuerligt med ett grönt sken.



- 6** Tryck på blinkningsknappen för att utföra en blinkning.

Obs! Ljuset du ser från apparaten är en reflektion av blinkningen på huden och inte skadligt för ögonen. Du behöver inte ha på dig skyddsglasögon när du använder apparaten. Använd apparaten i ett väl upplyst rum, så upplevs inte blinkningen som lika stark.

- ▶ Släpp blinkningsknappen när apparaten har blinkat.
- ▶ För apparaten över huden till nästa område som ska behandlas. Så länge som det känns behagligt (inte smärtigt) ökar du inställningen en nivå inom det rekommenderade intervallet för din hudtyp och utlösar en blinkning vid varje inställning. Utlös inte mer än en blinkning på ett och samma ställe.
- ▶ När du är klar med behandlingen håller du på/av-knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av apparaten.
- ▶ Efter hudtestet väntar du i 24 timmar och kontrollerar om någon reaktion har uppstått på huden. Om huden uppvisar reaktioner väljer du den högsta inställningen som inte gav upphov till någon hudreaktion nästa gång.

Efterföljande användning

- 1 Rengör kroppstillbehöret, ljusfönstret och metallramen inuti kroppstillbehöret före varje behandling. Mer information finns i kapitlet "Rengöring och underhåll".
- 2 Börja varje behandling med att omsorgsfullt välja ljusintensitet utifrån hur känslig huden är och hur behaglig behandling känns. Se avsnittet "Rekommenderade ljusintensiteter", där du får hjälp med att välja rätt inställning för din hudtyp och hårfärg.

Obs! Av olika anledningar kan huden reagera på olika sätt olika dagar eller vid olika tillfällen. Mer information finns i avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet.


- 3** Följ steg 2–6 i föregående avsnitt (“Första användning och hudtest”).

Obs! Det är normalt att apparaten och kroppstillbehöret blir varma under användning.

- 4** För apparaten över huden till nästa område som ska behandlas och upprepa steg 5 och 6 i avsnittet “Första användning och hudtest” i det här kapitlet. Efter varje blinkning tar det upp till 3,5 sekunder innan apparaten är redo att blinka igen. Lampan som visar att apparaten är klar att använda på baksidan börjar blinka igen, vilket visar att apparaten laddas. Vänta tills lampen lyser kontinuerligt innan du fortsätter.

Tips för SC1992: SC1992 har en “dra- och blinka”-funktion. För att få en så effektiv behandling som möjligt kan du hålla blinkningsknappen nedtryckt medan du för apparaten över huden.

Behandla inte exakt samma område flera gånger under samma tillfälle. Det gör inte behandlingen effektivare, men däremot ökar risken för hudreaktioner.



- 5** Undvik obehandlade områden genom att se till att blinkningarna avges nära intill varandra. Endast det ljus som kommer direkt ut ur fönstret är verksamt. Du ska dock aldrig behandla samma område två gånger.
- 6** När du är klar med behandlingen håller du på/av-knappen intryckt i 2 sekunder för att stänga av apparaten.
- 7** Titta efter hår och smuts på ljusfönstret och kroppstillbehöret och rengör apparaten efter användning (se kapitlet “Rengöring och underhåll”).

Tips

Så här får du det bästa resultatet

- Det är normalt att hår fortfarande syns efter de första behandlingarna (mer information finns i kapitlet “Viktigt”, avsnittet “Hårborttagning med ljus”).
- För att ta bort alla hårstrån framgångsrikt och förhindra att härsäcken blir aktiv igen måste du upprepa behandlingen varannan vecka i två månader. Huden bör då vara jämn och hårfri. Läs om att upprätthålla resultatet i avsnittet “Underhållfas”.

Underhållfas

- Du ser till att huden förblir jämn och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till sex veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera utifrån just din återväxt och mellan olika kroppsdelar. Om för mycket hår växer tillbaka mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar; men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än vad som rekommenderas ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.

Riktlinjer för behandling

Genomsnittlig behandlingstid

Område	Behandlingstid (ca)
Armhålor	1 minut per armhåla
Bikinilinjen	1 minut per sida
Hela bikiniområdet	4 minuter
Underbenet	8 minuter
Hela benet	14 minuter

Obs! De genomsnittliga behandlingstiderna ovan har studerats under forskning och tester. Individuella behandlingstider kan variera från person till person.


Avsedda behandlingsområden

Apparaten är avsedd för behandling av önskad hårväxt i armhålor, på armarna, på magen, i bikiniområdet och på benen. Använd den inte i ansiktet.

Använd apparaten på benen

Se tabellen med rekommenderade ljusintensiteter i avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning" för att hitta en inställning som passar dina ben.

- Du kan föra apparaten uppåt och nedåt eller tvärs över benet – gör som du tycker känns bekvämt. För att bibehålla full kontakt med huden kan du också placera och hålla apparaten mot huden sidledes.




Obs! Beniga områden som skenben och fotleder är känsligare än andra kroppsdelar. Om du trycker kroppstillbehöret för hårt mot dessa områden kan irritationer och rödnader lättare uppstå på huden. Se avsnittet "Möjliga biverkningar och hudreaktioner" i det här kapitlet. Tryck kroppstillbehöret mot huden så pass hårt att lampan som anger att apparaten är klar att använda tänds, men inte hårdare än så.

Använda apparaten i bikiniområdet

Se tabellen med rekommenderade ljusintensiteter i avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning" för att hitta en inställning som passar ditt bikiniområde.

I princip är Philips Lumea Essential tillräckligt säker och skonsam för behandling av hela bikiniområdet (tex. för "brasiliansk stil" eller "Hollywoodstil"). Använd en lägre inställning på mörkare pigmenterad, känsligare hud i bikiniområdet. Använd inte apparaten på blygläppar, slida eller anus. Män som vill behandla pubesområdet ska inte använda apparaten på pungen.

Obs! Av hygieniska skäl ska du alltid rengöra kroppstillbehöret innan du påbörjar en behandling av en annan kroppsdel (se kapitlet "Rengöring och underhåll").



Använda apparaten i armhålorna

Kontrollera rekommenderad ljusintensitet i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnitt "Ställa in ljusintenseten" och se vilken inställning som passar dina armhålor.

Se till att du tar bort eventuell deodorant, parfym, kräm eller annan hudvårdsprodukt från armhålorna före behandling.

Tips: För att få så bra resultat som möjligt i armhålorna kan du ställa dig framför en spegel så att du ser området som ska behandlas och lampan som visar att apparaten är klar att använda. Höj armen och placera handen mot nacken så att huden i armhålan spänns.

Obs! Det reflekterade ljuset skadar inte ögonen. Om det spridda ljuset är obehagligt kan du stänga ögonen när du utför en blinkning.

Möjliga biverkningar och hudreaktioner

Vanliga hudreaktioner:

- Huden kan uppvisa lätt rodnad och kan sticka eller känna varm. Den här reaktionen är helt ofarlig och försvinner snabbt.
- En hudreaktion som påminner om solsveda kan uppstå på det behandlade området en kort stund. Om den inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare.
- Torr hud och klåda kan uppstå på grund av rakning eller kombinationen av rakning och ljusbehandling. Det är ofarligt och försvinner inom några dagar. Du kan svalka området med en kylklamp eller blöt tvättlapp. Om torrheten kvarstår kan du smörja det behandlade området med en oparfymeras fuktkräm 24 timmar efter behandlingen.

Sällsynta bieffekter:

- Brännskador, kraftig rodnad och svullnad: de här reaktionerna är ovanliga och beror vanligtvis på att man har använt en för hög ljusintensitet för sin hudfärg. Om reaktionerna inte försvinner inom 3 dagar rekommenderar vi att du kontaktar en läkare. Vänta med nästa behandling tills huden har läkt helt och se till att du använder en lägre ljusintensitet.
- Missfärgning av huden: det här är mycket ovanligt. Missfärgning av huden yttrar sig som en fläck som är mörkare eller ljusare än den omgivande huden. Missfärgningen beror på att du har använt för hög ljusintensitet för din hudfärg. I sällsynta fall (som oftast beror på en för hög ljusintensitet på en hudfärg som är för mörk) kan effekten av en pigmentförändring vara längre än vad som normalt påvisas. Så småningom återgår alla fall till det normala. Behandla inte det missfärgade området förrän missfärgningen har försvunnit och huden har återfattit sin normala färg.
- Hudinfektion och -inflammation: Det här sker mycket sällan och kan orsakas av att apparaten används på ett sår eller en skräma som uppstår vid rakning, på ett redan befintligt sår eller på invuxna hårstrån.
- Onormalt stark smärta: en stark smärta kan uppstå under eller efter behandling om du har använt apparaten på orakad hud, eller om du använder en ljusintensitet som är för hög för din hudfärg, om du blinkar mot samma område mer än en gång och om du använder apparaten på öppna sår, inflammerade eller infekterade områden, tatueringar, brännskador o.s.v. Mer information finns i kapitlet "Viktigt", avsnittet "Kontraindikationer".

Efter användning

- Stryk inte på parfymerade skönhetsmedel på behandlade områden direkt efter behandlingen.
- Använd inte deodorant direkt efter behandling av armpåarna. Vänta tills eventuell hårdrognad har försvunnit helt.
- Mer information om solning och artificiell solning finns i kapitlet "Förberedelser inför användning", avsnittet "Råd vid solning".

Rengöring och underhåll

För att säkerställa optimala resultat och att apparaten håller länge ska du rengöra den före och efter varje behandling och, om så behövs, även under behandlingen. Apparaten förlorar sin effektivitet om du inte rengör den ordentligt.



Rengör aldrig apparaten eller dess delar under vattenkranen eller i diskmaskinen.

Använd aldrig skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller acetong till att rengöra enheten.

Skrapa aldrig på ljusfönstret eller den metalliska ramen inuti kroppstillbehöret.

Obs! Använd inte apparaten om det inte längre går att rengöra ljusfönstret eller kroppstillbehöret.

1 Stäng av apparaten omedelbart och låt den svalna.

Obs! Ljusfönstret blir varmt under användning. Låt det svalna innan du rengör det.

2 Ta bort kroppstillbehöret genom att ta tag i upphöjningarna längst upp och längst ner och dra försiktigt.



3 Vid behov rengör du apparatens utsida med den mjuka rengöringstrasan som medföljde apparaten.

4 Fukta den mjuka trasan som medföljde apparaten med några vattendroppar och använd den för att rengöra följande delar:

- ljusfönstret
- utsidan av kroppstillbehöret
- metallramen inuti kroppstillbehöret

Se till att de elektroniska kontakterna inte blir blöta.

Obs! Om det inte blir riktigt rent med bara vatten kan du använda några droppar alkohol med hög procentsats för att rengöra delarna som nämntes ovan.



Obs! Var noga med att rengöra apparaten före och efter varje användning och vid behov även under behandlingen enligt anvisningarna i det här avsnittet.

Förvaring

- 1** Stäng av apparaten omedelbart, koppla ur den från uttaget och låt den svalna.
- 2** Rengör apparaten innan du ställer undan den.
- 3** Förvara apparaten i det medföljande fodralet vid temperaturer på mellan -20 °C och +70 °C.

Tips: Vi rekommenderar att du förvarar snabbstartshandboken i fodralet för framtidens bruk.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.shop.philips.com/service** eller en Philips-återförsäljare.

Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktinformation finns i garantibroschyren).

Reservdelar

Följande reservdelar är tillgängliga:

- Kroppstillbehör
- Adapter
- Rengöringsduk
- Fodral

Miljön



- Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du gå till **www.philips.com/support** eller läsa garantibroschyren.

Tekniska specifikationer

Modellerna SC1992 och SC1991

Märkspänning	100 V–240 V
Märkfrekvens	50 Hz–60 Hz
Nominell ineffekt	24 W
Skydd mot elektriska stötar	Klass II 
Skyddsklass	IP 30 (EN 60529)
Driftförhållanden	Temperatur: +15 till +35 °C Relativ luftfuktighet: 30 % till 95 %
Förvaringsförhållanden	Temperatur: -20 °C till +70 °C Relativ luftfuktighet: 5 % till 95 %
Spektrum för kroppstillbehör	> 500 nm

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Adaptern/apparaten blir varm under laddning.	Det är normalt.	Ingen åtgärd krävs.
Jag har satt på apparaten men kan inte reglera ljusintensiteten.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av och slå på den. Om du inte kan ställa in intensiteten efter återställningen kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda fungerar inte när jag sätter apparaten mot huden.	Du har inte placerat apparaten på rätt sätt mot huden.	Sätt apparaten i 90° vinkel mot huden så att alla 4 sidor av det inbyggda säkerhetssystemet är i kontakt med huden. Kontrollera sedan om lampan som visar att apparaten är klar att använda börjar lysa kontinuerligt och tryck på blinkningsknappen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
		Om detta inte hjälper sätter du apparaten mot en del av kroppen där det är lättare att få full kontakt med huden, till exempel mot underarmen. Kontrollera sedan om lampan tänds. Om den inte gör det kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda fungerar inte när jag sätter kroppstillbehöret mot huden, men kylfläkten fungerar.	Överhettningsskyddet är aktiverat.	Fläkten fungerar även om överhettningsskyddet aktiveras. Stäng inte av apparaten och låt den svalna i cirka 15 minuter innan du använder den igen. Efter 5 minuter stängs apparaten av automatiskt. Låt den sedan svalna i ytterligare 10 minuter. Om lampan som visar att apparaten är klar att använda fortfarande inte fungerar när du sätter apparaten mot huden kan du kontakta kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
Lampan som visar att apparaten är klar att använda lyser kontinuerligt men apparaten ger inte ifrån sig en blinkning när jag trycker på blinkningsknappen.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av den och sedan slå på den igen. Om lampan som visar att apparaten är klar att använda börjar lysa kontinuerligt men apparaten ändå inte blinkar när du trycker på blinkningsknappen kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
Intensitetslampa 1 fortsätter att blinka och jag kan inte ändra inställningen.	Kroppstillbehöret är inte rätt monterat på apparaten.	Montera kroppstillbehöret på rätt sätt på apparaten.
Alla intensitetslampor tänds växelvis.	Apparaten måste återställas.	Du återställer apparaten genom att stänga av den och sedan slå på den igen. Om intensitetslamporna fortsätter att tändas växelvis kan du kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
Alla intensitetslampor blinkar samtidigt.	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.
Apparaten avger en konstig lukt.	Kroppstillbehöret och/eller filterglaset är smutsigt.	Rengör kroppstillbehöret och ljusfönstret noga. Om du inte kan rengöra kroppstillbehöret ordentligt bör du byta ut det. Kontakta kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Kvarvarande hårstrån på området som ska behandlas kan brännas när du använder apparaten, och detta kan ge upphov till en konstig lukt. Raka området som ska behandlas noga innan du använder apparaten. Om rakning orsakar hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder Lumea Essential med en inställning som känns bra.
	Du har förvarat apparaten i en dammig miljö.	Rengör apparaten och kroppstillbehöret (se kapitlet "Rengöring och underhåll").
Huden är känsligare än normalt under behandlingen.	Du använder en ljusintensitet som är för hög.	Kontrollera tabellen för hud- och hårfärg före varje användning så att du väljer rätt ljusintensitet för behandlingen. Välj en lägre ljusintensitet om det behövs.
	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder Lumea Essential med en inställning som känns bra.
	Ljusfönstret är trasigt.	För att undvika hudreaktioner ska du inte använda apparaten om ljusfönstret är trasigt. Kontakta kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips serviceombud.
Det gör alldeles för ont när jag använder apparaten.	Du har inte rakat behandlingsområdet.	Raka de områden som ska behandlas innan du använder apparaten. Om rakning ger upphov till hudirritation trimmar du håret så kort som möjligt och använder Lumea Essential med en inställning som känns bra.
	Du har använt apparaten på ett område som den inte är avsedd för.	Ansikte, blygdläppar; slida, anus, bröstvärter och vårtgårdar ska inte behandlas med apparaten. Män ska inte använda apparaten i ansiktet eller på pungen.
	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Minska ljusintensiteten till en nivå som känns behaglig. Läs mer i avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning".
	Ljusfönstret är trasigt.	Använd inte apparaten med kroppstillbehöret om ljusfönstret på kroppstillbehöret är trasigt. Besök din återförsäljare eller ett Philips-serviceombud, eller kontakta kundtjänst och få kroppstillbehöret utbytt.
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om du har ljusblont, rött, grått eller vitt kroppshår. Använd inte heller apparaten om du har mörk hy. Se kroppshårs- och hudfärgstabellen i snabbstartguiden.
De behandlade områdena blir röda.	Viss rodnad är normalt och försvinner snart.	Ingen åtgärd krävs.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Hudreaktionen efter behandlingen kvarstår längre än normalt.	Du har använt en ljusintensitet som är för hög för dig.	Välj en lägre ljusintensitet nästa gång. Se avsnittet "Ljusintensitet" i kapitlet "Förberedelser inför användning". Kontakta läkare om hudreaktionen inte har försvunnit efter 3 dagar.
Resultatet av behandlingen är inte tillfredsställande.	Du har använt en ljusintensitet som är för låg för dig.	Gör ett hudtest för att se om du kan använda en högre ljusintensitet (se avsnittet "Första användning och hudtest" i kapitlet "Använda apparaten").
	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använder apparaten.	För bästa resultat ska du göra överlappningar när du använder apparaten. Se steg 4 i avsnittet "Efterföljande användning" i kapitlet "Använda apparaten".
	Du använder inte apparaten så ofta som du rekommenderas att göra.	Om du ska få bort alla hårstrån och förhindra att hårroten aktiveras igen måste du upprepa behandlingarna varannan vecka i två månader. Se till att huden förblir slät och hårfri genom att upprepa behandlingen med fyra till åtta veckors mellanrum. Tiden mellan behandlingarna kan variera beroende på just din återväxt och vilken kroppsdel som behandlas. Om du tycker att för mycket hår växer ut mellan behandlingarna utför du helt enkelt tätare behandlingar, men behandla inte något område oftare än varannan vecka. Om du använder apparaten oftare än rekommenderat ökar inte effektiviteten, men däremot ökar risken för hudreaktioner.
	Du svarar långsammare på IPL-behandling än den genomsnittliga användaren.	Fortsätt att använda apparaten i minst 6 månader eftersom håråterväxten kan fortsätta att minska under den här perioden. Du bör också ta de andra lösningarna på problemet i beaktande.
	Apparaten passar inte din hår- eller hudfärg.	Använd inte apparaten om du har ljusblont, rött, grått eller vitt kroppshår. Använd inte heller apparaten om du har mörk hy. Se kroppshårs- och hudfärgstabellen i snabbstartguiden.
Hår börjar växa igen på vissa platser i de behandlade områdena.	Du har inte gjort tillräckligt många överlappningar när du använder apparaten.	För bästa resultat ska du göra överlappningar när du använder apparaten. Se steg 4 i avsnittet "Efterföljande användning" i kapitlet "Använda apparaten".
	Det är naturligt att nytt hår börjar växa ut igen.	Det är normalt. Det är en del av den naturliga hårväxten som gör att nytt hår börjar växa ut igen. Det nya håret brukar dock vara mjukare och tunnare.
Apparaten fungerar inte.	Apparaten fungerar inte.	Kontakta Philips kundtjänst i ditt land, en Philips-återförsäljare eller ett av Philips auktoriserade serviceombud.



www.philips.com



4222.100.0513.2