




Philips DreamWear
Heldekkende Magnetiske
spenner

Heldekkende Reservedel
med 1 sett magnetiske spenner



HH1132

Som om du ikke har på deg noe.*

Med friheten og komforten du får med DreamWear Full Face kan du sove akkurat slik du vil.

Magnetiske klemmer

- Hodestroppklemmene og maskeputen inneholder magneter

Lett å bruke

- Magnetiske spenner for festing av hodestropp

PHILIPS

Spesifikasjoner

Advarsel: Magnetisk interferens

- Ta hensyn til pacemakere: Les brukerhåndbok før bruk.

Produktdetaljer

- Garanti: 90 dager

Høydepunkter

Lett å bruke



De magnetiske spennene gjør det raskt og enkelt å feste hodestroppen til rammen.

Magnetiske klemmer

Ta kontakt med helsepersonell før du bruker denne masken. Enkelte medisinske apparater kan bli påvirket av magnetiske felt. De magnetiske klemmene i denne masken må holdes minst 50 mm (2 tommer) unna alle aktive medisinske apparater, spesielt implanterte enheter som pacemakere, defibrillatorer og cochleaimplantater. Les brukerhåndbøkene i pakken for mer informasjon.



Utgivelsesdato
2018-04-20

Versjon: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33454
UPC: 6 06959 41466 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

** Dataanalyse av pasientpreferanseprøve fra august 2017 der n = 85 og reseptbelagte masker omfatter Resmed Airfit F10 og F20, Respirationics Amara View og F&P Simplus, basert på 10 dagers bruk.