



Philips OptiChamber  
Diamond  
Holdekammer med  
ventiler og maske

Stor LiteTouch-maske følger med  
Kompakt design 140 ml volum  
For vanlige astmamedisiner



HH1308

## Hjelper deg med å ta kontroll

Utformet for å forbedre medisinlevering

OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medisin leveres til lungene. Det antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lengre, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.(1, 2)

### Effektiv behandling

- Få medisinen til lungene\*\*

### Komfort

- Den valgfrie masken tilpasser seg ansiktskonturene, slik at den passer bedre
- Munnstykke med én størrelse for alle

### Utformet for ytelse

- Spesielle funksjoner gjør det enkelt å bruke og vedlikeholde
- Ventiler med lav motstand lar deg puste lett
- Antistatisk holdekammer med ventiler gir deg mer tid

### For vanlige medisiner

- For vanlige medisiner

**PHILIPS**

Holdekammer med ventiler og maske  
Stor LiteTouch-maske følger med Kompakt design 140 ml volum, For vanlige astmamedisiner

HH1308/00

## Høydepunkter

### Få medisinen til lungene



OptiChamber Diamond er utformet for å forbedre aerosolleveringen til lungene, og det kan hjelpe deg med å maksimere effektiviteten til inhalerte behandlinger.

### Lettere pusting



Ventiler med lav motstand åpner fritt, selv ved lav gjennomstrømming fra barn, slik at du eller barnet kan puste lett gjennom kammeret.\*

### Kompatibel



OptiChamber Diamond er utviklet for bruk med alle vanlige reseptbelagte legemidler.

### Enkel å bruke, enkelt vedlikehold



Adapteren holder inhalatoren ordentlig på plass, mens den innebygde fløyten gir deg beskjed hvis du puster inn for fort. Både munnstykket og adapteren kan enkelt fjernes før rengjøring.

### Tid til å puste



OptiChamber Diamond er utformet for å bidra til at medisin leveres til lungene. Det antistatiske materialet inni slangen gjør at aerosolen suspenderes lengre, noe som gir deg mer tid til å inhalere den.\*1

### Komfort



Den avtakbare LiteTouch-ansiktsmasken har en myk pute med konturer som passer enkelt og hviler forsiktig på ansiktet for å gi mer behagelig behandling. SoftTouch-forseglingen bidrar til å redusere lekkasje.\*\*

### For voksne og barn



OptiChamber Diamond har et gradert munnstykke og kan brukes av både barn og voksne.

# Spesifikasjoner

## Produktdetaljer

- For bruk med: Voksne
- Lengde: 14,2 cm (5,6")
- Munnstykke: Grensesnitt med w 22 mm kontakter
- Volum: 140 ml

## Innhold i pakke

- Inkluderer: Stor LiteTouch-maske, OptiChamber Diamond

## Vedlikehold

- Rengjøring: Varmt vann og flytende såpe
- Levetidsdata: Skift ut etter ett år

## Materiale

- Kammer: Akrylonitril-butadien-styren
- LiteTouch-maske: Polyester, silikon
- Ventiler: Silikon



Utgivelsesdato  
2018-08-01

Versjon: 14.1.2

12 NC: 0000 010 79828  
UPC: 3 83735 79828 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Slator L., von Hollen D., Sandell D., Hatley R.H.M. In vitro comparison of the Effect of Inhalation Delay and flow rate on the emitted dose from three valved holding chambers. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 37-43.

\* (1) Berlinski A., von Hollen D., Hatley R.H.M., Hardaker L.E.A., Nikander K. Drug delivery in asthmatic children following coordinated and uncoordinated inhalation maneuvers: a randomized crossover trial. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2017, 30(3): 182-189.

\* \*\* Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.

\* \*\*\* Tong, K. et al. An instrumented Valved Holding Chamber with facemask to measure application forces and flow in young asthmatic children. Journal of Aerosol Med and Pulm Drug Del. 2014; 27 (Suppl 1): S55-62.