



Philips InnoSpire Go
Mundstück

Vibrating-Mesh-Technologie

Ersatzteil
Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go



HH1345

Klinisch bewährte Vibrating- Mesh-Technologie

Das Design des Ersatz-Mundstücks trägt zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des InnoSpire Go und zur effizienten Verabreichung von Medikamenten an Kinder und Erwachsene bei.

Einfache Reinigung und Handhabung

- Nur ein Teil zu reinigen

Klinisch bewährte Vibrating-Mesh-Technologie

- Vibrating-Mesh-Technologie, weltweit in Krankenhäusern angewandt

Lebensdauer: 1 Jahr

- Lebensdauer: 1 Jahr

PHILIPS

Mundstück

Vibrating-Mesh-Technologie Ersatzteil, Zur Verwendung mit dem InnoSpire Go

Daten

Produktangaben

- Mundstück: zur Verwendung mit dem InnoSpire Go
- Maximale Füllhöhe: 8 ml
- Material Mesh: Nickel-Palladium
- Material Außengehäuse: Grilamid™ (Kunststoff)

- Packungsgröße: 65 mm x 65 mm x 70 mm
- Gewicht inkl. Verpackung: 45 g

Service

- Gewährleistung Mundstück: 1 Jahr, Jährlicher Austausch empfohlen

HH1345/00

Besonderheiten

Einfache Reinigung und Handhabung



Dank des einfach abnehmbaren Mundstücks ist InnoSpire Go leicht zu verwenden, zu reinigen und zu warten.

Klinisch bewährte Technologie



Konstante Zufuhr von Aerosol in der optimalen Partikelgröße, um das Medikament direkt an die Lunge abzugeben.

Therapieanwendung



Sorgt für eine konsistente und zuverlässige Therapie.



Ausstellungsdatum
2018-08-02

Version: 6.0.2

12 NC: 0000 011 28501
EAN: 87 12581 75436 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com