



Philips DreamWear
Nenä-suomaskin pääremmi

Nenä-suomaskin varaosat
Tavallinen pääremmi



HH1131

Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat

Magneettiliittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Helppo ja mukava käyttää

- Pehmeä kankainen pääremmi, jossa magneettiliittimet

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

- Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa: Lue käyttöohje ennen käyttöä.

Tuotteen tiedot

- Materiaalit: Nailon, Polyuretaanivahto, Elastaani
- Takuu: 90 päivää

Varaosat

- Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Vaihda kuluneet osat heti

Kohokohdat

Pehmeä ja miellyttävä



Pehmeä kankainen pääremmi on mukava myös nukkuessa. Istuvuutta on helppo säätää magneettiliittimillä.

Magneettiliittimet

Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.



Julkaisupäivä 2018-05-24

Versio: 2.2.1

12 NC: 0000 011 33450
UPC: 6 06959 41465 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

** Elokuussa 2017 tehty potilaiden käyttökokeistutkimus, n = 85.
Potilaille määrättyjä maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20,
Respironics Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat
10 päivän käyttökokeemukseen.