

Philips DreamWear
Masque à contact minimal

Pack

et 4 tailles de coussin
3 tailles de conduit

HH1121



Conçu pour oublier que vous portez un masque*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear *Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2015

Conception innovante

- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête
- Coussin positionné sous le nez
- Prise en charge de votre traitement des troubles du sommeil
- Conception modulable à 4 éléments

Champ de vision dégagé

- Conception ouverte offrant un champ de vision très large

Conception confortable

- Conduit souple et doux
- Harnais fin
- Sangles en tissu doux



PHILIPS

Points forts

Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit.

Conception modulaire à 4 éléments



Conception modulaire pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins interchangeables disponibles dans quatre tailles.

Harnais fin



Le masque DreamWear allie confort et esthétique : le port du masque, léger et discret, est à peine perceptible sur le visage.

Sangles en tissu doux



Adoucit le contact avec votre joue

Conduit souple et doux



Agréable à porter, le matériau souple permet la circulation de l'air et s'applique en douceur sur la peau.

Prise en charge de votre traitement des troubles du sommeil




Le masque DreamWear combine les avantages des mini-masques et des masques nasaux. Il est confortable et peut permettre la mise en place d'un traitement des troubles du sommeil.

Coussin positionné sous le nez



Conçu pour éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau des narines ou de l'arête nasale. Les utilisateurs ont indiqué que le masque DreamWear était plus confortable que leur masque habituel.

Vision dégagée



Vous pouvez porter vos lunettes, lire, regarder la télévision, utiliser un ordinateur ou une tablette, en toute simplicité, avant de vous endormir.

Caractéristiques

Entretien

- Garantie: 90 jours

Conception innovante

- Champ de vision dégagé: Porter des lunettes, lire ou regarder la télévision

Confort

- Coussin positionné sous le nez: Conçu pour éviter les marques rouges au niveau des narines

Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC

Spécificités

- Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH2O

- Niveau de pression acoustique: 18 dBA
- Nombre d'éléments: Cinq
- Matériau du coussin: Silicone
- Matériau du harnais: Mousse d'uréthane/nylon/Spandex
- Matériau du conduit: Polycarbonate
- Instructions de nettoyage : masque: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, sécher à l'air libre
- Nettoyage : harnais, circuit: Laver à la main avec un détergent doux, Rincer abondamment, suspendre à l'air libre
- Matériau du conduit/du coude/du système de pivotement: Polycarbonate
- Matériau des manchons en tissu: Polyester/Spandex



Date de publication
2018-04-08

Version: 3.1.1

12 NC: 0000 011 16695
UPC: 6 06959 02298 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Source : étude menée par Philips auprès des utilisateurs en 2015
* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.