

Philips  
Wisp CPAP-näsmask med  
huvudband, Silikonram

**Förpackning**  
3 kuddar (S/M, L, XL)  
med huvudband

**HH1023**



## Prestanda har ett nytt utseende

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen tätning och en utmärkt nattsömn.

### **Magnetiska knäppen**

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

### **Kompakt design**

- Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna\*

### **Öppet synfält**

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

### **Prestanda och komfort**

- Ger snabb och enkel montering och justering.

**PHILIPS**

## Specifikationer

### Varning: magnetiska störningar

- Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

### Service

- Garanti: 90 dagar

### Design

- Kompakt: Enkel att ta på och justera
- Patenterad design: Design med kudde på nästippen
- Tyst utandning: Knärör vridbart i 360 grader
- Silikonram: Genomskinlig diskret ram
- Komfort: Elastiskt huvudband

### Specifikationer

- Ljudtrycksnivå: 19 dBA
- Antal delar: Sex
- Kudde, material: Silikon/polykarbonat
- Huvudbandsmaterial: Termoplastisk UBL/uretanskum/nylon/spandex/nylon

- Slangmaterial: Termoplastisk polyesterelastomer
- Rengöringsinstruktioner: mask: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noga och låt lufttorka
- Rengöring: huvudband och slang: Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel, Skölj noggrant, häng upp för att torka
- Knärör/swivel, material: Polykarbonat
- Ram-material: Silikon/polykarbonat
- Knäppen för huvudband, material: Acetalkopolymer
- Drifttryck: 4–20 cmH<sub>2</sub>O
- Swivel, material: Silikon/polykarbonat

### Avsedd användning

- För patienter över 30 kg: med CPAP-ordination

### Kompakt

- Enkel att ta på och justera: Tyst utandning

HH1023/00

## Funktioner

### Kompakt design, naturlig passform



Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. \* Bekräftelse via den antropometriska databasen

### Större frihet



Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

### Minimal design, överlägsen tätning



Designen och huvudbandets knäppen gör användningen och rengöringen enklare.

### Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäpperna i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.



Publiceringsdatum  
2018-04-16

Version: 5.0.1

12 NC: 0000 010 94060  
UPC: 6 06959 02126 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Bekräftelse via den antropometriska databasen