




Philips DreamWear
Næsemaske med minimal
kontakt

Pakke

og 4 pudestørrelser
1 ramme, størrelse medium



HH1111

Som ikke at have noget på*

Med friheden og komforten ved DreamWear kan du sove, som du ønsker det *2015
Philips spørgeskema om brugerpræference

Det bedste af puder og næsemasker

- Komfort og ydelse

Behageligt design

- Slankt hovedtøj
- Blød, fleksibel ramme

Nem at anvende

- Komfortabel og blød

Innovativt design

- Pude til under næsen
- Tilslutning af luftslange øverst på hovedet
- Modulært design i 4 dele

Frit synsfelt

- Det åbne design giver et ekstremt bredt synsfelt

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Innovativ maske til under næsen



Forhindrer røde mærker, ubehag eller irritation i næseborene eller på næseryggen *

Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere udtalte, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de bar DreamWear.*

Modulært design i 4 dele



Modulært design til hurtig samling og rengøring, med udskiftelige puder, som fås i fire størrelser.

Slankt hovedtøj




DreamWear kombinerer komfort med æstetik: Ikke alene vil du knapt kunne mærke masken, den er også diskret af udseende.

Bløde stofstropser



Giver en blød berøring af din kind

Blød, fleksibel ramme



Det fleksible materiale, luften strømmer igennem, anbringes forsigtigt på huden og er behagelig at have på.

Pude til under næsen



Forhindrer de røde mærker og irritation af næseryggen, som mange patienter oplever, når de er iført en traditionel fuld ansigtsmaske

Frit udsyn



Det er nemt at bære briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.

Specifikationer

Innovativt design

- Frit synsfelt: Brug briller, læs eller se TV

Service

- Garanti: 90 dage

Komfort

- Bløde stofstropper: Blød mod kinden
- Blød, fleksibel ramme: Giver en blød berøring af ansigtet
- Pude til under næsen: Forhindrer røde mærker i næseborene

Brugsformål

- Skal bruges på patienter > 30 kg: med CPAP-recept

Specifikationer

- Rengøringsinstruktioner: maske: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, lad lufttørre
- Rengøring: hovedtøj, slanger: Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel, Skyl grundigt, hæng til tørre
- Pudemateriale: Silikone
- Knæstykke-/drejeledsmateriale: Polykarbonat
- Rammemateriale: Polykarbonat
- Hovedtøjsmateriale: Polyuretanskum, nylon/Spandex
- Antal dele: Fem
- Driftstryk: 4 - 20 cmH₂O
- Lydtrykniveau: 18 dBA
- Stofærme-materiale: Polyester/Spandex



Udgivelsesdato
2018-04-16

Version: 3.0.1

12 NC: 0000 011 16720
UPC: 6 06959 02340 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com