



Philips DreamWear
Struttura di sostegno

Parte di ricambio
Struttura di sostegno Taglia L



HH1118

Come non indossare nulla.*

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear Gel Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Design innovativo

- Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa
- Struttura di sostegno morbida e flessibile

Semplicità d'uso

- Progettato appositamente per te

PHILIPS

Specifiche

Design innovativo

- Comodità e prestazioni ottimali: Cinghie in tessuto morbido

Dettagli sul prodotto

- Materiali: Policarbonato, Silicone
- Garanzia: 90 giorni

Pulizia: struttura di sostegno

- Lavare a mano con un detergente delicato: Sциacquare abbondantemente, lasciare asciugare¹


Sostituzione

- Controllare il grado di usura con ispezioni quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura

HH1118/00


In evidenza

Struttura di sostegno semplice da utilizzare



Semplice utilizzo; possibilità di scelta tra tre misure della struttura di sostegno in base alla conformazione personale. Le tre misure della struttura di sostegno sono compatibili con tutte le misure del cuscinetto.

Innovativo design della struttura di sostegno



La struttura di sostegno morbida e flessibile è comoda da indossare durante la notte e, secondo la valutazione degli utenti, è come non indossare nulla.*

Libertà di movimento



Grazie allo spostamento sopra la testa della connessione del tubo dell'aria, la maschera DreamWear offre maggiore libertà di movimento durante la notte. Gli utenti hanno affermato di poter dormire senza dover scegliere una posizione precisa con la maschera DreamWear indossata.*



Data di rilascio
2018-04-03

Versione: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16747
UPC: 6 06959 40206 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* ** Analisi dei dati raccolti ad Agosto 2017 sulle preferenze di 85 pazienti. Le maschere prescritte includono Resmed Airfit F10 e F20, Respironics Amara View e F&P Simplus, sulla base di 10 giorni di utilizzo.

* ** Questionario Philips sulle preferenze degli utenti per il 2017

* ¹ Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ulteriori istruzioni sulla pulizia.