



Philips InnoSpire Go
Munnstykkemontering

Vibrerende mesh-teknologi
Reservedel
For bruk med InnoSpire Go



HH1345

Klinisk testet vibrerende mesh-teknologi

Reservemunnstykket er utformet for å opprettholde ytelsen til InnoSpire Go og effektivt levere medisin til barn og voksne.

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

- Bare én del å rengjøre

Klinisk testet vibrerende mesh-teknologi

- Vibrerende mesh-teknologi som brukes av sykehus over hele verden

Gir ett års bruk

- Gir ett års bruk

PHILIPS

Spesifikasjoner

Produktdetaljer

- Munnstykkemontering: for bruk med InnoSpire Go
- Maksimalt påfyllingsnivå: 8 ml
- Mesh-materiale: Nikkel, palladium
- Materiale i ytre konstruksjon: Grilamid™ (plast)

- Emballasjestørrelse: 65 x 65 x 70 mm
- Leveringsvekt: 45 g

Service

- Garanti for montert munnstykke: 1 år, årlig utskifting anbefales

HH1345/00

Høydepunkter

Enkel å rengjøre og vedlikeholde



Munnstykket er lett å ta av, slik at InnoSpire Go er enkelt å bruke, rengjøre og vedlikeholde.

Klinisk testet teknologi



Den leverer konsekvent aerosoler med optimal partikkelstørrelse for å føre medisin til lungene.

Bruk i terapi



Du får konsekvent og pålitelig behandling.



Utgivelsesdato
2018-07-26

Versjon: 6.0.2

12 NC: 0000 011 28501
EAN: 87 12581 75436 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com