



Philips DreamWear  
Struttura di sostegno

**Parte di ricambio**  
Struttura di sostegno piccola



HH1116

## \*Come non indossare nulla

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear Gel Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

### **Design innovativo**

- Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa
- Struttura di sostegno morbida e flessibile

### **Semplicità d'uso**

- Progettato appositamente per te

**PHILIPS**

Struttura di sostegno  
Parte di ricambio Struttura di sostegno piccola

## Specifiche

### Design innovativo

- Comodità e prestazioni ottimali: Cinghie in tessuto morbido

### Dettagli sul prodotto

- Materiali: Policarbonato, Silicone
- Garanzia: 90 giorni

### Pulizia: struttura di sostegno

- Lavare a mano con un detergente delicato: Sciacquare abbondantemente, lasciare asciugare<sup>1</sup>


### Sostituzione

- Controllare il grado di usura con ispezioni quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura

HH1116/00

## In evidenza

### Struttura di sostegno semplice da utilizzare



Semplice utilizzo; possibilità di scelta tra tre misure della struttura di sostegno in base alla conformazione personale. Le tre misure della struttura di sostegno sono compatibili con tutte le misure del cuscinetto.

### Innovativo design della struttura di sostegno



La struttura di sostegno morbida e flessibile è comoda da indossare durante la notte e, secondo la valutazione degli utenti, è come non indossare nulla.\*

### Libertà di movimento



Grazie allo spostamento sopra la testa della connessione del tubo dell'aria, la maschera DreamWear offre maggiore libertà di movimento durante la notte. Gli utenti hanno affermato di poter dormire senza dover scegliere una posizione precisa con la maschera DreamWear indossata.\*



Data di rilascio  
2018-04-03

Versione: 10.0.1

12 NC: 0000 011 16745  
UPC: 6 06959 40204 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Questionario Philips sulle preferenze degli utenti per il 2017  
\* \* Analisi dei dati raccolti ad Agosto 2017 sulle preferenze di 85 pazienti. Le maschere prescritte includono Resmed Airfit F10 e F20, Respiroics Amara View e F&P Simplus, sulla base di 10 giorni di utilizzo.  
\* <sup>1</sup>Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ulteriori istruzioni sulla pulizia.