



Philips DreamStation Go
Batteri

Fortsæt behandlingen uden
stikkontakt

Kompakt
Letvægter, 0,69 kg

HH1450

CPAP-behandling, også uden for elnettets rækkevidde

For mange søvnapnøpatienter, der rejser til steder uden for elnettet, kan der opstå problemer med at opretholde behandlingen. Philips har udviklet DreamStation Go batteri.

Kompakt og let

- Kompakt og let

PHILIPS

Batteri

Fortsæt behandlingen uden stikkontakt Kompakt, Letvægt, 0,69 kg

Specifikationer

Kompatibilitet

- PAP-system: DreamStation Go CPAP, AutoPAP

Service

- Garanti: 1 år

Tekniske oplysninger

- Vægt: 696 g (1,53 lb)
- Udgangsspænding: 18 - 24,6 V jævnstrøm
- Batteriteknologi: Lithiumioner

- Indgangsspændingsområde: 100 - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 2,0 - 1,0 A
- Udgangseffekt: 50 W
- Driftstid: >8 timer
- Minimumlevetid: 500 cyklusser
- Opladningstid: < 5 timer

Partnummer

- Batteripakke: 1133281

HH1450/00

Vigtigste nyheder

Kompakt og let



Hvis du planlægger en rejse, hvor du ikke har adgang til elnettet, kan natbatteriet til DreamStation Go hjælpe dig med at fortsætte din behandling. DreamStation Go med et indstillet tryk på 10 cm viste en gennemsnitlig driftstid på 13 timer* ved at køre på natbatteriet til DreamStation Go. Bemærk: Batteriets driftstider kan variere pga. højere CPAP-trykindsstillinger, kraftig maskeutæthed, højde, temperatur, opladning af enheder via USB-porten og andre variable. *PAP-driftstidsforsøgsbetingelser: CPAP-tilstand, tryk 10 cm H₂O, 12 mm slange, 37 l/min utæthed, 73,4 F i en højde på 503 meter over havets overflade.



Udgivelsesdato
2018-08-31

Version: 5.0.2

12 NC: 0000 011 33281
UPC: 6 06959 41479 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com