

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Advanced

Vücut ve yüz için

Cilt tonu sensörüyle

Alt bacak uygulaması 15 dakika

+ Satin Compact kalem düzeltici



BRI921/00



En az 3 ay boyunca tüylerden arınmış bir cilt*

3 uygulamadan sonra tüylerde en az %85'e kadar azalma**

Philips Lumea Advanced tüylerin vücudunuzda tekrar uzamasına engel olur. Düzenli olarak uygulanan hassas ışık atışları cildinizin her gün ipek kadar pürüzsüz olmasını sağlar.

IPL teknolojisiyle uzun süre kalıcı tüy azaltma

- Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi
- Birçok tüy ve cilt tipine uygundur
- ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda

Vücut, yüz, bikini bölgesinde güvenli, hızlı ve etkili


- Kanıtlanmış güvenli ve etkili uygulama
- Entegre cilt tonu sensörü

Farklı vücut bölgeleri için özel uygulama

- Hassas bölgelerde bile güvenli ve etkili
- Hızlı uygulama için geniş pencere alanı
- Yüzde ekstra güvenlik için hassas bölge başlığı
- Satin Compact kalem düzeltici içeren Özel Güzellik Seti


Özellikler

Uzun süreli pürüzsüzlük



IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden anndırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.

Kanıtlanmış etki



Tarafsız araştırmalar, yalnızca 3 uygulama gibi kısa bir sürede tüylerde en az %85 azalma olduğunu göstermektedir*. İlk 4 uygulama 2 haftada bir yapılmalıdır. Daha sonra istediğiniz sonuçları görmeye başlarsınız. Bu sonuçları görmeye devam etmek için 4 haftada bir rötuş uygulaması yapın. 8 rötuş uygulamasından sonra en az 3 ay boyunca* tüylerden anmış cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu resmi büyümek için lütfen bu sayfanın üst kısmında yer alan görüntü galerisindeki görüntüye tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri



Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi, siyah tüylerde etki gösterir. Diğer IPL tabanlı uygulamalar gibi, Philips Lumea da beyaz/gri, açık sarı veya kızıl tüylerde ve çok koyu renkli ciltlerde kullanıma uygun değildir. Bunun nedeni tüy rengi pigmenti ve cilt tonu pigmenti arasında yüksek kontrast gerekmesidir.

Cilt Tonu Sensörü



Entegre cilt tonu sensörü, her seansın başında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Bu ürünün kullanılamayacağı kadar koyu bir cilt tonu algıladığında ışık atımı uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Uygulama alanları



Yüzünüzdeki (dudak üstü, çene ve favoriler) ve bacaklar, kol altı, bikini bölgesi, karnı ve kol gibi vücut bölgelerindeki tüylerden kurtulmak için güvenle kullanın.

Bacaklarda hızlı uygulama




Bacak gibi geniş bölgelerde hızlı uygulama için geniş uygulama penceresi.

Yüz için ekstra güvenlik



Ek entegre ışık filtresiyle dudakların üzerindeki bölgede, çenede, yanaklarda bulunan yüz tüylerinde ve diğer hassas bölgelerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması



Lumea Uygulaması ücretsiz indirilebilir ve size özel, benzersiz ve kişiselleştirilmiş bir IPL deneyimi sunar. Lumea cihazınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan, ayrıca uzun süreli sonuçlar almak için cihazı doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olmanızı sağlayan, size özel bir kişisel eğitmendir. Uygulama, cihazı her kullanımınızda ipuçları ve öneriler sunarak her bir vücut bölgeniz için kişiselleştirilmiş bir uygulama planı oluşturmaya yardımcı olur. Tüm bildirimleri veya hatırlatıcıları aldığınızdan emin olmak için uygulamayı düzenli olarak kontrol etmeniz yeterlidir.

Teknik Özellikler

Uygulama alanları

Vücut bölgeleri: Bikini bölgesi, Koltuk altları, Kollar, Bacaklar, Kollar

Yüz bölgeleri: Çene, Favoriler, Dudak üstü

Başlıklar

Vücut başlığı(4cm2): Boyun altında kullanım için

Yüz aparatı (2 cm2): Göz altında kullanım için

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Kolay hareket etmek için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

Kaldırarak Uygulama: Kıvrımlı bölgelerde uygulama için

Uygulama süresi

Bikini bölgesi: 4 dk

Koltuk altı: 2,5 dk

Yüz bölgeleri: 2 dk

Alt bacak: 15 dk.

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

Güç

Gerilim: 100-240 V

Kablolu kullanım

Dahil olanlar

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu

Saklama: Kесе

Adaptör: 24 V / 1500 mA

Aksesuar: Temizleme bezi

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

Kalem düzeltici

Kullanım kolaylığı: Kompakt tutma yeri

Aksesuarlar: Kaş tarağı, Temizleme fırçası

Güç: AAA pil

