

PHILIPS

Urządzenie IPL do depilacji światłem

Lumea Advanced

Do stosowania na twarzy i ciele

Z czujnikiem odcienia skóry

> 250 000 błysków światła



SC1998/00



Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*

Co najmniej 85% włosów mniej już po 3 zabiegach**

Technologia depilacji światłem Philips Lumea Advanced potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwałe usuwanie włosów dzięki technologii IPL

- Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów
- Pobierz BEZPŁATNĄ aplikację Lumea, aby korzystać ze spersonalizowanych wskazówek

Szybkie, bezpieczne i skuteczne działanie na ciele i twarzy

- Sprawdzone bezpieczne i skuteczne zabiegi
- Wbudowany czujnik odcienia skóry

Dostosowanie zabiegów do różnych obszarów ciała

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi
- Precyzyjna nasadka zapewniająca większe bezpieczeństwo skóry twarzy
- Nasadka do precyzyjnych zabiegów w okolicach bikini



asimpleswitch.com


Zalety

Długotrwała gładkość



Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosów delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.

Potwierdzona skuteczność



Obiektywne badania wykazały zmniejszenie ilości włosów o co najmniej 85% już po 3 zabiegach**. Pierwsze 4 zabiegi należy przeprowadzać co 2 tygodnie, a po tym czasie powinny już przynieść pożądane rezultaty. Aby utrzymać te rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4 tygodnie. Po zaledwie 8 takich zabiegach można cieszyć się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*. Aby powiększyć, kliknij obraz w galerii u góry strony.

Odpowiednie typy skóry i włosów



Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie oraz łatwe i bezpieczne stosowanie w połączeniu z różnymi typami skóry i włosów. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL, urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasnym blond lub rudym, a także w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów i skóry.

Czujnik odcienia skóry



Wbudowany czujnik odcienia skóry określa karnację skóry na początku każdej sesji i od czasu do czasu podczas jej trwania. Wykrycie zbyt ciemnego odcienia skóry spowoduje automatyczne zatrzymanie emitowania błysków.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do usuwania włosów z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

Szybkie zabiegi na nogach



Duże okienko urządzenia umożliwia szybkie zabiegi na większych obszarach ciała, takich jak nogi.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Obszary zastosowania

Obszary ciała: Ramiona, Nogę, Brzuch, Pachy, Okolice bikini

Okolice twarzy: Podbródek, Policzki, Górna warga

Wposażenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Nasadka do twarzy (2 cm²): Do użytku w miejscach poniżej oczu

Nasadka do okolic bikini (2 cm²): Do specjalnych zabiegów w okolicach bikini

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Płynne ruchy podczas zabiegów

Działanie sieciowe/bezprzewodowe:

Działanie sieciowe

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

Czas zabiegu

Okolice bikini: 4 min

Pachy: 2,5 min

Okolice twarzy: 2 min

Dolna część nóg: 7,5 min

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

5 ustawień intensywności światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Zintegrowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym

wyzwalaniem błysków

Czujnik odcienia skóry: Rozpoznaje odcień skóry

Moc

Napięcie: 100–240 V

Działanie sieciowe

Elementy zestawu

Instrukcja użytkownika: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Pokrowiec

Adapter: 24 V / 1500 mA

Akcesorium: Szmatka do czyszczenia

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

