

# PHILIPS

Wisp CPAP-näsmask  
med huvudband, Tygram

Förpackning

3 kuddar (S/M, L, XL)

HH1024



## Prestanda har ett nytt utseende.

Wisps finurliga teknik för automatisk tätning följer dina rörelser och ger en överlägsen tätning och en utmärkt nattsömn.

### **Magnetiska knäppen**

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

### **Öppet synfält**

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

### **Kompakt design**


- Wisp sitter bekvämt på fler än 98 % av användarna\*

### **Prestanda och komfort**

- Ger snabb och enkel montering och justering.

## Funktioner

### Större frihet



Wisp har en tunn design som eliminerar behovet av vaddering i pannan, vilket ger dig ett bättre synfält.

### Kompakt design, naturlig passform



Kudden på nästippen är utformad för att ligga nedantill på näsryggen så att kontakten med ansiktet blir så liten som möjligt men samtidigt ger överlägsen tätning. \* Bekräftelse via den antropometriska databasen

### Minimal design, överlägsen tätning



Designen och huvudbandets knäppen gör användningen och rengöringen enklare.

### Magnetiska knäppen

Kontakta din läkare innan du använder denna mask. Vissa medicintekniska produkter kan påverkas av magnetiska fält. De magnetiska knäppena i masken ska sitta minst 50 mm från alla aktiva medicinska enheter, med särskild hänsyn till implantat, såsom pacemakers, defibrillatorer och cochleaimplantat. Läs bruksanvisningen till respektive enhet för mer information.

## Specifikationer

### Warning: Magnetic interference

Var försiktig med pacemakers: Read IFU's before use.

### Service

Garanti: 90-days

### Design

**Kompakt:** Easy fitting and adjustment

**Komfort:** Elastiskt huvudband

**Patenterad design:** Design med kudde på nästippen

**Tyst utandning:** Knärör vridbart i 360 grader

### Specifications

**Ljudtrycksnivå:** 19 dBA

**Antal delar:** Sex

**Kudde, material:** Silikon/polykarbonat

**Huvudbandsmaterial:** Termoplastisk

UBL/uretanskum/nylon/lycra/nylon

**Slangmaterial:** Termoplastisk polyesterelastomer

**Ram-material:** Nylon/spandex/uretanskum

**Sivelmateriel:** Silikon/polykarbonat

**Rengöringsinstruktioner: mask:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Rengöring: huvudband och slang:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

**Knärör/swivel, material:** Polykarbonat

**Drifttryck:** 4–20 cmH<sub>2</sub>O

**Knäppen för huvudband, material:** Acetalkopolymer

### Intent of use

För patienter <gt/>30 kg: with CPAP prescription

### Compact

**Enkel att ta på och justera:** Tyst utandning

