

PHILIPS

Masque nasal de PPC Wisp avec harnais

Pack

3 coussins (S/M, L, XL)

avec harnais

HH1024



La performance prend un nouveau visage.

Le joint d'étanchéité ingénieusement conçu pour le Wisp s'adapte automatiquement à chacun de vos mouvements.

Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

Champ de vision dégagé

- Lire, regarder la télévision ou porter des lunettes

Design compact

- Le masque Wisp s'adapte aisément à plus de 98 % des utilisateurs*

Performance et confort

- Permet une mise en place et un ajustement rapides et faciles.

Caractéristiques

Avvertissement : interférences magnétiques

Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Read IFU's before use.

Spécificités

Niveau de pression acoustique: 19 dBA

Nombre d'éléments: Six

Matériau du coussin: Silicone/Polycarbonate

Matériau du harnais: UBL/mousse

d'uréthane/nylon/lycra/nylon thermoplastique

Matériau du circuit: Élastomère de polyester

thermoplastique

Matériau du conduit: Nylon/Spandex/mousse

d'uréthane

Matériau du système de pivotement:

Silicone/Polycarbonate

Instructions de nettoyage : masque: Hand wash

with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Nettoyage : harnais, circuit: Hand wash with

mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Matériau du coude/du système de pivotement ::

Polycarbonate

Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH₂O

Matériau des clips de fixation du harnais:

Copolymère acétal

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <gt/> 30 kg: with

CPAP prescription

Compact

Mise en place et ajustement faciles: Expiration silencieuse

Design

Compact: Easy fitting and adjustment

Confort: Sangle de tête élastique

Design breveté: Coussin à l'extrémité du nez

Expiration silencieuse: Rotation du coude à

360 degrés

Entretien

Garantie: 90 jours

Points forts

Plus grande autonomie



La conception élégante du masque Wisp élimine la nécessité d'un appui frontal, permettant ainsi au patient de bénéficier d'un meilleur champ de vision.

Design compact, port naturel



Le coussin situé à l'"extrémité du nez" est conçu pour se placer sous l'arête nasale pour offrir un contact minimal et une étanchéité optimale. * Confirmation via la base de données anthropométriques

Design minimaliste, étanchéité optimale



Le design et les attaches du harnais facilitent l'utilisation et le nettoyage.

Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

* En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.



* En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.