

PHILIPS

Näsmask

DreamWisp

Slang som är placerad ovanpå huvudet

Kudde med automatisk tätning

Huvudband som är lätt att sätta fast

HH1144/02



Sov bekvämt oavsett sovställning

DreamWisp har utformats för att hjälpa dig att sova bekvämt oavsett sovställning. Om du kombinerar DreamWear-designen med slangens ovanpå huvudet med Wisp-näskudden med minimal kontakt får du DreamWisp som ger dig friheten att sova i vilken ställning som helst hela natten.

Få delar

- Rätt passform med få delar
- Enkel att fästa och justera

Magnetiska knäppen

- Det sitter magneter i knäppena till huvudbandet och på maskkudden

Öppet synfält

- Läs, titta på TV eller bär glasögon

Vapaus liikkua

- Sov i vilken ställning du vill

Bekväm och lättanvänd

- Kudde med komfort och trygghet

Specifikationer

Product details

Material: Silikon

Material: Polykarbonat

Material: Polyuretanskum

Material: Spandex

Material: Polyester

Material: Magnet (acetal)

Garanti: 90 dagar

Drifttryck: 4–30 cmH₂O

Ljudnivå: 18,7 dBA

Produktinformation

Material: Nylon

Ersättning

Kontrollera om det förekommer dagligt

slitage: Byt ut vid första tecken på slitage

Avsikt för användning

För patienter (>66 lbs/30 kg): som CPAP-behandling har förskrivits för

Varning: Magnetisk störning

Var försiktig med pacemakers: Läs bruksanvisningen före användning.

Calibration data

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:

Skölj noggrant, häng upp eller lufttorka

