

PHILIPS

Knärör

DreamWear

med swivel

HH1122



Snabbkoppling med knärör på huvudets ovansida

Med snabbkopplingen med knärör kan användaren enkelt koppla loss masken från CPAP-slangen utan att ta av masken. Om sovställningen ändras under natten kan masken röra sig fritt med hjälp av den vridbara anslutningen.

Lättanvänd

- Passar den runda öppningen på maskens ram

Funktioner

Komfort och hög prestanda



Knärörets utformning gör att slangen riktas över användarens huvud vilket minskar slitaget på masken. Innehåller en inbyggd utandningsport.

Specifikationer

Service

Warranty: 90-days

