

PHILIPS

Máscara nasal

DreamWisp

Tubo de la parte superior de la cabeza

Almohadilla de ajuste automático

Arnés de fácil ajuste

HH1142/00



Especificaciones

Product details

Materials: Silicona

Materials: Policarbonato

Materials: Espuma de poliuretano

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliéster

Materials: Imán (Acetal)

Warranty: 90 días

Operating pressure: 4 - 30 cmH2O

Sound level: 18.7 dbA

Intent of use

To be used on patients (>66 lbs/30kg):
para quienes se ha recetado la terapia CPAP

Warning: Magnetic interference

Beware with pacemakers: Lea las instrucciones (IFU) antes de usar

Calibration data

Hand wash with mild detergent: Enjuague bien, cuelgue o seque al aire

