

Philips Máscara
Máscara nasal de terapia
CPAP Wisp, con arnés

Envase

3 almohadillas (S/M, L, XL)

HH1023



El rendimiento tiene un nuevo estilo

La tecnología inteligente con ranuras de sellado automático Wisp se adapta a cada movimiento, para lograr un ajuste superior y un excelente sueño nocturno.

Clips magnéticos

- Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes

Campo de visión abierto

- Leer, mirar televisión o usar gafas

Diseño compacto

- Wisp se adapta fácilmente a más del 98 % de los usuarios.*

Rendimiento y comodidad

- Brinda ajuste y adaptación rápidos y fáciles.

PHILIPS

Especificaciones

Design

- Patented design: Diseño de la almohadilla para la punta de la nariz
- Quiet exhalation: Codo giratorio de 360 grados
- Silicone frame: Estructura transparente y sin obstrucciones

Specifications

- Sound pressure level: 19 dBA
- N° of parts: Seis

- Cushion material: Silicona/Policarbonato
- Headgear material: UBL/espuma de uretano/nylon/spandex/nylon termoplástico
- Tubing material: Elastómero de poliéster termoplástico
- Frame material: Silicona/Policarbonato
- Swivel material: Silicona / Policarbonato
- Elbow/Swivel material: Policarbonato
- Operating pressures: 4 -20 cmH₂O
- Headgear clips material: Copolímero acetal

HH1023/00

Destacados

Diseño compacto, ajuste natural



La almohadilla donde apoya la “punta de la nariz” está diseñada para ubicarse debajo del puente nasal, tener un contacto mínimo con el rostro y un ajuste superior. * Confirmación a través de la base de datos antropométrica

Mayor independencia



El diseño elegante de Wisp elimina la necesidad de una almohadilla para la frente, lo que ofrece un mejor campo de visión.

Diseño minimalista, con ajuste superior



El diseño y los clips del arnés facilitan el uso y la limpieza.

Clips magnéticos

Consulte con su profesional de atención médica antes de usar esta máscara. Algunos dispositivos médicos se pueden ver afectados por campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta máscara deben mantenerse al menos a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, en especial de aquellos que están implantados, como marcapasos, desfibriladores e implantes cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en el envase para obtener más información.



Fecha de publicación
2020-06-11

Versión: 5.0.1

UPC: 6 06959 02126 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El Seguro Social no está obligado a hacer un reembolso por la compra de este dispositivo médico

* Confirmación a través de la base de datos antropométrica